




REHA FUND

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR

SPRZĘTU MEDYCZNEGO I REHABILITACYJNEGO



KATALOG PRODUKTÓW

WÓZKI INWALIDZKIE

Wózek inwalidzki Cruiser 1 RF-1

- dostępny w 4 szer.: 42, 45, 48, 51*cm
*(dostępne tylko w kolorze szarym)
- podwójny krzyżak
- kieszeń z tyłu wózka
- kolor: czarny, szary, zielony, czerwony i niebieski
- tylne koła lane lub pneumatyczne
- stalowa rama
- poduszka p/odl.
- przednie koła lane
- waga od 18,1 kg
- max waga użytkownika 125 kg



Wózek inwalidzki Cruiser 2 RF-2 **NOWOŚĆ**

- dostępny w 3 szer.: 42, 45 i 48 cm
- wzmacniane podłokietniki za pomocą metalowej wkładki
- rzep łączący tapicerkę siedziska z tapicerką oparcia
- regulacja środka ciężkości na przednim i tylnym kole
- aluminiowe ciągi
- uchylany i demontowany boczek
- koło tylne pneumatyczne lub PU
- podnóżki: demontowane i uchylane na zewnątrz i do wewnątrz
- waga 16,5 kg wraz z wyposażeniem
- max waga użytkownika 120 kg
- w opcjach dodatkowych: hamulce dla opiekuna, koła antywywrotne i uchwyt na kule



Wózek inwalidzki Cruiser Active RF-3

- dostępny w 3 szer.: 42, 45 i 48 cm
- koła antywywrotne
- hamulce dla asystenta
- tylne koła lane lub pneumatyczne
- aluminiowa rama
- pas podtrzymujący pacjenta
- waga od 13,3 kg
- max waga użytkownika 120 kg



Wózek inwalidzki Cruiser Active 2 RF-4

- ultra lekki - 16 kg z wyposażeniem
- dostępny w 3 szer.: 42, 45 i 48 cm
- odchylane i demontowane podłokietniki
- koła antywywrotne
- pas biodrowy
- możliwość regulacji środka ciężkości
- kolor: szary, czarny, zielony, czerwony i niebieski
- koła lane i pneumatyczne
- aluminiowa rama
- max waga użytkownika 120 kg



* 5-letnia gwarancja dotyczy tylko ramy wózka.

WÓZKI INWALIDZKIE

Wózek inwalidzki Cruiser Active 3 RF-5

- koła antywywrotne
- pas biodrowy
- łamane, składane i odchylane oparcie
- możliwość regulacji środka ciężkości na tylnych kołach w kierunku przód – tył, góra – dół oraz na przednich kołach
- amortyzatory w przednich kołach (opcjonalnie)
- hamulce bębnowe dla opiekuna
- podwójny krzyżak
- odchylany na zewnątrz i do wewnątrz regulowany podnóżek
- regulacja wysokości podłokietnika
- kieszeń z tyłu wózka na oparciu
- przyciski składania oparcia i odchylania boczka
- w komplecie zestaw narzędzi i pompka
- dostępny w 4 szerokościach: 40 / 42 / 45 / 48 cm
- waga wózka od 19 kg
- kolor: szary
- aluminiowa rama
- łatwa do prania, odpinana tapicerka
- max waga użytkownika 125 kg



Wózek inwalidzki Cruiser Comfort 1 RF-10



- przedłużone oparcie z funkcją regulacji kąta nachylenia od 0°-90°
- miękki, regulowany zagłówek pod głowę
 - podłokietniki z funkcją demontażu
 - hamulec postojowy
- tylne koła pompowane 24" przednie koła pełne 8"
 - aluminiowe ciągi
- demontowane, uchylne i unoszone do poziomu podnóżki
 - kieszeń z tyłu wózka na oparciu
 - element antywywrotny
- w komplecie zestaw narzędzi i pompka (koła pneumatyczne)
- dostępny w 3 szerokościach: 42 / 45 / 48 cm
 - waga wózka od 25,5 kg
- dostępny w kolorze szarym i zielonym
 - max waga użytkownika 120 kg



* 5-letnia gwarancja dotyczy tylko ramy wózka.

PODUSZKI DO SIEDZENIA

Poduszka BioFlote™ 1 PLUS

- idealna dla osób długo przebywających w pozycji siedzącej
- do 35 % redukcji nacisku
- max waga użytkownika 130 kg



Poduszka BioFlote™ 2 PLUS

- przeciwoodleżynowa
- stosowana przy wysokim ryzyku powstania odleżyn
- do 65 % redukcji nacisku
- dwie szerokości (40, 45 cm)
- max waga użytkownika 210 kg



Poduszka BioFlote™ 3 PLUS **NOWOŚĆ**

- zmniejsza ryzyko powstawania odleżyn
- zmniejsza nacisk na podłoże
- automatycznie napełnia się powietrzem bez użycia pompy
- zawór zwalniający sprawia, że poduszka sama dopasowuje się do użytkownika
- oddychający, siatkowany, zapinany na zamek pokrowiec
- zabezpieczona antypoślizgową tkaniną
- uniwersalna, wygodna i łatwa w użyciu
- max waga użytkownika 130 kg
- dostępna w dwóch szerokościach: 43 cm i 45,5 cm



Poduszka Super Żel 681

- przeciwoodleżynowa
- żelowa
- w pokrowcu nieprzemakalnym



Poduszka Super Jeż 626

- profilowana
- z otworem wys. 9 cm
- bez pokrowca, w pokrowcu bawełnianym lub nieprzemakalnym



PODKŁADKI PRZECIWODLEŻYNOWE

Podkładka ochronna pod piętę PP-1

- wykonana z pianki poliuretanowej
- zapinana na rzepy
- wymiar 16 x 19 cm



Podkładka ochronna pod łokieć PP-2

- wykonana z pianki poliuretanowej
- zapinana na rzepy
- wymiar 15 x 39,5 cm



Krażki przeciwdoleżynowe PP-3

- wykonane z pianki poliuretanowej
- wymiary:
 - Ø 13 cm (PP-3/S - 2 szt)
 - Ø 18 cm (PP-3/M - 2 szt)
 - Ø 23 cm (PP-3/L - 1 szt)



Podkładka pod nogę PP-4

- wykonana z pianki poliuretanowej
- wymiar 35x20x20 cm



Podkładka pod głowę PP-5

- wykonana z pianki poliuretanowej
- wymiary:
 - 11 x 13 x 6 cm (PP-5/S)
 - 18 x 16 x 9 cm (PP-5/M)
 - 23 x 21 x 10 cm (PP-5/L)



Podkładka przeciwdoleżynowa uniwersalna PP-6

- wykonana z pianki poliuretanowej
- dostępna w poszewce bawełnianej
- wymiar 4,5 x 20 x 41 cm



Wałek przeciwdoleżynowy PP-7

- wykonany z pianki poliuretanowej
- dostępny w poszewce bawełnianej
- wymiar Ø 12,5 x 43 cm




Podkładka przeciwdoleżynowa trójkątna PP-8

- wykonana z pianki poliuretanowej
- dostępna w poszewce bawełnianej
- wymiar 19 x 19 x 43 cm



Klin 60° PP-9

- wykonany z pianki poliuretanowej
- o kącie nachylenia 30° lub 60°
- w poszewce bawełnianej
- wymiar 22,5 x 60 x 58 cm




Klin 45° PP-10

- wykonany z pianki poliuretanowej
- o kącie nachylenia 45°
- w poszewce bawełnianej
- wymiar 44,5 x 44,5 x 60 cm



Rozpórka nóg PP-11

- wykonana z pianki poliuretanowej
- wymiary:
 - 31 x 46 cm (PP-11/S)
 - 36 x 56 cm (PP-11/M)
 - 41 x 64 cm (PP-11/L)



Rozpórka nóg PP-12

- wykonana z pianki poliuretanowej
- dostępna w poszewce frotte z pasem zapinanym na rzep
- wymiary:
 - 24 x 14 cm (PP-12/M)
 - 26 x 16,5 cm (PP-12/L)



MATERACE PRZECIWODLEŻYNOWE

Materac BioFlote™ 2000

- materac pneumatyczny, pęcherzykowy do I stopnia odleżyn
- cicha pompa (<31dB)
- pompa ze wskaźnikiem ciśnienia uwzględniającym wagę ciała pacjenta
- zestaw naprawczy w komplecie
- wym.: 196 x 86 x 6,5 cm
- max waga użytkownika 130 kg




Materac BioFlote™ 3000

- materac pneumatyczny, pęcherzykowy do II stopnia odleżyn
- cicha pompa (<31dB)
- pompa ze wskaźnikiem ciśnienia uwzględniającym wagę ciała pacjenta
- dodatkowa komora w zestawie
- wym.: 180x 80 x 11 cm
- max waga użytkownika 130 kg



Materac BioFlote™ 4000

- materac pneumatyczny, komorowy do II stopnia odleżyn
- mikrowentylacja komór
- zawór CPR
- pompa ze wskaźnikiem ciśnienia uwzględniającym wagę ciała pacjenta
- dodatkowa komora w zestawie
- wym.: 185x85x11 cm
- max waga użytkownika 150 kg



Materac BioFlote™ 5000


- materac pneumatyczny, komorowy do III stopnia odleżyn
- funkcja statyczna
- zawór CPR
- pompa ze wskaźnikiem ciśnienia uwzględniającym wagę ciała pacjenta
- dodatkowa komora w zestawie
- wym.: 200 x 90 x 12,7 cm
- alarm niskiego ciśnienia
- max waga użytkownika 160 kg



MATERACE PIANKOWE

Materac podkładowy BioFlote™ 50

- przeznaczony do stabilizacji materaca pneumatycznego względem podłoża (np. łóżka z lamelkami)
- płaski profil materaca
- gęstość pianki 28 kg/m³
- pianka elastyczna
- wymiary: 85 x 200 x 5,5 oraz 90 x 200 x 5,5 cm



Materac podwyższający BioFlote™ 100

- materac podwyższający na materac piankowy
- przeznaczony do zwiększania efektywności przeciwdrożynowej płaskich materacy piankowych
- niskie ryzyko powstania odleżyn; profilaktyka
- profil materaca – żeżowany
- pianka elastyczna
- gęstość pianki 18 kg/m³
- dobra cyrkulacja powietrza
- dostępny w poszewce nieprzemakalnej i bawełnianej
- wymiary:
 - 90 x 200 x 5 cm (nr kat. 100/5)
 - 90 x 200 x 10 cm (nr kat. 100/10)



Materac BioFlote™ 200

- w opcji z pokrowcem nieprzemakalnym 15/P/EN z gumką
- idealny do wypożyczalni łóżek
- do opieki krótkoterminowej, samodzielny
- dla osób o wadze do 100 kg i niskim stopniu ryzyka powstania odleżyn
- gęstość pianki 25 kg/m³
- pianka elastyczna
- dobra cyrkulacja powietrza
- wymiary: 90 x 200 x 10 cm



Materac BioFlote 200 Basic/N

- w opcji z pokrowcem nieprzemakalnym 15/P/EN z gumką
- idealny do wypożyczalni łóżek

MATERACE PIANKOWE



Materac BioFlote™ 300 TMS

- szpitalny do opieki długoterminowej
- profilowany, samodzielny
- przeznaczony dla osób o wadze do 120 kg i wysokim stopniu ryzyka powstania odleżyn
- medyczny 3-strefowy profil
- 2-warstwowy
- dolna warstwa stabilizuje materac
- gęstość pianki 25 kg/m³ i 28 kg/m³
- pianka elastyczna
- dobra cyrkulacja powietrza
- dostępny w poszewce nieprzemakalnej i bawełnianej
- wymiary: 90 x 200 x 15 cm

Materac BioFlote™ 400

- do opieki długoterminowej, samodzielny lub podkładowy
- przeznaczony dla osób o wadze do 120 kg i niskim stopniu ryzyka powstania odleżyn, standardowy, płaski - dobrze podpierający pacjenta
- gęstość pianki 25 kg/m³
- pianka elastyczna
- dostępny w poszewce nieprzemakalnej i bawełnianej
- wymiary: 90 x 200 x 15 cm



Materac BioGofer™ 15000

- materac przeciwoleżynowy, szpitalny
- do opieki długoterminowej, samodzielny
- do leży wielosegmentowych
- gęstość pianki 30 kg/m³
- max waga użytkownika 130 kg
- profil typu gofer
- bez pokrowca
- wym.: 90 x 200 x 10 cm;
90 x 200 x 12 cm; 90 x 200 x 15 cm

PODKŁADY OCHRONNE

Podkład ochronny 3046

- nieprzemakalny
- wielokrotnego użycia (łatwy w praniu)
- dostępny w 3 kolorach (biały, zielony, niebieski)
- dostępny w 5 rozmiarach



3046-1	70x100 cm
3046-2	90x100 cm
3046-3	90x140 cm
3046-4	90x200 cm
3046-5	90x200 cm z gumkami podtrzymującymi
3046-6	140x200 cm

Pokrowce do materacy



Pokrowiec nieprzemakalny 10 lub 15/P/N

- rozmiar: szer. 90 x dł. 200 x wys. 15 lub 10 cm



Pokrowiec bawełniany 10 lub 15/P/B

- rozmiar: szer. 90 x dł. 200 x wys. 15 lub 10 cm



Pokrowiec elastyczny nieprzemakalny 15/P/EN

- elastyczny
- wielokrotnego użycia (łatwy w praniu)
- rozmiar: szer. 90 x dł. 200 x wys. 15 cm
- w kolorze białym

Podkłady higieniczne nieprzemakalne

Nieprzemakalny podkład higieniczny 3045

- wielokrotnego użycia (łatwy w praniu)
- odporny na działania środków odkażających
- posiada atest higieniczny PZH
- dostępny w kolorze niebieskim i zielonym
- dostępny w 4 rozmiarach
 - 3045-1 (wym. 70 x 100cm)
 - 3045-2 (wym. 70 x 140cm)
 - 3045-3 (wym. 140 x 100cm)
 - 3045-4 (wym. 140 x 200cm)
- dodatkowe wymiary dostępne na życzenie klienta



PODUSZKI ORTOPEDYCZNE DO SPANIA

Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI

Morfeusz Klasyczny 660

- Poduszka ortopedyczna Morfeusz Klasyczny została wykonana z pianki sprężystej.



Morfeusz Komfortowy 661

- Poduszka ortopedyczna Morfeusz Komfortowy została wykonana z pianki termoelastycznej („z pamięcią”).



Morfeusz Ekskluzywny 662

- Poduszka ortopedyczna Morfeusz Ekskluzywny została wykonana z połączenia Pianki sprężystej oraz pianki termoelastycznej („z pamięcią”).



Morfeusz Podróżny 663

- Poduszka ortopedyczna Morfeusz Podróżny wykonana została z pianki termoelastycznej, doskonale sprawdza się u osób często śpiących poza domem.



Morfeusz Delikatny 664

- Poduszka ortopedyczna Morfeusz Delikatny została wykonana z pianki termoelastycznej („z pamięcią”).



Morfeusz do terapii bezdechu sennego 665

- Poduszka ortopedyczna Morfeusz do terapii bezdechu sennego została wykonana z pianki termoelastycznej („z pamięcią”).



KULE | LASKI

Kula łokciowa RF-200

- uchylna obejmka
- pojedyncza regulacja wysokości
- 180 kg wytrzymałości



Kula łokciowa RF-210

- uchylna obejmka
- podwójna regulacja wysokości
- 180 kg wytrzymałości



Kula łokciowa RF-220

- stała obejmka
- pojedyncza regulacja wysokości
- 113 kg wytrzymałości



Kula pachowa RF-230

- regulacja wysokości
- rozmiar M i L
- 113 kg wytrzymałości



Trójnóg RF-300

- daje stabilne podparcie podczas chodzenia
- regulacja wysokości
- 127 kg wytrzymałości



Czwórnoóg RF-400

- idealny również jako wsparcie do wchodzenia po schodach
- regulacja wysokości
- 127 kg wytrzymałości



Laska z zawieszka RF-510 (czarna) RF-511 (brązowa)

- aluminiowa
- regulacja wysokości
- 113 kg wytrzymałości



Laska składana z zawieszka RF-520 (czarna) RF-521 (brązowa)

- aluminiowa
- regulacja wysokości
- 113 kg wytrzymałości



Nasadka zimowa RF - 200/2

- na kule - uniwersalna



W NASZEJ OFERCIE ZNAJDZIESZ RÓWNIEŻ NASADKI:

- N/28 (Ø 28mm) do balkonika RF-130/RF-131
- N/25 (Ø 25mm) do balkonika RF-100 i podpórki RF-651
- N/20 (Ø 20mm) do kul RF-200/RF-210/RF-230
- N/18 (Ø 18mm) do kuli RF-220 i do lasek RF- 510/RF-511/RF-520/RF-521
- N/16 (Ø 16mm)- do trójnogu RF-300 i czwórnoгу RF-400

BALKONIKI | CHODZIKI | PODPÓRKI

Balkonik z kulką RF-100

- bardzo lekki, tylko 1,94 kg
- regulowana wysokość
787 mm - 863 mm
- max waga użytkownika 127 kg



Balkonik 3-funkcyjny RF-131

- 3 funkcyjny: przestawny, kroczący, z kółkami
- z regulacją wysokości
- waga 2,6 kg
- max waga użytkownika 113 kg



Balkonik Luca RF-803/1

- balkonik z możliwością rozbudowy
- aluminiowa, składana rama
- regulacja wysokości
- ergonomiczne uchwyty na dwóch wysokościach
- waga 2,5 kg
- kółka w zestawie (2 szt.)
- możliwość rozbudowy o zestaw toaletowy i ławeczkę do siedzenia
- max waga użytkownika 100 kg



Ambonka do chodzenia

Atlanta RF-141

NOWOŚĆ

- stalowa rama
- dodatkowy uchwyt na kroplówkę
- możliwość blokady tylnych kół
- miękkie uchwyty
- max bezpieczne obciążenie: 100 kg
- szerokość: 64 cm, długość: 73 cm
- regulacja wysokości: 113-135.5 cm
- waga: 10,8 kg



BALKONIKI | CHODZIKI | PODPÓRKI

Chodzik 3-kołowy Barcelona RF-611 **NOWOŚĆ**

- stabilna, stalowa, składana rama
- z torbą, koszykiem i hamulcami
- regulacja wysokości uchwytów za pomocą motylków
- koła PVC +PP
- waga 7,4 kg
- max waga użytkownika 110 kg



Chodzik 3-kołowy Helsinki Premium RF-621 **NOWOŚĆ**

- lekka, aluminiowa, składana rama
- z torbą, koszykiem i hamulcami
- regulacja wysokości uchwytów za pomocą motylków
- koła PU +PP
- waga 5,8 kg
- max waga użytkownika 110 kg



Chodzik 3-kołowy Genewa Premium RF-622 **NOWOŚĆ**

- elegancki, nowoczesny design
- lekka, aluminiowa, składana rama
- z torbą i hamulcami
- regulacja wysokości uchwytów za pomocą przycisków blokujących
- koła TPR
- waga 5,8 kg
- max waga użytkownika 115 kg



Chodzik 4-kołowy RF-610

- 4-kołowy
- z siedziskiem, hamulcami i torbą
- stalowa rama
- waga 8,6 kg
- max waga użytkownika 136 kg



Chodzik 4-kołowy Denver Premium

- chodzik 4-kołowy
- wygodne siedzisko
- wytrzymała aluminiowa rama
- z hamulcami
- z koszykiem
- reg. wys. uchwytów 78 - 85 cm
- szer. 61 cm
- waga 7 kg
- max waga użytkownika 158 kg



Chodzik 4-kołowy Oslo Premium RF-616

- chodzik 4-kołowy
- wygodne siedzisko
- wytrzymała aluminiowa rama
- z hamulcami
- z koszykiem
- z podnóżkiem
- funkcja transportowa
- przekładane oparcie
- reg. wys. uchwytów 78 - 85 cm
- szer. 61 cm
- waga 7 kg
- max waga użytkownika 158 kg



BALKONIKI | CHODZIKI | PODPÓRKI

Chodzik 4-kołowy Lizbona Premium RF-620

- wysokiej jakości chodzik 4-kołowy
- elegancki, nowoczesny design
- lekki i zwrotny
- łatwy w prowadzeniu
- składana aluminiowa rama
- składany do małych rozmiarów
- stabilizacja przednich kół za pomocą motylków
- możliwość demontażu tylnych nóg za pomocą przycisków blokujących
- wygodne siedzisko
- z hamulcami
- podręczna torba
- reg. wys. uchwytów 82-95 cm
- szer. 61 cm
- waga 6,6 kg
- max waga użytkownika 136 kg



Chodzik 4-kołowy Rio Premium RF-623

- wysokiej jakości chodzik 4-kołowy
- elegancki, nowoczesny design
- łatwy w prowadzeniu dzięki dużym kołom
- aluminiowa rama
- składany do małych rozmiarów
- wygodne siedzisko i oparcie
- z hamulcami
- duża torba zakupowa
- możliwość regulacji wysokości oparcia
- odbłaski na przednich kołach
- reg. wys. uchwytów 82 - 92 cm
- szer. 64 cm
- waga 7,1 kg
- max waga użytkownika 130 kg



Chodzik 4-kołowy Palermo Premium RF-624

- ze składanym siedziskiem
- z hamulcami i torbą z koszykiem
- waga 8,5 kg
- max waga użytkownika 136 kg



Chodzik 4-kołowy Bogota Premium RF-625 **NOWOŚĆ**

- elegancki nowoczesny design,
- składana aluminiowa rama z dodatkową funkcją transportową
- stabilizacja przednich kół i tylnych nóg za pomocą motylków
- wygodne siedzisko i podręczna torba
- max bezpieczne obciążenie 136 kg
- reg. wys. uchwytów 82-100 cm
- szer. 64 cm
- waga 8,9 kg



Podpórka 2-kołowa z siedziskiem RF-651

- 2-kołowa
- waga od 5 kg
- max waga użytkownika 113 kg



SPRZĘT REHABILITACYJNY

Rotor składany 903 **NOWOŚĆ**

- przeznaczony do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych
- stalowa, składana rama
- wyposażony w mechanizm oporowy
- z nasadkami antypoślizgowymi



Rotor z odometrem RF-901

- przeznaczony do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych
- z odometrem (licznik przebytej odległości)
- z nasadkami antypoślizgowymi
- składany



Sprzęt do ćwiczeń kończyn górnych RF-881

- prosta i niezawodna konstrukcja
- prosty montaż bez potrzeby ingerencji w infrastrukturę



Rotor stalowy RF-902

- przeznaczony do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych
- stalowy
- wyposażony w mechanizm oporowy
- z nasadkami antypoślizgowymi



Wezglowie RF-950

- możliwość regulacji niemal do pozycji siedzącej (max 80°)
- 5 stopniowa regulacja
- wymiary: dł. 47cm, szer. 63cm



Kołnierz ortopedyczny Campa 869

- sztywny i bardzo lekki
- wykonany z pianki polietylenowej
- zapinany dwustronnie taśmami Velcro
- wsporniki żuchwy i potylicy wykonano z lakierowanej blachy aluminiowej
- wodoodporny, łatwy w użytkowaniu i konserwacji



Chwytnak z magnesem RF-750 (krótki) RF-751 (długi)

- przeznaczony dla osób z problemami schylania się i chwytania
- posiada szczęki z wyżłobieniem oraz magnes



SPRZĘT SANITARNY I POMOCNICZY

Krzesło sedesowe RF-800

- funkcja nadstawki toaletowej
- aluminiowe
- ze zdejmowanym oparciem i regulacją wysokości
- waga 4,17 kg
- max waga użytkownika 130 kg



Krzesło sedesowe Bruno RF-801

- funkcja przenośnej toalety i nadstawki toaletowej
- stalowe
- ze składaną ramą
- posiada gumowe nasadki zapobiegające ślizganiu się
- ze zdejmowanym oparciem i regulacją wysokości siedziska 53 - 72 cm (za pomocą przycisku blokującego)
- waga 6,5 kg
- max waga użytkownika 100 kg



Wózek toaletowy Marco RF-802

- funkcja przenośnej toalety
- możliwość używania bezpośrednio nad toaletą
- możliwość używania w łazience do zachowania higieny osobistej
- aluminiowa rama
- cztery obrotowe i zwrotne koła
- regulacja wysokości oparcia za pomocą motyli
- ergonomiczne podłokietniki z tworzywa sztucznego
- siedzisko i oparcie wykonane z nieprzemakalnego tworzywa sztucznego
- zaciski hamulcowe na tylnych kołach
- demontowane i uchylane do wewnątrz oraz do zewnątrz podnóżki
- pas stabilizujący stopę na wysokości kostki po obu stronach
- regulacja wysokości oparcia 45,5-48 cm
- waga 13,5 kg
- max waga użytkownika 120 kg



Krzesło sedesowe Luca 3w1 RF-803

- funkcja przenośnej toalety i balkonika
- posiada ławeczkę do siedzenia
- z kółkami
- szer. toalety 40 cm
- szer. ławeczki 41 cm
- waga 6 kg
- max waga użytkownika 100 kg



Krzesło sedesowe RF-840

- 2 siedziska: komfortowe - zdejmowane oraz toaletowe - uchylne i zdejmowane
- regulowana wysokość
- nóżek z bezpieczną blokadą
- bezpieczne gumowe nasadki zapobiegające ślizganiu się
- waga 8,5 kg
- max waga użytkownika 130 kg



Nakładka toaletowa Sara RF-870

- idealne rozwiązanie dla osób starszych i pacjentów po operacjach
- podwyższa toaletę
- łatwa w montażu
- z klapką; anatomiczny kształt
- pasuje do wszystkich modeli sedesów
- max bezpieczne obciążenie 136 kg



RF-870/15
- wysokość 15 cm
- waga 1,6 kg

RF-870/10
- wysokość 10 cm
- waga 1,4 kg

SPRZĘT SANITARNY I POMOCNICZY

Krzesło RF-810 do higieny intymnej

- z wycięciem „U” pod prysznic
- z regulacją wysokości
- max waga użytkownika 110 kg



Taboret RF-811 do higieny intymnej

- z wycięciem „U” pod prysznic
- z regulacją wysokości
- max waga użytkownika 110 kg



Krzesło RF-820 pod prysznic

- z regulacją wysokości
- max waga użytkownika 110 kg



Taboret RF-821 pod prysznic

- z regulacją wysokości
- max waga użytkownika 110 kg



Okrągły taboret pod prysznic RF-822

- regulacja wysokości 38-56 cm
- średnica siedziska 32 cm
- max waga użytkownika 136 kg



Taboret i stopień do wanny 2w1 RF-823

- regulacja wysokości 20-26 cm
- długość siedziska 41 cm
- średnica siedziska 22 cm
- max waga użytkownika 120 kg



Okrągły taboret obrotowy pod prysznic RF-824

- regulacja wysokości 41,5-58,5 cm
- średnica siedziska 35 cm
- z półką
- max waga użytkownika 150 kg



Miska pneumatyczna do mycia głowy RF-960 RF-961 (z prysznicem)

- pompowana powietrzem
- posiada wycięcie na szyję



SPRZĘT SANITARNY I POMOCNICZY

Ławeczka na wannę RF-851

- regulowany system mocowania do wanny
- wykonana z łatwozmywalnego tworzywa PVC
- uniwersalna i łatwa w montażu
- max waga użytkownika 181 kg



Ławeczka do wanny z regulacją RF-853

- regulacja wysokości 73-83 cm
- długość siedziska 40,5 cm
- średnica siedziska 20,5 cm
- max waga użytkownika 150 kg



Ławeczka pod prysznic Sophia Nr kat. RF-854

- mocowana do ściany
- składane nóżki
- stalowa rama
- szer. siedziska 49 cm
- dług. siedziska 29 cm
- reg. wys. 44-49 cm
- waga 5,1 kg
- max waga użytkownika 100 kg



Ławeczka do wanny Olivia RF-855

- wspomaga osoby z osłabioną ruchomością stawów w codziennych czynnościach toaletowych
- zwiększa wygodę oraz bezpieczeństwo w trakcie kąpieli
- wykonana z łatwego zmywalnego tworzywa PVC
- uniwersalna i łatwa w montażu
- z ergonomicznym uchwytem i wgłębieniem na kosmetyki
- szer. 32 cm
- rozstaw pokręteł 40 - 65 cm
- waga 1,5 kg
- max waga użytkownika 136 kg




Ławeczka do wanny Diana RF-856

- wspomaga osoby z osłabioną ruchomością stawów w codziennych czynnościach toaletowych
- zwiększa wygodę oraz bezpieczeństwo w trakcie kąpieli
- wykonana z łatwego zmywalnego tworzywa PVC
- uniwersalna i łatwa w montażu
- z ergonomicznym uchwytem i wgłębieniem na kosmetyki
- z obrotowym siedziskiem
- max bezpieczne obciążenie 136 kg
- szer. 35 cm
- rozstaw pokręteł 46 - 68 cm
- waga 1,6 kg



Uchwyt pionowy do wanny RF-900

- wykonany z wysokiej jakości stali, pokryty białą farbą proszkową
- mocny i wytrzymały
- uniwersalny system montażu dla różnych typów wanien (bez śrub)
- max waga użytkownika 180 kg



Uchwyt łazienkowy Alex RF- 910

- idealny dla osób potrzebujących dodatkowego wsparcia w codziennych czynnościach toaletowych
- wykonany z wysokiej jakości plastiku
- mocowany do ściany
- średnica rurki 3,5 cm
- odległość od ściany 8,5 cm
- max waga użytkownika 100 kg



Uchwyt poziomy uchylny ścienny RF-920

- wykonany z wysokiej jakości stali, pokryty białą farbą proszkową
- uchwyt na papier toaletowy
- składana konstrukcja
- max waga użytkownika 136 kg



Podpórka do muszli klozetowej RF-940

- konstrukcja aluminiowa mocowana do zacisków pokrywy muszli klozetowej
- posiada gumowe antypoślizgowe nasadki
- regulacja wysokości
- max waga użytkownika 113 kg



Uchwyt łazienkowy Alex RF- 910/30

- dł. 30 cm
- waga 3 kg

Uchwyt łazienkowy Alex RF- 910/40

- dł. 40 cm
- waga 3,7 kg

Uchwyt łazienkowy Alex RF- 910/45

- dł. 45 cm
- waga 4 kg

Uchwyt łazienkowy Alex RF- 910/60

- dł. 60 cm
- waga 5,4 kg

SPRZĘT SANITARNY I POMOCNICZY

Kaczka męska RF-890

- wyposażona w wygodny uchwyt
- może być sterylizowana na zimno, termicznie w atmosferze suchego powietrza o temp. 130 °C oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126 °C
- pojemność 1000ml



Kaczka damska RF-891

- posiada specjalnie wyprofilowany otwór
- może być sterylizowana na zimno, termicznie w atmosferze suchego powietrza o temp. 130 °C oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126 °C
- pojemność 700ml



Basen uniwersalny RF-892

- wyposażony w wygodny uchwyt i przykrywkę
- może być sterylizowany na zimno, termicznie w atmosferze suchego powietrza o temp. 130 °C oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126 °C
- pojemność 2000 ml



Pojemnik tulipan RF-893

- wyposażony w przykrywkę
- może być sterylizowany na zimno, termicznie w atmosferze suchego powietrza o temp. 130 °C oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126 °C
- pojemność 2000 ml



Miska nerkowa RF-894/1 i RF-894/2

- wyposażony w przykrywkę
- może być sterylizowany na zimno, termicznie w atmosferze suchego powietrza o temp. 130°C oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126°C.
- wymiary 31 x 12 x 11 cm
- pojemność:
300 ml (894/1)
700 ml (894/2)



Kubek do picia RF-895

- posiada 2 przykrywki: do spożywania płynów i do pokarmów półpłynnych
- wykonany z polipropylenu
- posiada wygodne uchwyty
- może być sterylizowany na zimno
- max temp. 120°C
- pojemność 200 ml



Basen kolorowy RF-896 + wkład jednorazowy RF-896/1

- płaski z uchwytem i przykrywką
- możliwość kompletacji z jednorazowymi wkładami celulozowymi RF-896/1
- może być sterylizowany na zimno, termicznie w atmosferze suchego powietrza o temp. 130°C oraz w autoklawie w atmosferze sprężonej pary wodnej w temp. 126°C
- pojemność 2000 ml



wkład jednorazowy do basenów

Pudełko na protezę DNT

- posiada zawiasową szczelną przykrywkę
- wewnętrzne białe sitko umożliwia wyjęcie i odsączenie protezy z płynu
- wykonane z polipropylenu
- łatwy w utrzymaniu w czystości
- może być sterylizowane na zimno (np. etanolem)
- kolor: zielony
- wymiar 25 x 13 cm



Pudełko ortodontyczne 702

- dostępne w 6 kolorach: pomarańczowy, niebieski, zielony, żółty, różowy jasny, łososiowy



TLENOTERAPIA

Koncentrator tlenu 525 KS firmy Drive DeVilbiss

- cichy ($<40\text{dB}$)
- lekki (16,3 kg)
- zwrotny (4 kółka)
- wysoka koncentracja tlenu (93% $\pm$ 3%)
- regulowany przepływ (0,5l-5l/min)



Koncentrator tlenu AR-5 **NOWOŚĆ**

- wyjątkowo lekki (tylko 13,9 kg)
- wysoka koncentracja tlenu (93% $\pm$ 3%)
- regulowany przepływ (1l-5l/min)



Koncentrator tlenu AE-5W **NOWOŚĆ**

- wyjątkowo cichy ($<36\text{dB}$)
- wysoka koncentracja tlenu (93% $\pm$ 3%)
- regulowany przepływ (0,5l-5l/min)



TLENOTERAPIA

PRZENOŚNE KONCENTRATORY TLENU **NOWOŚĆ**



Przenośny koncentrator tlenu P2 Kingon

- potrójny system zasilania
- jeden z najlżejszych - tylko 1,98 kg
- wymiary: 22,1 x 8,5 x 16 cm
- dobra koncentracja tlenu: 90% -3%/+6%
- praca na 1 l/min ok. 4 godz



Przenośny koncentrator tlenu iGo2 125K Drive DeVilbiss

- potrójny system zasilania
- funkcja SmartDose (dostosowuje ilość tlenu w zależności od wysiłku)
- bardzo cichy: 37,5 dB
- bardzo lekki: 2,25 kg
- wymiary: 21,3 x 8.9 x 21,8 cm
- koncentracja tlenu: 90% +/- 4/-3



Przenośny koncentrator tlenu PM41100 Precision Medical

- potrójny system zasilania
- praca na 1 l/min. nawet ok. 4,7 godz.
- waga: 2,98 kg
- wymiary: 25,7 x 16,5 x 11,4 cm
- bardzo dobra koncentracja tlenu: 87-95%
- głośność: 44 dB

Pulsoksymetr napalcowy YK-81C **NOWOŚĆ**

- mierzy nasycenie krwi tlenem oraz puls
- wyświetlacz OLED
- możliwość ustawienia alarmów



APARATY DO BEZDECHU SENNEGO

Szukasz kompleksowej oferty na maski i aparaty do bezdechu sennego CPAP?
U nas znajdziesz prawie wszystkie aparaty i maski uznanych producentów!

APEX



DeVilbiss



ResMed



**Philips
Respironics**



Yuwell



MASKI DO BEZDECHU SENNEGO

APEX WIZARD 310



APEX WIZARD 320



APEX WIZARD 230



RESMED AIRFIT F30i



RESMED AIRFIT F20



RESMED AIRFIT F30



RESMED AIRFIT N20



RESMED AIRFIT N30i



W naszej ofercie mamy dostępne wszystkie modele masek firm **APEX, RESMED i Philips Respironics**.

PODNOŚNIKI

Podnośnik Mobile Lift

- elektryczny
- rozchylana podstawa
- wieszak 4-punktowy
- przycisk bezpieczeństwa
- blokady kół tylnych
- ergonomiczne ręczki do popychania
- dostępne modele:
 - ML 135 (max 135 kg)
 - ML 150 (max 150 kg)
 - ML 175 (max 175 kg)
- w zestawie siedzisko Mobile Sling



SSAKI

Ssak elektryczny 7E-C

- do opieki domowej
- dla dzieci powyżej 2 roku życia i osób dorosłych
- prędkość przepływu 15 l/min.
- poziom hałasu < 65 dB
- regulacja siły ssania za pomocą pokrętki
- w zestawie pojemnik o pojemności 1l
- posiada zawór zabezpieczający przed wylaniem się płynów ustrojowych poza pojemnik
- zasilanie sieciowe
- waga 4,4 kg



Ssak 7314P-NE

- dla dzieci nawet w wieku niemowlęcym oraz osób dorosłych
- cichy, poziom hałasu < 55 dB
- łatwy w transporcie
- lekki i kompaktowy, waga 3 kg
- w zestawie 800 ml pojemnik wielokrotnego użytku, torba na ramię i łącznik do drenów
- zasilanie sieciowe, akumulatorowe (z zapalniczki samochodowej) i wewnętrznej baterii



ORTOPEDIA

Orteza stopowo-goleniowa AIR WALKER O-1180

- regulowany i demontowany ochraniacz palców
- rozmiar [cm]:
S 35-40,
M 40-44,
L 44-47



Orteza stopowo-goleniowa AIR WALKER O-1181

- regulowany i demontowany ochraniacz palców
- rozmiar [cm]: S 35-40, M 40-44,
L 44-47



Elastyczna orteza na ścięgno Achillesa „Achimax” O-1140

- silikonowe wkładki zapewniające wsparcie ścięgna Achillesa i kostki,
- rozmiar [cm]: obustronny, S 24-26,
M 26-28, L 28-31, XL 31-34, XXL 34-37



Pooperacyjna orteza stawu kolanowego „T-Max” O-1270

- zakres długości od 46 do 67cm;
- regulacja zegara co 10°
(zgięcie 0°-120°,
wyprost 0°-90°)
- rozmiar: uniwersalny,
obustronny



Zegarowa orteza stawu łokciowego „T-Max” O-1670

- zakres długości od 33 do 43 cm
- regulacja zegara co 15°
(zgięcie 0°-105°, wyprost -15°-90°)
- rozmiar: uniwersalny, prawa lub lewa



Elastyczny stabilizator łokcia z pelotą „Epimax” O-1620

- silikonowe wkładki stanowią wsparcie dla ścięgien zginaczy stawu łokciowego
- rozmiar [cm]: obustronny, S 22-25,
M 25-28, L 28-31, XL 31-34, XXL 34-37



Orteza ręki i przedramienia z ujęciem kciuka „Manumax T” O-1740

- wyjmowane aluminiowe wzmocnienie zwiększa lub zmniejsza sztywność ortezy
- rozmiar [cm]: prawa lub lewa,
S do 18, M 19-22, L 23-28



Orteza ręki i przedramienia „Manumax” O-1741

- wyjmowane aluminiowe wzmocnienie zwiększa lub zmniejsza sztywność ortezy
- rozmiar [cm]: obustronny,
S 14-16, M 17-19, L 20-23



Elastyczny stabilizator nadgarstka i kciuka „Manimax T” O-1742

- rozmiar [cm]: prawa lub lewa,
S 15-17, M 17-19, L 19-21, XL 21-23,
XXL 23-25



Elastyczny stabilizator nadgarstka „Manimax” O-1743

- rozmiar [cm]: prawa lub lewa,
S 15-17, M 17-19, L 19-21,
XL 21-23, XXL 23-25



Orteza wielopalcowa ręki Digimax O-1770

- stabilizacja palców ręki z wyłączeniem kciuka
- rozmiar [cm]: prawa lub lewa, S 17-19; M 19,5-22; L 22,5-25



ORTOPEDIA

Orteza palcowa ręki Digimax Plus 0-1771

- stabilizacja palców II-V - z wyłącznikiem kciuka
- rozmiar: obustronny 1: 13-17; 2: 17,5-21



Kołnierz ortopedyczny typu Schanza 0-1800

- rozmiar [cm]: S 34-37, M 37-42, L 42-47, XL 47-54, wys. 8/10/12



Kołnierz sztywny z otworem tracheostomijnym Philadelphia 0-1840

- rozmiar [cm]: S 34-36, M 36-38, L 38-40



Pas lędźwiowo-krzyżowy „Lumbomax” 0-1430

- wysokość 26cm
- rozmiar [cm]: S 70-80, M 80-90, L 90-100, XL 100-110, XXL 110-120



Pas lędźwiowo-krzyżowy z pasami dociągowymi „Lumbomax Plus” 0-1430

- dodatkowe taśmy stabilizujące
- wysokość 26cm
- rozmiar [cm]: S 70-80, M 80-90, L 90-100, XL 100-110, XXL 110-120



Wysoka sznurówka półsztywna z pasami dociągowymi „Lumbomax Stabil” 0-1460

- dodatkowe taśmy stabilizujące
- wysokość 32cm
- rozmiar [cm]: S 70-80, M 80-90, L 90-100, XL 100-110, XXL 110-120



Wysoka sznurówka półsztywna z podpaszkami „Lumbomax Spina” 0-1461

- dwuczęściowa budowa,
- rozmiar [cm]: S 70-80, M 80-90, L 90-100, XL 100-110, XXL 110-120



Pas lędźwiowo-krzyżowy z pelotą silikonową „Lumbomax Skin” 0-1432

- dodatkowa odpinana silikonowa wkładka lędźwiowa
- wysokość 26cm
- rozmiar [cm]: S 70-80, M 80-90, L 90-100, XL 100-110, XXL 110-120



Pas lędźwiowo-krzyżowy z dociągami „Lumbomax Disc” 0-1433

- dodatkowe taśmy stabilizujące
- wysokość 26cm
- rozmiar [cm]: S 70-80, M 80-90, L 90-100, XL 100-110, XXL 110-120



Pas brzuszny „24cm” „Ventrimax” 0-1400

- dziana o dużej elastyczności i właściwościach kompresyjnych
- rozmiar [cm]: S 81-91, M 91-100, L 101-110, XL 111-120, XXL 121-130



Pas brzuszny przewiewny „24cm” „Ventrimax Air” 0-1401

- dzianina przewiewna o dużej elastyczności i właściwościach kompresyjnych
- rozmiary: S 81-91, M 91-100, L 101-110, XL 111-120, XXL 121-130





REHA FUND

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR
SPRZĘTU MEDYCZNEGO
I REHABILITACYJNEGO

STANIEWICKA 14 | 03-310 WARSZAWA | TEL +48 22 59 40 300 | FAKS +48 22 59 40 307

info@rehafund.pl | WWW.REHAFUND.PL