



ПРОИЗВОДИТЕЛ И ДИСТРИБУТОР НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ

ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ



Ние не виждаме ограничения в човека - ние виждаме
ефективност, постигната чрез съвременни решения

■ КАЧЕСТВО

Отдадени напълно, непрекъснато установяваме нови и по-добри технически стандарти, които имат значителен принос за подобряване на живота на хората, които използват продуктите на компанията.

Продуктите на Reha Fund отговарят на законовите изисквания за медицинско оборудване както в Полша, така и в ЕС. Освен това можем да се похвалим с прилагането на стандарта ISO 13485, който е международен стандарт за качество на медицинските изделия.

Сертифицирането за съответствие с този стандарт потвърждава, че нашата компания разполага със система за управление, която гарантира високото качество на нашите продукти, необходимите ресурси за поддържане и подобряване на системата, както и че отговаря на всички законови изисквания и е готова да приложи новите разпоредби на Регламента за медицинските изделия, които изрично ни задължават да поддържаме ефективна система за управление на качеството.

Чрез системата за управление на качеството ние гарантираме, че изискванията на нашите клиенти са удовлетворени на 100%.





Работим на полския и европейския медицински пазар от 1992 г. насам. Ние сме производител, дистрибутор и вносител на медицински изделия и като една от първите полски компании оформихме полския пазар, като въведохме както собствените си иновативни продукти, така и тези на световните лидери в бранша.

Вярваме, че най-важното е удовлетворението на нашите клиенти. Затова отдаваме голямо значение не само на качеството на нашите продукти и услуги, но и на ежедневното обслужване на всеки клиент. Подобен подход ни гарантира доверието на многобройните ни доволни клиенти.

■ МИСИЯ

Заедно с нашите бизнес партньори изграждаме система от услуги, грижи за пациентите и дистрибуция на специализирани медицински продукти.

Не виждаме ограничения в човека - виждаме ефективност, постигната чрез съвременни решения.

■ ВИЗИЯ

Непрекъснато се стремим да бъдем един от лидерите на пазара на рехабилитационни и медицински продукти, повишаващи качеството и комфорта на живот.

■ ЦЕННОСТИ

Удовлетвореност – добър и ефективен живот на нашите клиенти.

Отговорност – благодарение на инвестициите в нови решения и продукти се чувстваме отговорни за здравето на хиляди пациенти.

Уважение – способност да изслушвате и разбирате нашите клиенти, бизнес партньори, както и служителите на компанията.

Гъвкавост – индивидуален подход към нуждите на нашите клиенти, служители и бизнес партньори.


Доверие – от десетилетия присъстваме на пазара на рехабилитационни и медицински продукти. Хиляди пациенти и институции вече са ни се доверили. Вярваме в дългосрочните начинания.

СЪДЪРЖАНИЕ

КИСЛОРОДНА ТЕРАПИЯ	7
ПОРТАТИВНИ КИСЛОРОДНИ КОНЦЕНТРАТОРИ	9
СТАЦИОНАРНИ КИСЛОРОДНИ КОНЦЕНТРАТОРИ	10
АКСЕСОАРИ ЗА СТАЦИОНАРНИ КИСЛОРОДНИ КОНЦЕНТРАТОРИ	12
ПРЪСТОВИ ПУЛСОКСИМЕТРИ	14
МЕДИЦИНСКИ АСПИРАТОРИ	15
СЪННА АПНЕЯ	17
СРАР АПАРАТИ	19
МАСКИ	22
ОРТОПЕДИЧНИ ИЗДЕЛИЯ	27
СТЪПАЛО И ГЛЕЗЕН	29
КОЛЯНО	33
АБДОМЕН	38
ГРЪБНАЧЕН СТЬЛБ	40
РАМО	44
ЛАКЪТ	46
КИТКА И РЪКА	48
ВРАТ	53
ПРОДУКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ	55
ПОМОЩНИ И САНИТАРНИ СРЕДСТВА	63
САНИТАРНИ СРЕДСТВА	65
ПОМОЩНИ СРЕДСТВА	79
ОРГАНАЙЗЕРИ И АКСЕСОАРИ ЗА ХАПЧЕТА	81

АНТИДЕКУБИТАЛНИ МАТРАЦИ	87
АНТИДЕКУБИТАЛНИ ПНЕВМАТИЧНИ МАТРАЦИ	89
АНТИДЕКУБИТАЛНИ МАТРАЦИ ОТ ПЯНА	94
КАЛЪФИ	98
ПРОТЕКТОРИ	99
ОРТОПЕДИЧНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА СЪН	101
АНТИДЕКУБИТАЛНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА СЯДАНЕ	107
АНТИДЕКУБИТАЛНИ ПНЕВМАТИЧНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА СЯДАНЕ	109
АНТИДЕКУБИТАЛНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА СЯДАНЕ ОТ ПЯНА	111
АНТИДЕКУБИНАЛНИ И ПОЗИЦИОНИРАЩИ ПОДЛОЖКИ.	113
ПОМОЩНИ СРЕДСТВА ЗА ХОДЕНЕ.	121
РАМКИ ЗА ХОДЕНЕ, ПРОХОДИЛКИ ЗА ПОДМИШНИЦА, РЪЧНИ КОЛИЧКИ	123
ПРОХОДИЛКИ С 4 КОЛЕЛА	125
ПРОХОДИЛКИ С 3 КОЛЕЛА	128
ПАТЕРИЦИ	129
ТРИПОД, ТЕТРАПОД, БАСТУНИ	130
РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ТРЕНАЖОРИ	131
ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ.....	133
МОБИЛНИ ПОВДИГАЧИ.....	146
ЛЕГЛА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ.....	147





**КИСЛОРОДНА
ТЕРАПИЯ**



Дългогодишен надежден дистрибутор и оторизиран сервиз на кислородни концентратори

Ние сме дългогодишен партньор на компаниите Drive DeVilbiss, Aerti и Kingon и техните продукти присъстват в нашата гама от няколко години. Огромният ни опит не само в продажбата, но и в обслужването на кислородни концентратори ни показва едно - тези устройства са едни от най-добрите в света. Тяхното много просто управление, високо качество и добри цени са отговор на всички нужди на пациентите.

Отдаване под наем на кислородни концентратори

Кислородните концентратори са от съществено значение за хората с ниски нива на кислород в кръвта. Закупуването на такова устройство е свързано с голям, еднократен разход, както и с необходимостта от осигуряване на технически и сервизни грижи. Ето защо наемането на кислороден концентратор, предлаган от компанията за отдаване под наем Reha Fund, е идеално и икономично решение за хора, които се нуждаят от бърз достъп до кислород.

Ние сме производител и дистрибутор на медицинско оборудване и в продължение на много години отдаваме под наем кислородни концентратори и друго медицинско оборудване във Варшава и в цяла Полша. От загриженост за комфорта на живот и здравето на нашите клиенти отдаваме **под наем само модерни кислородни концентратори**, които са много лесни за употреба, тихи и надеждни. Благодарение на солидността им можем да предложим ниска цена за наемането им в сравнение с качеството.

Свържете се с нас

Нашите специалисти ще ви помогнат да изберете
най-доброто устройство.

Доставката се извършва на следващия работен ден!

Научете повече!

Посетете нашия уебсайт www.rehafund.pl

ПОРТАТИВЕН КИСЛОРОДЕН КОНЦЕНТРАТОР *drive*

DeVilbiss
HEALTHCARE

iGO2

Налични
цветове:

● Сив

- Олекотен
- С функция SmartDose, която автоматично регулира количеството на подавания кислород в зависимост от текущите нужди
- С тройна система за захранване: променлив ток, постоянен ток и вътрешна акумулаторна батерия
- Произвежда висококонцентриран кислород в целия диапазон на дебита

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	213 × 89 × 218 mm
ниво на шума	< 37 dB
тегло	2.2 kg
концентрация на кислород	90% (+4/-3%) (при всеки дебит)
регулируем кислороден дебит	1 до 5 l/min за стандартен дебит, 1 до 4 l/min за SmartDose режим на дебит
захранване с постоянен ток	13.8 – 17 VDC (вградена батерия, автомобилна запалка)
захранване с променлив ток	90-240 VAC, 50-60 Hz
време за работа с вградена батерия	3.5 h (при дебит 2 l/min)

Предназначение:

Предназначен е за хора с намалено съдържание на кислород в кръвта, особено за всички пациенти с ХОББ, рак на белия дроб, COVID-19. Предназначен за хора, които се нуждаят от постоянна външна кислородна поддръжка, но като същевременно могат да се движат свободно. Това устройство дава възможност да се движите извън дома.



ПОРТАТИВЕН КИСЛОРОДЕН КОНЦЕНТРАТОР *kingon* KINGON P2

Налични
цветове:

○ бял

- Олекотен
- С тройна система за захранване: променлив ток, постоянен ток и вътрешна акумулаторна батерия
- Произвежда висококонцентриран кислород в целия диапазон на дебита
- Работи само в импулсен режим

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	221 × 85 × 160 mm
ниво на шума	48 dB
тегло	1.98 kg
концентрация на кислород	90% (-3%/+6%)
регулируем кислороден дебит	1 до 5 l/min
захранване с постоянен ток	14.4 VDC (вградена батерия, автомобилна запалка)
захранване с променлив ток	90-240 VAC, 50-60 Hz
време за работа с вградена батерия	до 4 h

Предназначение:

Кислородният концентратор Kingon P2 се използва по лекарско предписание за пациенти, нуждаещи се от допълнителен кислород. Той доставя висококонцентриран кислород и се използва с назална канюла за транспортиране на кислорода от концентратора до пациента. Kingon P2 е малък, преносим и може да се използва у дома, в здравни центрове и в различни мобилни среди.



КИСЛОРОДЕН КОНЦЕНТРАТОР – DeVilbiss *drive* |

525KS

Налични
цветове:

● черен

- Тих
- Олекотен
- Маневрен
- Произвежда висококонцентриран кислород

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	62.2 × 34 × 30.4 cm
ниво на шума	< 40 dB
тегло	16.3 kg
концентрация на кислород	93% +/-3%
регулируем кислороден дебит	0.5 – 5.0 l/min
консумация на електроенергия	290 W при дебит 2 l/min, 312 W при дебит 5 l/min

Предназначение:

Медицинска употреба: за използване в болници и в домашни условия, медицински центрове в райони, където е трудно да се достави кислород, подпомагащи лечението на белодробни заболявания, обструктивна белодробна болест, пневмоторакс и недостиг на въздух. Противопоказания: пациенти с увреждания с тежко отравяне с въглероден оксид.



КИСЛОРОДЕН КОНЦЕНТРАТОР – DeVilbiss *drive* |

1025KS

Налични
цветове:

● черен

- Висок кислороден дебит
- Маневрен
- Произвежда висококонцентриран кислород

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	62.2 × 34 × 30.4 cm
ниво на шума	< 57 dB
тегло	19 kg
концентрация на кислород	93% +/-3%/-6%
регулируем кислороден дебит	2.0 – 10.0 l/min
консумация на електроенергия	664 W – средна консумация

Предназначение:

Медицинска употреба: за използване в болници и в домашни условия, медицински центрове в райони, където е трудно да се достави кислород, подпомагащи лечението на белодробни заболявания, обструктивна белодробна болест, пневмоторакс и недостиг на въздух. За пациенти, нуждаещи се от повишена вентилация с кислород. Противопоказания: пациенти с увреждания с тежко отравяне с въглероден оксид.



КИСЛОРОДЕН КОНЦЕНТРАТОР – AERTI AE-5W



Налични
цветове:

● ТЪМНО СИВО

- Тих
- Маневрен
- Произвежда висококонцентриран кислород

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	314 × 240 × 515 mm
ниво на шума	< 36 dB
тегло	21.5 kg
концентрация на кислород	93% +/-3%
регулируем кислороден дебит	0.5 – 5.0 l/min
консумация на електроенергия	350 W

Предназначение:

Медицинска употреба: за използване в болници и в домашни условия, медицински центрове в райони, където е трудно да се достави кислород, подпомагащи лечението на белодробни заболявания, обструктивна белодробна болест, пневмоторакс и недостиг на въздух. За пациенти, нуждаещи се от повишена вентилация с кислород. Противопоказания: пациенти с увреждания с тежко отравяне с въглероден оксид.



КИСЛОРОДЕН КОНЦЕНТРАТОР – AERTI AR-5



Налични
цветове:

○ бял

- Тих
- Маневрен
- Произвежда висококонцентриран кислород

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	314 × 240 × 515 mm
ниво на шума	< 46 dB
тегло	13.9 kg
концентрация на кислород	93% +/-3%
регулируем кислороден дебит	0.5 – 5.0 l/min
консумация на електроенергия	350 W

Предназначение:

Медицинска употреба: за използване в болници и в домашни условия, медицински центрове в райони, където е трудно да се достави кислород, за подпомагане на лечението на белодробни заболявания, обструктивна белодробна болест, пневмоторакс и недостиг на въздух. За пациенти, нуждаещи се от повишена вентилация с кислород. Противопоказания: пациенти с увреждания с тежко отравяне с въглероден оксид.



Попитайте нашия търговски представител за допълнителното оборудване за стационарни кислородни концентратори.

КИСЛОРОДНА ТРЪБА

02-1302-E – 2.1 m

2025 – 7.6 m

2050/1 – 10 m



КИСЛОРОДНИ НАЗАЛНА КАНЮЛА И КОНЕКТОР ЗА КИСЛОРОДНА ТРЪБА

1215



КИСЛОРОДНА МАСКА ЗА ВЪЗРАСТНИ ИЛИ ДЕЦА С КИСЛОРОДНА ТРЪБА 2.1 m

8115-0-50/1 – маска за възрастни

8115-0-50/2 – маска за деца



КИСЛОРОДНА НАЗАЛНА КАНЮЛА

1600 – мустаци 2.1 m
1600/1 – мустаци 5 m



АДАПТЕР ЗА ОВЛАЖНИТЕЛ И КИСЛОРОДЕН КОНЦЕНТРАТОР

1215/1



КЪСА ТРЪБА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ОВЛАЖНИТЕЛ КЪМ КИСЛОРОДЕН КОНЦЕНТРАТОР

E505.7



ОВЛАЖНИТЕЛ ЗА КИСЛОРОДЕН КОНЦЕНТРАТОР

7600



ПРЪСТОВИ ПУЛСОКСИМЕТРИ

YK-81C

Налични
цветове:

● черен

- Лесен за използване
- OLED дисплей
- Неинвазивно наблюдение на нивото на кислород в кръвта
- Оборудван с аларми за наблюдение на необичайни нива на насищане и сърдечен ритъм



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

размери	58 × 36 × 33 mm
обхват на измерване на насищане	70-99% ($\pm 2\%$ at $>70\%$)
обхват на измерване на сърдечна честота	30-240 BPM ($\pm 1\%$ at >100 BPM)
захранване	2 AAA батерии
време за работа на батерии	до 40 h

Предназначение:

Този пулсоксиметър за върха на пръста е иновативно медицинско устройство с неинвазивни и непрекъснати функции за измерване на SPO2 и сърдечния ритъм. Тъй като е преносимо устройство, то може да измерва бързо и точно стойностите на SPO2 и сърдечния ритъм.

ПРЪСТОВИ ПУЛСОКСИМЕТРИ

K-1

Налични
цветове:

● ЖЪЛТ

- Лесен за използване
- OLED дисплей
- Неинвазивно наблюдение на нивото на кислород в кръвта
- Оборудван с аларми за наблюдение на необичайни нива на насищане и сърдечен ритъм

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

размери	44 × 28 × 26 mm
обхват на измерване на насищане	70-99% ($\pm 2\%$ at $>70\%$)
обхват на измерване на сърдечна честота	30-240 BPM ($\pm 1\%$ at >100 BPM)
захранване	вътрешна акумулаторна батерия, която се зарежда от USB конектор
време за работа на батерията	работа със заредена батерия до 6 h



Предназначение:

Този пулсоксиметър за върха на пръста е иновативно медицинско устройство с неинвазивни и непрекъснати функции за измерване на SPO2 и сърдечния ритъм. Тъй като е преносимо устройство, то може да измерва бързо и точно стойностите на SPO2 и сърдечния ритъм.

МЕДИЦИНСКИ АСПИРАТОР 7314P-NE



Налични
цветове:

☒ син

- Преносим
- С тройна система за захранване: променлив ток, постоянен ток и вградена акумулаторна батерия
- Регулиране на обхвата на високия вакуум

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	21 × 20 × 21 cm
ниво на шума	< 55 dB
максимален въздушен дебит	27 l/min
тегло	3.0 kg
диапазон на смукателното налягане	50-550 mmHg (макс. 780 kPa)
захранване с променлив ток	AC 100/240V, 50/60 Hz
време за работа на батерията	до 4 h

Предназначение:

Предназначен е за хора, които се нуждаят от изсмукване на телесни течности, слюз и други секрети през устната кухина, носа или ларинкса. Той има широк диапазон на смукателна мощност, така че може да се използва както от възрастни, така и от бебета. Включва вътрешна (акумулаторна) батерия и гнездо за запалка за автомобил, което улеснява транспортирането и пренасянето.



МЕДИЦИНСКИ АСПИРАТОР 7E-C

yuwell

Налични
цветове:

☐ бял

- Олекотен
- Регулируема смукателна мощност
- За домашна употреба

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	370 × 180 × 280 mm
ниво на шума	< 65 dB
максимален въздушен дебит	15 l/min
тегло	4.4 kg
диапазон на смукателното налягане	200-760 mmHg
захранване с променлив ток	AC 100/240V, 50/60 Hz

Предназначение:

Перфектно домашно устройство за хора, които се нуждаят от изсмукване на телесни течности, слюз и секрети през устната кухина, носа или ларинкса.

Компанията Yuwell е световно признат производител на електромедицински устройства. Високото качество се предлага на достъпна цена.







СЪННА АПНЕЯ



Reha Fund е официален дистрибутор на най-известните устройства за лечение на сънна апнея

Нашата гама включва продукти на най-добрите световни производители, като **Resmed** или **Yuwell**, които помагат за съзнателния избор на най-доброто устройство, съобразено с нуждите на пациента.

Избираме и продаваме назални и лицеви маски, които са незаменим компонент от оборудването при лечението на сънна апнея.

Сънната апнея е изключително опасна за здравето и дори за живота на пациента. Тя се проявява при хора, които в резултат на прекомерното отпускане на тъканите на горните дихателни пътища имат ограничен или напълно липсващ въздушен поток през дихателните пътища.

Хората, диагностицирани със сънна апнея, трябва да се снабдят с апарат СРАР, който чрез осигуряване на въздушна струя прочиства дихателните пътища и елиминира явлението апнея.

Научете повече!

Посетете нашия уебсайт www.rehafund.pl

CPAP АПАРАТ – YUWELL

YH-580/YH-560

yuwell

Налични
цветове:

- ☒ черен
- ☐ бял

- Автоматичен
- Свалящ се овлажнител
- Тих

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	270 × 135 × 100 mm
ниво на шума	30 dB
обхват на налягането	4-20 mBar
тегло	1.6 kg
RAMP функция	Регулиране в диапазона 0-45 min
захранване с променлив ток	AC 100/240V, 50/60 Hz

Предназначение:

Апаратът е предназначен за осигуряване на непрекъснато положително налягане в дихателните пътища (CPAP) за лечение на обструктивна сънна апнея. Вграденият отопляем овлажнител се използва за увеличаване на влажността на въздуха в апарата за CPAP, като по този начин се облекчават симптомите на сухота в носа или гърлото, които могат да се появят по време на терапията.



CPAP АПАРАТ – YUWELL

YH-360

yuwell

Налични
цветове:

- ☐ бял

- Постоянно налягане в дихателните пътища
- Свалящ се овлажнител
- Тих

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	270 × 135 × 100 mm
ниво на шума	30 dB
обхват на налягането	4-20 mBar
тегло	1.6 kg
RAMP функция	Регулиране в диапазона 0-45 min
захранване с променлив ток	AC 100/240V, 50/60 Hz

Предназначение:

Апаратът е предназначен за осигуряване на непрекъснато положително налягане в дихателните пътища (CPAP) за лечение на обструктивна сънна апнея.

Вграденият отопляем овлажнител се използва за увеличаване на влажността на въздуха в апарата за CPAP, като по този начин се облекчават симптомите на сухота в носа или гърлото, които могат да се появят по време на терапията.



CPAP АПАРАТ – RESMED

AirSense 10 Autoset

ResMed

Налични
цветове:

- ☒ черен

- Автоматичен
- Овлажнител (по избор)
- Много тих

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	160 × 255 × 150 mm
ниво на шума	26 dB
обхват на налягането	4-20 mBar
тегло	1.25 kg
RAMP функция	Режим AUTO или регулиране в диапазона 0-45 min
захранване с променлив ток	AC 100/240V, 50/60 Hz

Предназначение:

Автоматично устройство за лечение на сънна апнея. Особено препоръчително за хора с чувствителна дихателна система. Има функция за комфорт и функция AUTO-Ramp, които контролират щадящия начин на подаване на въздух. Прилаганата функция за предварително загряване предотвратява охлаждането на дихателните пътища по време на първоначалната работа на устройството.



СРАР АПАРАТ – RESMED

AirSense 10 Autoset за нея



Налични
цветове:

○ бял

- Автоматичен
- Овлажнител (по избор)
- Много тих



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

размери	160 × 255 × 150 mm
ниво на шума	26 dB
обхват на налягането	4-20 mBar
тегло	1.25 kg
RAMP функция	Режим AUTO или регулиране в диапазона 0-45 min
захранване с променлив ток	AC 100/240V, 50/60 Hz

Предназначение:

Автоматичен апарат, в който освен всички други функции, характерни за устройствата на тази компания, се използва и специален алгоритъм, адаптиран към женското дишане. Използването му гарантира по-голям комфорт благодарение на по-бавните и по-малки колебания на въздушното налягане. Апаратът елиминира обструктивната апнея, работейки по алгоритъма, адаптиран към начина на дишане на жените до 12 cm H₂O, и непрекъснато контролира и реагира адекватно на съществуващите ограничения на въздушния поток по универсалния алгоритъм от 12 cm H₂O до 20 cm H₂O.

СРАР АПАРАТ – RESMED

AirSense 10 Elite



Налични
цветове:

● черен

- Постоянно налягане в дихателните пътища
- Овлажнител (по избор)
- Много тих



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

размери	160 × 255 × 150 mm
ниво на шума	26 dB
обхват на налягането	4-20 mBar
тегло	1.25 kg
RAMP функция	Режим AUTO или регулиране в диапазона 0-45 min
захранване с променлив ток	AC 100/240V, 50/60 Hz

Предназначение:

Апарат за постоянно налягане в дихателните пътища за лечение на сънна апнея. Особено препоръчителна за хора с чувствителна дихателна система. Има функция за комфорт и функция AUTO-Ramp, които контролират щадящия начин на подаване на въздух. Прилаганата функция за предварително загряване предотвратява охлаждането на дихателните пътища по време на първоначалната работа на апарата.

СРАР АПАРАТ – RESMED

AirMini



Налични
цветове:

☐ бял

- Автоматичен
- Много малък
- Много тих
- Контролира се само чрез смартфон

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	136 × 84 × 52 mm
ниво на шума	29 dB
обхват на налягането	4-20 mBar
тегло	0.3 kg
RAMP функция	Режим AUTO или регулиране в диапазона 0-45 min
захранване с променлив ток	AC 100/240V, 50/60 Hz

Предназначение:

Автоматичен апарат, предназначен за хора, които пътуват много. Малките му размери и тегло го правят удобен за пренасяне, а в същото време терапията може да се използва на различни места, без да се губи комфортът на спокойния сън.

ЗАБЕЛЕЖКА: Могат да се използват само следните модели маски: AirFit N20, AirFit F20, AirFit F30, както и стартов комплект P10 AirMini и стартов комплект N30 AirMini.



ВІРАР АПАРАТ – YUWELL

YH-830



Налични
цветове:

☐ бял

- Вграден овлажнител
- Тих
- Възможност за задаване на различни режими на работа

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	272.5 × 181 × 93 mm
ниво на шума	30 dB
налягане: ipap	4-30 mBar
налягане: epap	4-21 mBar
тегло	1.5 kg
RAMP функция	регулиране в диапазона 0-45 min
захранване с променлив ток	AC 100/240V, 50/60 Hz

Предназначение:

Предназначен за лечение на централна апнея. Този апарат се отличава със съвременен дизайн, ниско тегло и лесно управление. Той показва всички необходими параметри при лечението на сънна апнея, включително индекса AHI, времето на работа, течовете на маската, които могат да се отчитат директно на монитора на устройството. Освен това е възможно да се запазят данните от терапията с помощта на SD карта и да се прочете подробен отчет с помощта на компютърна програма.



МАСКА – RESMED

AirFit N30



Налични цветове:

● Сив

- Субназална
- Силиконова

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	S и M
предназначение	За всички апарати CPAP и BiPAP

Предназначение:

Предназначена е за потребители на апарат CPAP, които могат да дишат свободно през носа и не спят през нощта с отворена уста. Поради факта, че въздухът се подава директно в ноздрите, той е предназначен по-скоро за хора с терапевтично налягане под 10 mBar.



МАСКА – RESMED

AirFit N20



Налични цветове:

● Сив

- Назална
- Силиконова
- Магнитни щипки за глава

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	S, M и L
предназначение	За всички апарати CPAP и BiPAP

Предназначение:

Предназначена за потребители на апарат CPAP, които могат да дишат свободно през носа и не спят през нощта с отворена уста.



МАСКА – RESMED

AirFit N30i



Налични цветове:

● СИВ

- Субназална
- Силиконова
- Връзка на въздушната тръба отгоре на главата

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	S и M
предназначение	За всички апарати CPAP и BiPAP

Предназначение:

Предназначена за потребители на апарат CPAP, които могат да дишат свободно през носа и не спят с отворена уста. Поради факта, че въздухът се подава директно в ноздрите, той е предназначен по-скоро за хора с терапевтично налягане под 10 mBar.



МАСКА – RESMED

AirFit F20



Налични цветове:

● СИВ

- Лицева (ороназална)
- Силиконова
- Магнитни щипки

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	S, M и L
предназначение	За всички апарати CPAP и BiPAP

Предназначение:

Предназначена е за потребители на апарат CPAP, които не могат да дишат свободно през носа или спят с отворена уста. Той покрива носа и устата, като осигурява правилното подаване на въздух.



МАСКА – RESMED

AirFit F30



- Лицева (ороназална)
- Силиконова
- Магнитни щипки

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	S и M
предназначение	за всички апарати CPAP и BiPAP

Предназначение:

Предназначена е за потребители на апарат CPAP, които не могат да дишат свободно през носа или спят с отворена уста. Тя покрива носа и устата, като осигурява правилното подаване на въздух.



Налични
цветове:

● СИВ

МАСКА – RESMED

AirFit F30i



- Лицева (ороназална)
- Силиконова
- Магнитни щипки
- Връзка на въздушната тръба отгоре на главата

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	S и M
предназначение	за всички апарати CPAP и BiPAP

Предназначение:

Предназначена е за потребители на апарат CPAP, които не могат да дишат свободно през носа или спят с отворена уста. Горната част на маската покрива само долната част на носа, а останалата част покрива устата, като осигурява правилното подаване на въздух.



Налични
цветове:

● СИВ

МАСКА – RESMED

AirFit P10



- Интраназална
- Силиконова
- Включени възглавници с размери

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	S, M и L
предназначение	за всички апарати CPAP и BiPAP

Предназначение:

Предназначена за потребители на апарат CPAP, които могат да дишат свободно през носа и не спят през нощта с отворена уста. Поради факта, че въздухът се подава директно в ноздрите, той е предназначен по-скоро за хора с терапевтично налягане под 10 mBar.



Налични
цветове:

● син

● розов

МАСКА – YUWELL YN-03

yuwell

Налични
цветове:

● СИВ

- Назална
- Силиконова
- Закопчалки с куки

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	S, M и L
предназначение	за всички апарати CPAP и BiPAP

Предназначение:

Предназначена за потребители на апарат CPAP, които могат да дишат свободно през носа и не спят през нощта с отворена уста.



МАСКА – YUWELL YF-02

yuwell

Налични
цветове:

● СИВ

- Лицева (ороназална)
- Силиконова
- Закопчалки с куки

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	S, M и L
предназначение	за всички апарати CPAP и BiPAP

Предназначение:

Предназначена за потребители на апарат CPAP, които не могат да дишат свободно през носа или спят с отворена уста. Тя покрива носа и устата, като осигурява правилното подаване на въздух.







ОРТОПЕДИЧНИ
ПРОДУКТИ



Да кажем, че сме само **ефективни и достъпни**, означава да не кажем нищо за нас.

Марката OMAX е:



едновременно
естетична и елегантна



добре организирана,
но не и скучна



семпла по форма,
но ефективна



весела, енергична, но
най-вече активна

OMAX са ортопедични продукти с най-високо качество, които осигуряват максимална защита и комфорт при употреба.

OMAX отговаря на въпроса: Какви продукти бихме искали да използваме? Прости, практични, удобни и ефективни. Благодарение на това сега можете да се възползвате от нашето предложение за ортопедични продукти.

Какво можем да ви предложим?

Знаем, че нуждите на нашите клиенти са разнообразни, затова създадохме 3 продуктови линии, базирани на различни изисквания:



е група ортопедични продукти, наречени „мека ортопедия“, предназначени за ежедневна защита на ставите по време на натоварващи дейности и за осигуряване на лека стабилизация по време на посттравматично възстановяване. Изработени са предимно от затоплящ се неопрен от най-висок клас.



е гама от професионално ортопедично оборудване, отговарящо на изискванията за възстановяване на разходите от Националната здравна каса. Тази линия включва ортези, използвани в процеса на периоперативно и следоперативно лечение, както и при хронични и напреднали заболявания. Това са продукти, които позволяват на потребителя да се чувства сигурно и удобно. Те съчетават висококачествени материали и технологични решения. Те осигуряват най-високо ниво на защита и комфорт при употреба.



е линия от продукти, предназначени за спортисти и активни хора. Някои от тези продукти отговарят на изискванията за възстановяване на разходите от Националната здравна каса. Тези конкретни продукти са предназначени за защита на мускулите и ставите по време на физически упражнения и практикуване на различни спортове, както и за посттравматично лечение. Те съчетават отлично качество с естетичен дизайн. Продуктите от тази гама са леки, ефирни и гъвкави. Те прилягат идеално към тялото, като осигуряват отлична стабилизация и защита.

Кои сме ние?

Като компания REHA FUND, собственик на марката OMAX, работим на полския и европейския медицински пазар от 1993 г. насам. Ние сме производител и дистрибутор на медицински изделия. Вслушваме се в нуждите на нашите клиенти и адаптираме продуктите си към тях. Можете да намерите нашите продукти в медицинските магазини в цяла Полша.

Научете повече на www.omaxortopedia.pl

Крак и глезен



О-1180 Шина за крак
"AIR WALKER" дълга

О-1181 Шина за крак
"AIR WALKER" къса

OMAX
ACTIVE

- Твърд корпус
- Мека, сваляща се вътрешна подплата
- Двухкамерна вентилационна система
- Вградена помпа и обезвъздушителен клапан
- Свалящ се преден защитен панел
- Антиплъзгаща се подметка
- Регулируем и подвижен протектор на пръстите
- Универсален модел за десен и ляв крак
- Предлага се в дълъг и къс вариант

Размер	Размер на обувката
S	35-38
M	38-40
L	40-43
XL	43-46

Предназначение:

Стабилизиране и обездвижване на крайника при навяхвания и фрактури на глезена, стабилизиране на глезенната става, стресови фрактури и фрактури на метатарзалните кости.

О-1180



О-1181



О-1182 Шина за крак
"Air Walker Basic" дълга



О-1183 Шина за крак
"Air Walker Basic" къса

- Олекотен дизайн на шината
- Двухкамерна вентилационна система
- Вградена помпа и обезвъздушителен клапан
- Мека, сваляща се вътрешна подплата
- Антиплъзгаща се подметка
- Универсален модел за десен и ляв крак
- Предлага се в дълъг и къс вариант

Размер	Размер на обувките
S	35-38 cm
M	38-40 cm
L	40-43 cm
XL	43-46 cm

О-1182



Предназначение:

Стабилизиране и обездвижване на крайника при навяхвания и фрактури на глезена, стабилизиране на глезенната става, стресови фрактури и фрактури на метатарзалните кости.

О-1183



О-1140 Наколенка за глезена
"Achimax"



- Изключително гъвкав трикотажа за компресия
- Анатомично оформена силиконова подложка по протежение на ахилесовото сухожилие
- Вградена подложка за петата
- Включена допълнителна подложка за петата
- Предлага се във версии за десен и ляв крак

Размер	Обиколка на глезена
S	24-26 cm
M	26-28 cm
L	28-31 cm
XL	31-34 cm
XXL	34-37 cm



Предназначение:

Превенция и подпомагане на лечението на наранявания в областта на ахилесовото сухожилие.

О-1120 Неопренова наколенка за глезена
"Ligamax Ankle"



- Премиум клас неопрен
- Отворен дизайн
- Система от напречни презрамки със закопчаване с велкро
- Универсален модел за десен и ляв крак

Размер	Обиколка на крака над глезена
1	до 32 cm
2	до 38 cm



Предназначение:

Използва се като превантивна мярка в спорта и при връщане към физическа активност след травма.

O-1160 Наглезенка
"Malleomax"



- Твърди пластмасови странични укрепвания
- Удобна и дишаща материя
- Анатомично оформена конструкция с връзки
- Открита пета
- Еластични колани за пристягане
- Универсален модел за десен и ляв крак

Размер	Обиколка на глезена
S	15-22 cm
M	22-30 cm
L	30-36 cm

Предназначение:

Стабилизиране и обездвижване на глезенната става в случай на нестабилност, леки до умерени навяхвания и изкълчвания на ставата, посттравматично възстановяване.



O-1161 Наглезенка
"Malleomax Pro"



- Твърди пластмасови странични укрепвания
- Удобна и дишаща материя
- Анатомично оформен дизайн
- Ротационна система за регулиране на компресията
- Отворена пета
- Еластични колани за затягане
- Универсален модел за десен и ляв крак

Размер	Обиколка на глезена
S	15-22 cm
M	22-30 cm
L	30-36 cm

Предназначение:

Стабилизиране и обездвижване на глезенната става в случай на нестабилност, леки до умерени навяхвания и изкълчвания на ставата, посттравматично възстановяване.



Коляно

O-1270 Следоперативна наколенка "T-Max Knee"



- Телескопични алуминиеви странични шини
- Закрепващи ремъци с бързо освобождаващи се катарами
- Свалящи се възглавници от противоплъзгаща се пяна
- Олекотена
- Широк диапазон на регулиране на дължината: 46-67 cm
- Регулиране на ъгъла на удължаване: 0°-90° (ъгълът се променя на всеки 10°)
- Регулиране на ъгъла на сгъване: 0°-120° (ъгълът се променя на всеки 10°)
- Универсален модел за десен и ляв крак
- Универсален размер

Предназначение:

Постоперативна имобилизация, увреждане на връзките, защита на ставите в процеса на посттравматична рехабилитация.



O-1240 Дълга затворена наколенка
"Stabilmax Short"



- Компресия и затопляща материя
- Полуотворен дизайн
- Вградена силиконова халка за перипателарно приложение
- Регулиране на ъгъла на флексия и екстензия (0°, 15°, 30°, 60°, 90°)
- Дължина на наколенката 40 cm
- Универсален модел за десен и ляв крак

Размер	Обиколка на коляното
S	30–34cm
M	34.5–38cm
L	38.5–42cm
XL	42.5–46cm
XXL	46.5–50cm
3XL	50.5–54cm
4XL	54.5–58cm

Предназначение:

Поддръжка и латерално-медиална стабилизация на колянната става, защита в процеса на посттравматична рехабилитация, следоперативно лечение и при болестни състояния, изискващи контрол на обхвата на движение в ставата.



O-1241 Дълга отворена наколенка
"Stabilmax Open Short"



- Компресия и затопляща материя
- Отворен дизайн със закопчаване на задната част с велкро
- Вградена силиконова халка за перипателарно приложение
- Регулиране на ъгъла на флексия и екстензия (0°, 15°, 30°, 60°, 90°)
- Дължина на наколенката 40 cm
- Универсален модел за десен и ляв крак

Размер	Обиколка на коляното
S	30–34 cm
M	34.5–38 cm
L	38.5–42 cm
XL	42.5–46 cm
XXL	46.5–50 cm
3XL	50.5–54 cm
4XL	54.5–58 cm

Предназначение:

Поддръжка и латерално-медиална стабилизация на колянната става, защита в процеса на посттравматична рехабилитация, следоперативно лечение и при болестни състояния, изискващи контрол на обхвата на движение в ставата.



О-1242 Къса затворена наколенка
"Stabilmax Long"



- Компресия и затопляща материя
- Полуотворен дизайн
- Вградена силиконова халка за перипателарно приложение
- Регулиране на ъгъла на флексия и екстензия (0°, 15°, 30°, 60°, 90°)
- Дължина на наколенката 30 cm
- Универсален модел за десен и ляв крак

Предназначение:

Поддръжка и латерално-медиална стабилизация на колянната става, защита в процеса на посттравматична рехабилитация, следоперативно лечение и при болестни състояния, изискващи контрол на обхвата на движение в ставата.

Размер	Обиколка на коляното
S	30–34 cm
M	34.5–38 cm
L	38.5–42 cm
XL	42.5–46 cm
XXL	46.5–50 cm
3XL	50.5–54 cm
4XL	54.5–58 cm



О-1243 Къса отворена наколенка
"Stabilmax Open Long"



- Компресия и затопляща материя
- Отворен дизайн със закопчаване на задната част с велкро
- Вградена силиконова халка за пери-пателарно приложение
- Регулиране на ъгъла на флексия и екстензия (0°, 15°, 30°, 60°, 90°)
- Дължина на наколенката 30 cm
- Универсален модел за десен и ляв крак

Предназначение:

Поддръжка и латерално-медиална стабилизация на колянната става, защита в процеса на посттравматична рехабилитация, следоперативно лечение и при болестни състояния, изискващи контрол на обхвата на движение в ставата.

Размер	Обиколка на коляното
S	30–34 cm
M	34.5–38 cm
L	38.5–42 cm
XL	42.5–46 cm
XXL	46.5–50 cm
3XL	50.5–54 cm
4XL	54.5–58 cm



О-1210 Гъвкава наколенка с шина
"Genumax Plus"



- Високоеластичен трикотаж за компресия
- Силиконова халка за контрол на коляното
- Странични опори с шини
- Две ленти със закопчаване с велкро
- Анатомична форма със зони на комфорт
- Вътрешна силиконова подплата против хлъзгане
- Универсален модел за десен и ляв крак

Предназначение:

Защита и стабилизиране на ставата в случай на лека до умерена нестабилност, дегенеративно заболяване, възпаление.

Размер	Обиколка на коляното на нивото на капачката на коляното
S	34-36 cm
M	36-38 cm
L	38-41 cm
XL	41-44 cm
XXL	44-47 cm



О-1211 Еластична наколенка със силиконова халка и шини
"Genumax"



- Високоеластична материя за компресия
- Силиконова халка за контрол на коляното
- Самостоятелни подплънки
- Анатомична форма със зони на комфорт
- Вътрешна силиконова подплата против приплъзване
- Универсален модел за десен и ляв крак

Предназначение:

Защита и стабилизиране на ставите при лека ставна нестабилност, хронично и посттравматично възпаление.

Размер	Обиколка на коляното на нивото на капачката на коляното
S	34-36 cm
M	36-38 cm
L	38-41 cm
XL	41-44 cm
XXL	44-47 cm



O-1201 Неопренова наколенка
"Ligamax Knee"



- Премиум клас неопрен
- Отворен дизайн със закопчаване с велкро
- Вградена силиконова халка
- Универсален модел за десен и ляв крак

Размер	Обиколка на крака на нивото на капачката на коляното
1	32-43 cm
2	44-54 cm



Предназначение:

Използва се като превантивна мярка в спорта и при връщане към физическа активност след травма.

O-1212 Инфра-пателарна наколенка
"Rotulamax"



- Премиум клас неопрен
- Отворен дизайн със закопчаване с велкро
- Анатомично оформена
- Цилиндрична вложка, поддържаща пателата
- Универсален модел за десен и ляв крак
- Универсален размер



Предназначение:

Опора и стабилизация при наранявания на пателата, в началната фаза на нестабилност на колянната става.

Абдомен

О-1400 Абдоминален колан "24cm" "Ventrimax"



- Еластична материя за компресия
- Отворен дизайн със закопчаване с велкро
- Ширина на колана 24 cm

Налични цветове:

- О-1400 бежов
- О-1400/CZA черен

Предназначение:

Защита и опора след коремна операция, цезарово сечение, предотвратяване на следоперативна херния.

Размер	Обиколка на талията
S	81-90 cm
M	91-100 cm
L	101-110 cm
XL	111-120 cm
XXL	121-130 cm



О-1401 Дишащ абдоминален колан "24cm" "Ventrimax Air"



- Еластична перфорирана материя за компресия
- Отворен дизайн със закопчаване с велкро
- Ширина на колана 24 cm

Налични цветове:

- О-1401 бежов
- О-1401/CZA черен

Предназначение:

Защита и опора след коремна операция, цезарово сечение, предотвратяване на следоперативна херния.

Размер	Обиколка на талията
S	81-90 cm
M	91-100 cm
L	101-110 cm
XL	111-120 cm
XXL	121-130 cm



O-1404 Абдоминален колан с отвор за стома
"Ventrimax Stoma"



- Еластична материя за компресия
- Отворен дизайн със закопчаване с велкро
- Ширина на колана 24 cm

Налични цветове:

- O-1401 бежов
- O-1401/CZA черен

Предназначение:

Защита и опора в случай на чревна фистула, херния в областта на фистулата, при рехабилитация на пациенти със стома в следоперативния период.

Размер	Обиколка на талията
S	81-90 cm
M	91-100 cm
L	101-110 cm
XL	111-120 cm
XXL	121-130 cm



O-1408 Едностранинен колан за ингвинална херния
"Axilmax"



- Еластична материя за компресия
- Широко бедрен колан
- Отворен дизайн със закопчаване с велкро
- Ингвинална лента със закопчаване с велкро
- Една ингвинална подложка
- Предлага се за дясна (O-1408P) и лява (O-1408L) херния

Налични цветове:

- O-1408 бежов
- O-1408/CZA черен

Предназначение:

Притискане на ингвиналната херния, превантивно след операция, в случай на отслабена миофасциална система.

Размер	Обиколка на талията
S	88-97 cm
M	98-107 cm
L	108-117 cm
XL	117-125 cm



O-1409 Двустранинен колан за ингвинална херния
"Axilmax Duo"



- Еластична материя за компресия
- Широко бедрен колан
- Отворен дизайн със закопчаване с велкро
- Два ингвинални ленти със закопчаване с велкро
- Две ингвинални подложки

Налични цветове:

- O-1409 бежов
- O-1409/CZA черен

Предназначение:

Притискане на ингвиналната херния, превантивно след операция, в случай на отслабена миофасциална система.

Размер	Обиколка на талията
S	88-97 cm
M	98-107 cm
L	108-117 cm
XL	117-125 cm



Гръбначен стълб



O-1461 Висок полутвърд корсет с опори за ръцете
"Lumbomax Spina"



- Еластична материя за компресия
- Система от въздушни канали
- Дизайн от две части
- Основен колан със закопчаване с велкро, две подвижни подплънки и два банела
- Панел със закопчаване с велкро, с опори за ръцете и две подвижни подплънки
- Кръстосани презрамки
- Централно закрепени колани за пристягане
- Височина на основния колан 32 cm + заден панел



Налични цветове:

- O-1461 бежов
- O-1461/CZA черен

Предназначение:

Опора за гръбначния стълб в случай на дегенеративни промени, възпаление, болка от претоварване на тораколумбосакралния гръбначен стълб.



Размер	Обиколка на талията
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm
3XL	120-135 cm
4XL	135-150 cm

О-1460 Висок полутвърд корсет с пристягащи колани
 "Lumbomax Stabil"



- Еластична материя за компресия
- Система от въздушни канали
- Закопчаване с велкро
- Две сваляеми подложки
- Два банела
- Кръстосани презрамки
- Централно закрепени колани за пристягане
- Височина на корсета 32 см



Налични цветове:

- О-1460 бежов
- О-1460/CZA черен

Предназначение:

Опора за гръбначния стълб в случай на дегенеративни промени, възпаление, претоварване и болков синдром на тораколумбосакралния гръбначен стълб.

Размер	Обиколка на талията
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm
3XL	120-135 cm
4XL	135-150 cm

О-1431 Лумбосакрален корсет със стягащи колани
 "Lumbomax Plus"



- Еластична материя за компресия
- Система от въздушни канали
- Закопчаване с велкро
- Две подвижни подложки
- Два банела
- Кръстосани презрамки
- Централно закрепени колани за пристягане
- Височина на корсета 26 см



Налични цветове:

- О-1431 бежов
- О-1431/CZA черен

Предназначение:

Опора за гръбначния стълб в случай на дегенеративни промени, възпаление, претоварване и болков синдром на лумбосакралния гръбначен стълб.

Размер	Обиколка на талията
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm
3XL	120-135 cm
4XL	135-150 cm

O-1430 Лумбосакрален корсет
"Lumbomax"



- Еластична материя за компресия
- Система от въздушни канали
- Закопчаване с велкро
- Четири банели
- Кръстосани презрамки
- Височина на корсета 26 см



Налични цветове:

- O-1430 бежов
- O-1430/CZA черен

Предназначение:

Опора за гръбначния стълб в случай на дегенеративни промени, възпаление, претоварване и болков синдром на лумбосакралния гръбначен стълб.

Размер	Обиколка на талията
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm
3XL	120-135 cm
4XL	135-150 cm

O-1432 Лумбосакрален корсет със силиконова подложка
"Lumbomax Skin"



- Високоеластична материя за компресия
- Закопчаване с велкро
- Две подплънки
- Масажираща подложка с велкро
- Височина на корсета 26 см



Предназначение:

Опора за гръбначния стълб в случай на дегенеративни промени, възпаление, болки от претоварване на лумбосакралния отдел на гръбначния стълб.

Размер	Обиколка на талията
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm

- Високоеластична материя за компресия
- Закопчаване с велкро
- Четири банели
- Заден панел с велкро
- Централно закрепени пристягащи колани
- Височина на корсета 26 cm

Размер	Обиколка на талията
S	70-80 cm
M	80-90 cm
L	90-100 cm
XL	100-110 cm
XXL	110-120 cm



Предназначение:

Опора за гръбначния стълб в случай на дегенеративни промени, възпаление, болки от претоварване на лумбосакралния отдел на гръбначния стълб.



Рамо

О-1500 Ортеза за ръка

- Издръжлива водоустойчива материя
- Регулируема презрамка за рамо
- Анатомично оформена
- Мека подложка за рамо
- Закопчаване с катарама
- Държач за палеца
- Универсален модел за дясна и лява ръка

Предназначение:

Опора и защита в случай на пареза на горния крайник, консервативно или следоперативно лечение.



Размер	Дължина на предмишницата, измерена във флексия (от лакътя до китката)
S	18-24 cm
M	21-27 cm
L	28-33 cm
XL	34-40 cm

О-1501 Мрежеста ортеза за ръка

- Мека и дишаща мрежеста материя
- Регулируема презрамка за рамо
- Анатомично оформена
- Мека подложка за рамо
- Затваряне с катарама
- Държач за палеца
- Универсален модел за дясна и лява ръка

Налични цветове:

- О-1501/N син
- О-1501/R розов
- О-1501/CZA черен

Предназначение:

Опора и защита в случай на пареза на горния крайник, консервативно или следоперативно лечение.



Размер	Дължина на предмишницата, измерена във флексия (от лакътя до китката)
XS	13-18 cm
S	18-24 cm
M	21-27 cm
L	28-33 cm
XL	34-40 cm

- Изработена от дишаща перфорирана полиуретанова пяна
- Отворен дизайн
- Анатомично оформена
- Закопчаване с велкро
- Функция за двустранно поставяне
- Универсален модел за дясна и лява ръка


Размер	Обиколка на талията
S	65-75 cm
M	75-90 cm
L	90-105 cm
XL	105-120 cm
XXL	120-135 cm
3XL	135-145 cm



Предназначение:

Опора и стабилизация при изкълчване на раменната става, при остри болкови синдроми на рамото, при лечение на травми на раменната става, раменния пояс и лакътната става, както и при следоперативна стабилизация на раменната става.

Лакът



О-1670 Лакътна ортеза за редукция на движението "T-Max Elbow"



- Телескопична шина с една ос
- Възглавници с мека подплата
- Регулируеми колани със закопчаване с велкро
- Олекотена
- Диапазон на регулиране на дължината: 33-43 см
- Регулиране на ъгъла на разтягане: -15° до 90° (ъгълът се променя на всеки 15°)
- Регулиране на ъгъла на огъване: 0° - 105° (ъгълът се променя на всеки 15°)
- Универсален размер
- Предлагат се модели за дясна и лява ръка

Предназначение:

Следоперативна имобилизация, увреждане на връзките, защита на ставите в процеса на посттравматична рехабилитация.



О-1620 Опора за лакът със силиконова подложка
"Erimax"



- Вискоеластична материя за компресия
- Анатомично оформени силиконови масажни подложки
- Анатомична форма със зони на комфорт
- Допълнителен колан със закопчаване с велкро
- Универсален модел за дясна и лява ръка

Размер	Обиколка на лакътната става
S	22-25 cm
M	25-28 cm
L	25-31 cm
XL	31-34 cm
XXL	34-37 cm



Предназначение:

Превенция и подпомагане на лечението на наранявания на лакътя, болкови синдроми на лакътя.

О-1601 Опора за лакът от неопрен
"Ligamax Elbow"



- Премиум клас неопрен
- Отворен дизайн със закопчаване с велкро
- Универсален модел за дясна и лява ръка
- Универсален размер

Предназначение:

Използва се като превантивна мярка в спорта и при връщане към физическа активност след травма.



Китка и ръка



О-1742 Еластична ортеза за китка и палец "Manimax T"



- Високоеластична материя за компресия
- Регулируеми презрамки със закопчаване с велкро
- Анатомична форма със зони на комфорт
- Анатомично оформена шина на дланта
- Допълнителни подплънки, укрепващи гърба на ръката
- Гъвкава алуминиева шина за поддържане на палеца
- Широка лента за китката
- Предлагат се модели на лява и дясна ръка.

Предназначение:

Стабилизиране и защита на ставата при: наранявания на радиокарпалната става, претоварване, дегенеративни и възпалителни състояния.



Размер	Обиколка на китката
S	15-17 cm
M	17-19 cm
L	19-21 cm
XL	21-23 cm
XXL	23-25 cm

О-1743 Еластична ортеза за китка "Manimax"



- Високоеластична материя за компресия
- Отворен дизайн
- Регулируеми презрамки със закопчаване с велкро
- Вградени зони за комфорт
- Анатомично оформена шина на дланта
- Допълнителни подплънки, укрепващи гърба на ръката
- Широка лента за китката
- Предлагат се модели на лява и дясна ръка.

Предназначение:

Стабилизиране и защита на ставата при: наранявания на радиокарпалната става, претоварване, дегенеративни и възпалителни състояния.



Размер	Обиколка на китката
S	15-17 cm
M	17-19 cm
L	19-21 cm
XL	21-23 cm
XXL	23-25 cm

O-1740 Ортеза за предмишница и ръка с палец
"Manumax T"



- Изработена от памучна материя и мека пяна
- Анатомично оформена, подвижна шина за ръка
- Допълнителни опори за укрепване на задната част на ръката
- Гъвкава алуминиева шина за поддържане на палеца
- Регулируеми ремъци със закопчаване с велкро
- Предлагат се модели на лява и дясна ръка.



Предназначение:

Стабилизиране и защита на ставата при наранявания на радиокарпалната става, претоварване, дегенеративни и възпалителни състояния.

Размер	Обиколка на китката
S	14-18 cm
M	19-22 cm
L	23-28 cm

O-1741 Ортеза за предмишница и ръка
"Manumax"



- Изработена от памучна материя и мека пяна
- Отворен дизайн
- Анатомично оформена, подвижна шина за ръка
- Допълнителни опори за укрепване на гърба на ръката
- Регулируеми каишки със закопчаване с велкро
- Универсален модел за дясна и лява ръка



Предназначение:

Стабилизиране и защита на ставата при наранявания на радиокарпалната става, претоварване, дегенеративни и възпалителни състояния.

Размер	Обиколка на китката
S	14-16 cm
M	17-19 cm
L	20-23 cm

O-1760 Къса ортеза за китка
"Manumax Uni Short"



- Олекотен отворен дизайн
- Анатомично оформена алуминиева опора
- Допълнителна универсална опора за палеца
- Три ремъка за затягане, които осигуряват правилното прилягане към ръката
- Дължина на ортезата 20 cm
- Универсален модел за дясна и лява ръка
- Универсален размер



Предназначение:

Стабилизиране и защита на ставите при травми на китката и палеца, нестабилност на китката и палеца, претоварване, дегенеративни и възпалителни състояния.

O-1761 Дълга ортеза за китка
"Manumax Uni Long"



- Олекотен отворен дизайн
- Анатомично оформена алуминиева опора
- Допълнителна универсална опора за палеца
- Три ремъка за затягане, които осигуряват правилното прилягане към ръката
- Дължина на ортезата 25 cm
- Универсален модел за дясна и лява ръка
- Универсален размер



Предназначение:

Стабилизиране и защита на ставите при травми на китката и палеца, нестабилност на китката и палеца, претоварване, дегенеративни и възпалителни състояния.

О-1770 Ортеза за пръсти
"Digimax"



- Изработена от велур и неопрен
- Дизайн на ръкавица
- Закопчаване с велкро
- Четири канала за укрепващи шини
- Включена шина за един пръст
- Универсален модел за дясна и лява ръка



Предназначение:

Стабилизиране при наранявания на екстензорите на пръстите, някои видове фрактури на базалните и средните фаланги.

Размер	Обиколка на китката
S	17-19 cm
M	19.5-22 cm
L	22.5-25 cm

О-1771 Ортеза за пръст
"Digimax Plus"



- Изработена от дишаща материя
- Алюминиева укрепваща шина
- Регулируемо закопчаване с велкро около китката
- Допълнителни стабилизиращи ремъци със закопчаване с велкро
- Универсален модел за дясна и лява ръка



Предназначение:

Стабилизиране и защита на ставата при наранявания, претоварване, дегенеративни и възпалителни състояния на радиокарпалната става.

Размер	Обиколка на китката
S	13-17 cm
M	17.5-21 cm

O-1720 Неопренова ортеза за китка
"Ligamax Wrist"



- Премиум клас неопрен
- Отворен къс дизайн със закопчаване с велкро
- Универсален модел за дясна и лява ръка
- Универсален размер

Предназначение:

Използва се като превантивна мярка в спорта и при връщане към физическа активност след травма.



O-1721 Неопренова ортеза за китка с колан за палеца
"Ligamax Palm"



- Премиум клас неопрен
- Отворен дизайн със закопчаване с велкро
- Универсален модел за дясна и лява ръка
- Универсален размер

Предназначение:

Използва се като превантивна мярка в спорта и при връщане към физическа активност след травма.



Врат

О-1800 Ортопедична яка тип Schanza



- Пяна, покрита с памучна материя
- Анатомично оформена
- Отворен дизайн със закопчаване с велкро
- Допълнителен калъф, който може да се измива
- Предлага се в три височини: 8 cm, 10 cm, 12 cm

Предназначение:

Използва се при дегенеративни и посттравматични промени в шийния отдел на гръбначния стълб, болки и синдроми на претоварване на шията и раменете.



Размер	Обиколка на шията
S	34-37 cm
M	37-42 cm
L	42-47 cm
XL	47-54 cm

О-1840 Твърда яка с отвор за трахеостома Филадельфия



- Изработена от полиетиленова пяна
- Анатомично оформена
- PVC подсилване
- Дизайн от две части
- Закопчаване с велкро
- Оборудвана с отвор за трахеостома

Предназначение:

Използва се при болки и радикуларни синдроми на шийния прешлен, при наранявания на шийния прешлен, при обездвижване след злополука.



Размер	Обиколка на шията
S	34-36 cm
M	36-38 cm
L	38-40 cm





**ПРОДУКТИ ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЯ**

ABS ТОПКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

PILO-1045/-1055/-1065/-1075

- Издръжлив PVC материал, устойчив на пробиване
- Максимален безопасен товар до 300 kg
- Налични размери: 45 cm, 55 cm, 65 cm, 75 cm
- Включена помпа

референтен номер	размер	височина	цвят
PILO-1045	45 cm	140 – 154 cm	
PILO-1055	55 cm	155 – 169 cm	
PILO-1065	65 cm	170 – 184 cm	
PILO-1075	75 cm	над 185 cm	



Предназначение:

ABS топка за рехабилитация и упражнения за общо развитие. Идеална за упражнения, които коригират дефекти в стойката, подобряват физическата форма, укрепват мускулите и увеличават подвижността на ставите. Използва се за упражнения за балансиране и разтягане, за облекчаване на болки в гърба и прекомерно мускулно напрежение.

МАСАЖНА ТОПКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

PILO-2045/-2055/-2065/-2075

- Издръжлив PVC материал, устойчив на пробиване
- Максимален безопасен товар до 300 kg
- Налични размери: 45 cm, 55 cm, 65 cm, 75 cm
- Включена помпа

референтен номер	размер	височина	цвят
PILO-2045	45 cm	140 – 154 cm	
PILO-2055	55 cm	155 – 169 cm	
PILO-2065	65 cm	170 – 184 cm	
PILO-2075	75 cm	над 185 cm	



Предназначение:

ABS топка за рехабилитация и упражнения за общо развитие. Идеална за упражнения, които коригират дефекти в стойката, подобряват физическата форма, укрепват мускулите и увеличават подвижността на ставите. Използва се за упражнения за балансиране и разтягане, за облекчаване на болки в гърба и прекомерно мускулно напрежение. Снабдена с меки издатини по цялата повърхност, които допълнително стимулират кожните рецептори и осигуряват микромасаж и мускулна релаксация.

ТОПКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ „MINI“

PILO-1020/-1025

- Издръжлив PVC материал, устойчив на пробиване
- Налични размери: 20 cm, 25 cm
- Включена помпа

референтен номер	размер	цвят
PILO-1020	20 cm	
PILO-1025	25 cm	



Предназначение:

„MINI“ топка за рехабилитация и упражнения за общо развитие. Идеална за изометрични упражнения за предотвратяване на мускулна атрофия, подобряване на физическата форма и увеличаване на подвижността на ставите. Идеална е за рехабилитация на дефекти в стойката и гръбначни нарушения. Използва се за пилатес и йога.

„ PEANUT “ ABS ТОПКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ PILO-1090

- Издръжлив PVC материал, устойчив на пробиване
- Максимален безопасен товар до 250 kg
- Размер: 90 cm × 40 cm
- Цвят ●
- Включена помпа

Предназначение:

„ABS peanut“ топка за рехабилитация и упражнения за общо развитие. Идеална за упражнения, които коригират дефекти в стойката, подобряват физическата форма, укрепват мускулите и увеличават подвижността на ставите. Нейната специално профилирана форма позволява движение само в две посоки (напред и назад), което дава по-голям контрол на движенията и по-изразена стабилност на упражненията.




ТОПКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ С ШИПОВЕ PILO-3006/-3007/-3008/-3009/-3010

- Изработена от най-висококачествен PVC материал без мирис и токсичност
- Налични размери: 6 cm, 7 cm, 8 cm, 9 cm, 10 cm

референтен номер	размер	цвят
PILO-3006	6 cm	●
PILO-3007	7 cm	●
PILO-3008	8 cm	●
PILO-3009	9 cm	●
PILO-3010	10 cm	●

Предназначение:

Топка с шипове, предназначена за рехабилитация, упражнения за ръце и крака и масаж на тялото. Снабдена е с издатини по цялата повърхност, които допълнително стимулират кожните рецептори, подобряват кръвообращението и микроциркулацията. Те намаляват напрежението, отпускат мускулите и премахват стреса.




ТОПКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ С ШИПОВЕ МЕКА - КОМПЛЕКТ PILO-3011

- Изработена от най-висококачествен PVC материал без мирис и токсичност
- Комплектът включва 3 топки с размери 7 cm, 8 cm and 9 cm

референтен номер	размер	цвят
PILO-3011	7 cm	●
	8 cm	●
	9 cm	●

Предназначение:

Топка с шипове, предназначена за рехабилитация, упражнения за ръце и крака и масаж на тялото. Снабдена е с издатини по цялата повърхност, които допълнително стимулират кожните рецептори, подобряват кръвообращението и микроциркулацията. Те намаляват напрежението, отпускат мускулите и премахват стреса.



ТОПКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ "CUCUMBER"

PILO-3015

- Изработена от най-висококачествен PVC материал без мирис и токсичност
- Наличен размер: 15 cm x 7 cm

референтен номер	цвят
3015/1	
3015/2	
3015/3	

Предназначение:

"Cucumber" топка с шипове, предназначена за рехабилитация, упражнения за ръце и крака и масаж на тялото. Снабдена е с издатини по цялата повърхност, които допълнително стимулират кожните рецептори, подобряват кръвообращението и микроциркулацията. Те намаляват напрежението, отпускат мускулите и премахват стреса. Специално профилираната му форма осигурява по-добро прилягане към тялото.



"PEANUT" ТОПКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

PILO-3018

- Изработена от най-висококачествен PVC материал без мирис и токсичност
- Наличен размер: 17 cm x 8 cm

референтен номер	цвят
PILO-3018/1	
PILO-3018/2	
PILO-3018/3	

Предназначение:

"Peanut" топка с шипове, предназначена за рехабилитация, упражнения за ръце и крака и масаж на тялото. Снабдена е с издатини по цялата повърхност, които допълнително стимулират кожните рецептори, подобряват кръвообращението и микроциркулацията. Те намаляват напрежението, отпускат мускулите и премахват стреса. Специално профилираната му форма осигурява по-добро прилягане към тялото.



СЕНЗОРНА ПОЛУСФЕРА "HEDGEHOG"

PILO-2010

- Издръжлив PVC материал, устойчив на пробиване
- Размер: диаметър 16,5 cm; височина 8 cm

референтен номер	цвят
PILO-2010/1	
PILO-2010/2	
PILO-2010/3	

Предназначение:

Полусфера за рехабилитация на стъпалата, двигателна координация и упражнения за баланс. Снабдена е с издатини на повдигнатата повърхност, които стимулират дълбокото усещане, подобряват кръвообращението и микроциркулацията. Те намаляват напрежението, отпускат мускулите и премахват стреса.



ТОПКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ "JELLY"

PILO-5015/-5020/-5030

- Изработена от термопластичен каучук с най-високо качество
- Размер: диаметър 5 cm
- Предлагат се 3 степени на еластичност

референтен номер	степен на еластичност	цвят
PILO-5015	мека	жълт
PILO-5020	средна	оранжево
PILO-5030	твърда	син

Предназначение:

Топка за рехабилитация "Jelly", предназначена за упражнения за укрепване на мускулите на ръката и предмишницата. Тя подобрява сърчността и двигателните умения. Използването ѝ има антистрес и успокояващ ефект.



ТОПКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ "EGG"

PILO-6015/-6020/-6030

- Изработена от термопластичен каучук с най-високо качество
- Размер: 5,8 cm x 4,4 cm
- Предлагат се 3 степени на еластичност

референтен номер	степен на еластичност	цвят
PILO-6015	мека	жълт
PILO-6020	средна	оранжево
PILO-6030	твърда	син

Предназначение:

Топка за рехабилитация "Egg", предназначена за упражнения за укрепване на мускулите на ръката и предмишницата. Тя подобрява сърчността и двигателните умения. Използването ѝ има антистрес и успокояващ ефект.



РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН РИНГ С ШИПОВЕ

PILO-3030/-3040/-3050

- Изработен от силиконова гума с най-високо качество
- Размер: 7 cm външен диаметър
- Налични степени на еластичност: зелена (мека), синя (средна), оранжева (твърда)

референтен номер	цвят
PILO-3030	зелен
PILO-3040	син
PILO-3050	оранжево

Предназначение:

Рехабилитационен пръстен с шипове, предназначен за упражнения за укрепване на мускулите на ръката и предмишницата. Той подобрява сърчността, двигателните умения и подобрява функциите за хващане на ръката.



СЕНЗОРЕН ДИСК

PILO-2034

- Издръжлив PVC материал, устойчив на пробиване
- Размер: диаметър 34 cm
- Включена помпа

референтен номер	цвят
PILO-2034/1	
PILO-2034/2	

Предназначение:

Сензорен диск, предназначен за посттравматична рехабилитация, равновесие, сензомоторни и коригиращи упражнения. Идеален за упражнения, които коригират дефекти в стойката, подобряват физическата форма, укрепват мускулите и увеличават подвижността на ставите. Снабден с издатини на горната повърхност, които допълнително стимулират кожните рецептори, осигуряват микромасаж и мускулна релаксация. По време на седене облекчава лумбалния отдел на гръбначния стълб и налага правилната позиция.



СЕНЗОРЕН ДИСК "BALANCE"

PILO-2038

- Издръжлив PVC материал, устойчив на пробиване
- Размер: диаметър 38 cm
- Включена помпа

референтен номер	цвят
PILO-2038/1	
PILO-2038/2	

Предназначение:

Сензорен диск "BALANCE", предназначен за посттравматична рехабилитация, равновесие, сензомоторни и коригиращи упражнения. Идеален за упражнения, които коригират дефекти в стойката, подобряват физическата форма, укрепват мускулите и увеличават подвижността на ставите. Снабден е с издатини по горната повърхност, които допълнително стимулират кожните рецептори, осигуряват микромасаж и мускулна релаксация. По време на седене облекчава лумбалния отдел на гръбначния стълб и налага правилната позиция.



КИНЕЗИОЛОГИЧНА ЛЕНТА ОТ КОПРИНА "PILOTAPE"

PILO-9010

- материал на основата, изработен от лека изкуствена коприна
- ширина: 5 cm
- дължина: 5 m
- водоустойчивост и бързо съхнене
- хипоалергенно акрилно залепващо покритие
- не съдържа латекс

референтен номер	цвят
9010/1	
9010/2	
9010/3	
9010/4	
9010/5	

Предназначение:

Използва се за подпомагане на лечението и рехабилитацията на наранени части на тялото. Използва се при посттравматични състояния на мускулите и ставите за облекчаване на отоци, както и за коригиране на дефекти в стойката. Правилно приложена, спомага за облекчаване на болката, намаляване на мускулното напрежение и подпомага работата на кръвоносната система. Дебелината и разтегливостта на лентата са подобни на дебелината и еластичността на кожата, което позволява пълен обхват на движение.



КИНЕЗИОЛОГИЧНА ЛЕНТА "PILOTAPE KIDS"

PILO-9020

- материал на основата, изработен от лека изкуствена коприна
- ширина: 5 cm
- дължина: 5 m
- водоустойчива и бързосъхнеща
- хипоалергенно акрилно адхезивно покритие
- не съдържа латекс

референтен номер	цвят
PILO-9020/1	
PILO-9020/2	

Предназначение:

Използва се за подпомагане на лечението и рехабилитацията на наранени части на тялото. Използва се при посттравматични състояния на мускулите и ставите за облекчаване на отоци, както и за коригиране на дефекти в стойката. Правилно приложена, спомага за облекчаване на болката, намаляване на мускулното напрежение и подпомага работата на кръвоносната система. Дебелината и разтегливостта на лентата са подобни на дебелината и еластичността на кожата, което позволява пълен обхват на движение.





**ПОМОЩНИ И
САНИТАРНИ СРЕДСТВА**

Производител на помощни средства за хигиена и самообслужване

В нашата продуктова гама можете да намерите всички необходими аксесоари, които със сигурност ще се окажат безценни в ежедневието на хората с увреждания. Ние произвеждаме не само **подлоги** или **уринатори**, но и **седалки за тоалетни чинии и вани, повдигачи, щипки за хващане на предмети и столове за душ** или **вани за миене на коса**.

Дори и най-обикновено оборудване, като стол за душ или предпазен парапет за тоалетна, осигурява голяма подкрепа по пътя към самостоятелност.

Нашите продукти отговарят на много високи стандарти за качество, така че можете да сте сигурни, че те ще се окажат надеждни и напълно функционални!

Храненето, миенето или ползването на тоалетната не трябва да са предизвикателство. Избирайки офертата на Reha Fund, можете бързо да се убедите, че ежедневието с увреждане не е задължително да бъде трудно. Това оборудване не само повишава степента на независимост на хората с увреждания, но и им позволява да се наслаждават на комфорта на живота.

Напълно сме наясно колко трудно е да се изберат правилните решения, затова нашият висококвалифициран персонал с готовност ще помогне на клиента да закупи идеалните помощни средства за самообслужване, съобразени с индивидуалните нужди на бъдещия потребител.

ТОАЛЕТЕН СТОЛ – BRUNO 801 RF-801

Налични
цветове:

● СИВ

- служи като преносима тоалетна и надстройка за тоалетна
- изработен от стомана
- съгъваема рамка
- гумени крайници против плъзгане

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
ширина	55 cm
обща височина	72~82 cm
обща дължина	72 cm
височина на стола	42-52 cm
дълбочина на стола	65 cm
височина на облегалката	33 cm
максимално безопасно натоварване	100 kg
тегло	6.6 kg

Предназначение:

Тоалетният стол функционира като преносима тоалетна. Столовете могат да се използват до леглото на пациента. Той помага на хората с намалена подвижност и на възрастните хора при извършването на основни физиологични нужди. Също така улеснява грижите за тях. Преградите улесняват ставането от стола и сядането върху него.



ТОАЛЕТНА КОЛИЧКА – MARCO 802 RF-802

Налични
цветове:

● черен

- служи като преносима тоалетна
- може да се използва под душа
- изработена от алуминий
- обръщащи се подлакътници
- люлеещи се и свалящи се опори за крака
- седалка и облегалка, изработени от водоустойчив материал

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
обща ширина	55 cm
ширина на седалката	46 cm
дълбочина на седалката	40 cm
диаметър на колелата	13 cm
височина на седалката	50.5 cm
обща дължина	85 cm
регулируема височина	95.5-98 cm
регулируема височина на облегалката	45.5-48 cm
максимално безопасно натоварване	120 kg
тегло	13.5 kg

Предназначение:

Тоалетната количка функционира като подвижна тоалетна. Тя осигурява поддържането на лична хигиена. Може да се използва до леглото на пациента или в банята. Може да се използва и за транспортиране на ползвателя от асистент.



ТОАЛЕТЕН СТОЛ – MICHAEL 805 RF-805

- служи като преносима тоалетна
- комплект за самостоятелно сглобяване
- гумени крайници против плъзгане

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
обща дължина	64 cm
обща ширина	51 cm
обща дълбочина	59.5 cm
ширина на седалката	49.5 cm
дълбочина на седалката	41 cm
регулируема височина на седалката	41-56.3 cm
максимално безопасно натоварване	120 kg
тегло на стола	6 kg

Предназначение:

Тоалетният стол функционира като преносима тоалетна. Той може да се използва до леглото на пациента. Помага на хората с намалена подвижност и на възрастните хора да извършват основни физиологични дейности. Също така улеснява грижите за тях. Преградите улесняват ставането от стола и сядането върху него.

Налични
цветове:

● СИВ



ТОАЛЕТЕН СТОЛ – LOUIS 840 RF-840

- 2 седалки: удобна - сваляща се, с функция за тоалетна - с отвор, люлееща и отделяща
- регулируеми по височина крака с безопасно заключване
- гумени крайници против плъзгане

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	130 kg
тегло	8 kg
обща ширина	56 cm
обща височина	80-95 cm
дълбочина	52-57 cm
ширина на седалката	43 cm
дълбочина на седалката	42 cm
височина на седалката	40-55 cm
размер на тоалетния отвор	24 x 21 cm

Предназначение:

Тоалетният стол функционира като преносима тоалетна. Може да се използва до леглото на пациента. Помага на хората с ограничена подвижност (постоянна или временна) и на възрастните хора при извършването на основни физиологични дейности. Столът може да се използва и като тоалетна чиния и обикновен стол за сядане. Столът улеснява грижите за пациента. Преградите улесняват ставането от стола и сядането върху него. Предназначен е за ползватели с ограничена подвижност, но с достатъчна възможност за сядане. Столът е полезен в случаите на: пациенти с ограничен контрол на тялото, хора с нарушения на равновесието, световъртеж, хора с нарушена функция на долните крайници, пациенти със значително ограничена подвижност на лумбалния отдел на гръбначния стълб, тазобедрените и коленните стави, парализа.

Налични
цветове:

● черен

● син



СТОЛ ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА – OLIEWIER 810

RF-810

- улеснява грижата за интимните зони
- с U-образен прорез
- подходящ за използване под душ
- регулируема височина
- с облегалка за осигуряване на стабилност

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
обща ширина	48.5 cm
ширина на седалката	48.5 cm
обща височина	72.5-82.5 cm
обща дължина	47 cm
височина на седалката	39-49 cm
дълбочина на седалката	39 cm
височина на облегалката	36 cm
максимално безопасно натоварване	110 kg
тегло	2.6 kg

Предназначение:

Столтът позволява на хората с ограничена подвижност, на хората след операции и на възрастните хора да поддържат ежедневна лична хигиена, като остават значително независими. Специален прорез също така улеснява грижата за интимната хигиена. Благодарение на това оборудване рискът от падане или други наранявания, които са възможни под душа, е максимално намален.

Налични
цветове:

☐ бял



ТАБУРЕТКА ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА – WILSON 811

RF-811

- улеснява грижата за интимните зони
- с U-образен прорез
- подходящ за използване под душа
- регулируема височина

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
обща ширина	48.5 cm
ширина на седалката	48.5 cm
обща височина	41-51 cm
обща дължина	41 cm
височина на седалката	39-49 cm
дълбочина на седалката	33.5 cm
максимално безопасно натоварване	110 kg
тегло	2 kg

Предназначение:

Табулетката позволява на хората с ограничена подвижност, на тези след операции и на възрастни да поддържат ежедневната си лична хигиена, като остават значително независими. Специален прорез също така улеснява грижата за интимната хигиена. Благодарение на това оборудване рискът от падане или други наранявания, които са възможни под душа, е максимално намален.

Налични
цветове:

☐ бял



СТОЛ ЗА ДУШ – NATHAN 820

RF-820

- облегалка за стабилност
- странични отвори за лесно ставане и сядане
- подходящ за използване под душ
- регулируема височина

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
обща ширина	50 cm
ширина на седалката	50 cm
обща височина	75-85 cm
обща дължина	48 cm
височина на седалката	39-49 cm
дълбочина на седалката	35 cm
височина на облегалката	37 cm
максимално безопасно натоварване	110 kg
тегло	2.9 kg

Предназначение:

Столтът позволява на хората с ограничена подвижност, на тези след операции и на възрастните да поддържат ежедневна лична хигиена, като същевременно остават значително независими. Благодарение на това оборудване рискът от падане или други наранявания, които са възможни под душа, е максимално намален.

Налични
цветове:

☐ бял



ТАБУРЕТКА ЗА ДУШ – KEVIN 821

RF-821

Налични
цветове:

☐ бял

- странични отвори за лесно ставане и сядане
- подходящ за използване под душ
- регулируема височина

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
обща ширина	50 cm
ширина на седалката	50 cm
обща височина	41-51 cm
обща дължина	39 cm
дълбочина на седалката	31 cm
височина на седалката	39-49 cm
максимално безопасно натоварване	110 kg
тегло	1.9 kg



Предназначение:

Табуретката позволява на хората с ограничена подвижност, на тези след операции и на пенсионерите да поддържат ежедневна лична хигиена, като същевременно остават значително независими. Благодарение на това оборудване рискът от падане или други наранявания, които са възможни под душа, е максимално намален.

КРЪГЛА ТАБУРЕТКА ЗА ДУШ – CAMERON 822

RF-822

Налични
цветове:

☒ син

☐ бял

- универсална табуретка за душ
- компактна кръгла форма, идеална дори за по-малък душ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	136 kg
тегло на табуретката	2.5 kg
регулируема височина на седалката	40-57.5 cm
диаметър на седалката	32 cm



Предназначение:

Табуретката позволява на хората с ограничена подвижност, тези след операции и възрастните да поддържат ежедневна лична хигиена, като същевременно остават значително независими. Благодарение на това оборудване рискът от падане или други наранявания, които са възможни под душа, е максимално намален.

2-В-1 ТАБУРЕТКА ЗА ВАНА И СЪПАЛО – JOHN 823

RF-823

Налични
цветове:

○ бял

- компактен размер
- подходящ за използване във или извън ваната

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	120 kg
тегло	1.5 kg
регулируема височина на седалката	20.2-25.2 cm
ширина на седалката	41.6 cm
дълбочина на седалката	22.6 cm
разстояние между краката по дължина	47.8 cm
разстояние между краката напречно	31.6 cm
ъгъл на крака по дължина	107 градуса
ъгъл на крака напречно	100 градуса

Предназначение:

Табуретката/стъпалото позволява на хората с ограничена подвижност да поддържат ежедневна лична хигиена, като същевременно остават значително независими. Благодарение на това оборудване рискът от падане или други наранявания, които са възможни във ваната, е значително намален. Табуретката/стъпалото улеснява използването на ваната, помага при ежедневната хигиена и повишава безопасността. Продуктът улеснява влизането и излизането от ваната на хора с ограничена подвижност. Той може да се използва и като стабилна опора по време на къпане във ваната.



ВЪРТЯЩА СЕ КРЪГЛА ТАБУРЕТКА ЗА ДУШ – RYAN 824

RF-824

Налични
цветове:

● син

- мека, въртяща се седалка
- табла под седалката за съхранение на козметика
- регулируема височина

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	150 kg
тегло на табуретката	2.6 kg
регулируема височина на седалката	42-54 cm
диаметър на седалката	35 cm

Предназначение:

Табуретката позволява на хората с ограничена подвижност да поддържат ежедневна лична хигиена, като същевременно остават значително независими. Благодарение на това оборудване рискът от падане или други наранявания, които са възможни под душа, значително намалява.



СЕДАЛКА ЗА ВАНА – ЕММА 851

RF-851

Налични
цветове:

☐ бял

- регулируема система за фиксиране на ваната
- изработена от лесен за миене PVC материал
- универсална и лесна за монтаж

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	181 kg
тегло	2.14 kg
регулируема монтажната ширина	500-600 mm
ширина на седалката	68.5 cm
дълбочина на седалката	22.5 cm
обща височина	11.5 cm
височина на ламелите	1.8 cm
ширина на ламелите	5 cm

Предназначение:

Този продукт осигурява стабилна седалка по време на къпане в стандартна ванна. Той помага при влизане и излизане от ваната, при сядане и/или ставане във ваната. Предназначен е за възрастни хора и хора с ограничена подвижност (временна или постоянна), причинена напр. от инсулт, кръвоизлив, пътнотранспортно произшествие, чупливост на костите, травми на крайниците, тазобедрените стави, операции.



РЕГУЛИРУЕМА СЕДАЛКА ЗА ВАНА – АВА 853

RF-853

Налични
цветове:

☐ бял

- дълбока седалка, която позволява да седнете по-ниско във ваната
- регулируема ширина

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	150 kg
обща ширина	71-81 cm
монтажно разстояние	28.3 cm
ширина на седалката	41.6 cm
дължина на седалката	22.6 cm
височина на спуснатата част	14.5 cm
тегло	2 kg

Предназначение:

Този продукт осигурява стабилна седалка при къпане в стандартна ванна. Тя помага при влизане и излизане от ваната, при сядане и/или ставане във ваната. Предназначена е за възрастни хора и хора с ограничена подвижност (временна или постоянна), причинена например от инсулт, кръвоизлив, пътнотранспортно произшествие, чупливост на костите, травми на крайниците, тазобедрените стави, операции.



СЕДАЛКА ЗА ДУШ – СОРНІА 854

RF-854

Налични
цветове:

☐ бял

- стабилна стоманена рамка
- монтаж на стена
- приложен монтажен комплект
- съгъваеми крака
- регулируема височина

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	113 kg
регулируема височина	40-55 cm
ширина на седалката	49.5 cm
дълбочина на седалката	30 cm
тегло	4.8 kg

Предназначение:

Продуктът осигурява стабилна седалка по време на къпане. Той помага при ежедневните грижи и седенето под душа. Предназначен е за възрастни хора и хора с ограничена подвижност (временна или постоянна), причинена напр. от инсулт, кръвоизлив, пътнотранспортно произшествие, чупливост на костите, травми на крайниците, тазобедрените стави, операции.



СЕДАЛКА ЗА ВАНА – OLIVIA 855

RF-855

Налични
цветове:

☐ бял

- изработена от лесна за измиване пластмаса
- универсална и лесна за инсталиране
- ергономична дръжка и отвор за козметика

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	100 kg
дължина	71 cm
ширина на седалката	32 cm
височина на седалката	10 cm
тегло	2.5 kg
обща височина	18.5 cm



Предназначение:

Продуктът осигурява стабилна седалка при къпане в стандартна вана. Той помага при влизане и излизане от ваната, при сядане и/или ставане във ваната. Предназначен е за възрастни хора и хора с ограничена подвижност (временна или постоянна), причинена напр. от инсулт, кръвоизлив, пътнотранспортно произшествие, чупливост на костите, травми на крайниците, тазобедрените стави, операции.

СЕДАЛКА ЗА ВАНА – DIANA 856

RF-856

Налични
цветове:

☐ бял

- изработена от лесна за измиване пластмаса
- универсална и лесна за инсталиране
- ергономична дръжка и отвор за козметика
- със седалка

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	110 kg
ширина на седалката	35 cm
монтажно разстояние	46-68 cm
тегло	2.7 kg
обща височина	9.5 cm
обща дължина	76 cm



Предназначение:

Продуктът осигурява стабилна седалка при къпане в стандартна вана. Той помага при влизане и излизане от ваната, при сядане и/или ставане във ваната. Предназначен е за възрастни и трудно подвижни хора (временно или постоянно), причинено например от инсулт, кръвоизлив, пътнотранспортно произшествие, чупливост на костите, травми на крайниците, тазобедрените стави, операции.

ПОВДИГНАТА ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА – SARA 870

RF-870

- увеличава височината на тоалетната
- лесна инсталация
- с капак
- анатомична форма
- подходяща за всички стандартни тоалетни
- модерна система за закрепване без инструменти с вградени винтове
- височина 10 или 15 cm

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ		
МОДЕЛИ		
референтен номер	RF-870/10	RF-870/15
максимално безопасно натоварване	100 kg	100 kg
височина	100 mm	150 mm
дължина	390 mm	390 mm
ширина на седалката	360 mm	360 mm
тегло	1.4 kg	1.6 kg

Предназначение:

Повдигнатата тоалетна седалка се използва за увеличаване на височината на тоалетната до най-удобното за ползвателя ниво. Това улеснява сядането и стаянето. Предназначена е за всички хора, които се затрудняват да се движат и да използват тоалетната по традиционния начин, напр. за пациенти след операция на тазобедрената става или травма, за възрастни хора.

Налични
цветове:

☐ бял



ПОВДИГНАТА ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА – КАТЕ 871

RF-871

- увеличава височината на тоалетната
- лесна инсталация със заключващи скоби
- с капак
- анатомична форма
- височина 11 или 15 cm

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ		
МОДЕЛИ		
референтен номер	RF-871/11	RF-871/15
максимално безопасно натоварване	150 kg	150 kg
височина на предната част	117 mm	147 mm
височина на гърба	147 mm	177 mm
височина на гърба с фиксатори	207 mm	237 mm
ширина на седалката	367 mm	367 mm
дълбочина на седалката	401 mm	401 mm
ширина на отвора	208 mm	208 mm
дълбочина на отваряне	264 mm	264 mm
тегло	1.05 kg	1.32 kg

Предназначение:

Повдигнатата тоалетна седалка се използва за увеличаване на височината на тоалетната до най-удобното за потребителя ниво. Това улеснява сядането и стаянето. Предназначена е за всички хора, които се затрудняват да се движат и да използват тоалетната по традиционния начин, например за пациенти след операция на тазобедрената става или травма, за възрастни хора.

Налични
цветове:

☐ бял



БЪБРЕКОВИДНО ЛЕГЕНЧЕ

RF-894

- лесно се поддържа чисто
- подходящо за студена стерилизация и за стерилизация в сух въздух при 130°C

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ		
модел	Малки	Големи
капацитет	300 ml	700 ml
размери	20.5 x 11.4 x 3.85 cm	28.2 x 14.65 x 4.5 cm

Предназначение:

Продуктът е предназначен за използване в медицински отделения и в домашни условия за обслужване на хора, приковани на легло, с цел облекчаване на последиците от наранявания и протичане на заболявания. Продуктът се използва за измиване на наранявания, посттравматични грижи и други хигиенни процедури. Когато продуктът се използва от възрастни или обездвижени хора, е необходима помощ от трети лица.

Налични
цветове:

☐ бял



ЧАША ЗА ПИЕНЕ

RF-895

Налични
цветове:

☐ бял

- доставя се с 2 сменяеми капака - за пиене на течности и за полутечни храни
- оборудвана с 2 дръжки за лесно захващане
- подходяща за студена стерилизация (напр. чрез използване на етанол)

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
капацитет	200 ml
размери	14.4 cm × dia. 7.1 cm

Предназначение:

Продуктът е предназначен за използване в медицински заведения и в домашни условия за обслужване на хора, приковани на легло, с цел облекчаване на последиците от наранявания и протичане на заболявания. Чашата за пиене е снабдена с два капака, които позволяват сервиране на храна на пациенти в легнало положение. Капакът с малък отвор се използва за пиене на течности; капакът с голям отвор се използва за полутечна храна (каша). Когато продуктът се използва от възрастни или обездвижени хора, е необходима помощ от трети лица.



НАДУВАЕМА ВАНА ЗА МИЕНЕ НА КОСА

RF-960

Налични
цветове:

☐ бял

- въздушно надуваема
- фиксирана дренажна тръба
- специален прорез за врата
- предназначена за измиване на косата на пациент в легнало положение

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
дължина	53 cm
ширина	61 cm
височина	20 cm
тегло	0.83 kg
капацитет	10 l

Предназначение:

Предназначена е за хора, приковани на легло или обездвижени.



НАДУВАЕМА ВАНА ЗА МИЕНЕ НА КОСА

С ПОДВИЖДЕН ДУШ RF-961

Налични
цветове:

☐ бял

- въздушно надуваема
- специален прорез за врата
- фиксирана дренажна тръба
- включен душ комплект
- предназначена за измиване на косата на пациента в легнало положение

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери при надуване (дължина x ширина x височина)	53 x 61 x 20 cm
размери при спадане и свъгане (дължина x ширина x височина)	22 x 25 x 4 cm
дължина на дренажната тръба	118 cm
дебелина на PVC материала	0.35 cm
тегло	1.6 kg

Предназначение:

Предназначена е за хора, приковани на легло или обездвижени.



ДРЪЖКА ЗА БАНЯ ЗА СТЕНА – ALEX 910

RF-910

- идеална за хора, които се нуждаят от допълнителна опора при ежедневните дейности в банята
- универсална употреба с всички видове санитарни изделия
- изработена от висококачествена пластмаса
- монтаж на стена
- включен комплект за монтаж

Налични
цветове:

☐ бял



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ				
МОДЕЛИ				
референтен номер	RF-910/30	RF-910/40	RF-910/45	RF-910/60
макс. безопасен товар	100 kg			
дължина	300 mm	400 mm	450 mm	600 mm
диаметър на тръбата	350 mm			
разстояние от стената	850 mm			
тегло	0.22 kg	0.29 kg	0.36 kg	0.43 kg

Предназначение:

Дръжката за баня служи като опорен елемент. Тя може да се използва във влажно помещение.

ДРЪЖКА ЗА БАНЯ ЗА СТЕНА – CEZAR 911

RF-911

- идеална за хора, които се нуждаят от допълнителна опора при ежедневните дейности в банята
- универсална употреба с всички видове санитарни изделия
- издръжлива и стабилна стоманена конструкция
- прахово покритие
- включен комплект за монтаж

Налични
цветове:

☐ бял



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ					
модел	RF-911/20	RF-911/30	RF-911/40	RF-911/50	RF-911/60
дължина на шината	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm
диаметър на тръбата	3.2 cm				
разстояние от стената	11 cm				
макс. безопасен товар	135 kg				
тегло	0.35 kg	0.40 kg	0.55 kg	0.7 kg	0.85 kg

Предназначение:

Дръжката помага на хората с ограничена подвижност да поддържат равновесие и да се движат, повишава безопасността на хората, които използват санитарни помещения, подходяща е за монтаж в банята. Предназначена е за използване в апартаменти, старчески домове и помещения, обитавани от хора с увреждания. Продуктът се използва главно за предотвратяване на падания.

ОПОРЕН ПАРАПЕТ ЗА ВАНА – DENNIS 900

RF-900

- изработен от висококачествена стомана
- прахово покритие
- здрав и издръжлив
- сглобяване без инструменти и без винтове
- универсален за различни видове вани

Налични
цветове:

☐ бял

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимален безопасен товар	180 kg
тегло	2.82 kg
обща височина	48.5 cm
регулируема ширина	8.2~17.2 cm

Предназначение:

Опорният парапет помага за запазване на равновесието и придвижването на хора с ограничена подвижност, повишава безопасността на хората, използващи санитарни помещения, подходящ за монтиране в банята върху ваната, без да се използват инструменти. Предназначен е за използване в апартаменти, старчески домове и помещения, обитавани от хора с увреждания.



ОПОРЕН ПАРАПЕТ ЗА ТОАЛЕТНА – DANIEL 920 RF-920

Налични
цветове:


○ бял

- издръжлива стоманена конструкция
- монтирани основно до тоалетната
- прахово покритие
- включен комплект за монтаж

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	136 kg
тегло	2.85 kg
обща дължина	75 cm
обща височина	23 cm

Предназначение:

Опорният парпет помага за запазване на равновесието и придвижването на хора с намалена подвижност, повишава безопасността на хората, използващи санитарни помещения, подходящ е за монтиране на умивалника, тоалетната или друго желано място в банята. Предназначен е за използване в апартаменти, старчески домове, обекти, обитавани от хора с увреждания.



ПРЕДПАЗНА РАМКА ЗА ТОАЛЕТНА – JUDY 940 RF-940

Налични
цветове:

● сив

- алуминиева конструкция, закрепена към болтовете за монтаж на капака на тоалетната чиния
- гумени накрайници против плъзгане
- регулиране на височината и ширината

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	113 kg
тегло	1.55 kg
регулируема височина	64-74 cm
регулируема ширина	53-63 cm

Предназначение:

Предпазната рамка е предназначена да помага при ставане и сядане в тоалетната на възрастни хора, хора с увреждания и хора, които имат проблеми с поддържането на равновесие.



МЪЖКИ УРИНАТОР

RF-890

- снабден с ръкохватка и обезопасена чашка
- подходящ за студена стерилизация, за стерилизация със сух въздух при 130°C или за стерилизация с пара в автоклав при 126°C

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
капацитет	1000 ml
размери	28 × 12 × 11.3 cm

Предназначение:

Продуктът е предназначен за използване в медицински заведения и в домашни условия за обслужване на хора, приковани на легло, с цел облекчаване на последиците от наранявания и протичане на заболявания. Продуктът се използва за събиране на урина. Когато продуктът се използва от възрастни или обездвижени хора, е необходима помощ от трети лица.



Налични
цветове:

☐ бял

ЖЕНСКИ УРИНАТОР

RF-891

- има специално профилиран отвор
- подходящ за студена стерилизация, за стерилизация със сух въздух при 130°C или за стерилизация с пара в автоклав при 126°C

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
капацитет	700 ml
размери	31 × 12 × 11.5 cm

Предназначение:

Продуктът е предназначен за използване в медицински заведения и в домашни условия за обслужване на хора, приковани на легло, с цел облекчаване на последиците от наранявания и протичане на заболявания. Продуктът се използва за събиране на урина. Когато продуктът се използва от възрастни или обездвижени хора, е необходима помощ от трети лица.



Налични
цветове:

☐ бял

ПОДЛОГА ЗА ЛЕГЛО

RF-892

- снабдена с удобна дръжка и добре прилягащ капак, който предотвратява разливане.
- подходяща за студена стерилизация, за стерилизация със сух въздух при 130°C или за стерилизация с пара в автоклав при 126°C

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
капацитет	3000 ml
размери	12.05 × 29.15 × 54.75 cm

Предназначение:

Продуктът е предназначен за използване в медицински заведения и в домашни условия за обслужване на хора, приковани на легло, с цел облекчаване на последиците от наранявания и протичане на заболявания. Продуктът е съвместим с целулозна торбичка и може да се използва и като тяхна основа. Използването на продукта в комбинация с торбички за еднократна употреба, изработени от целулозна пулпа, значително намалява вероятността от инфекции. Продуктът се използва за събиране на фекалии и урина при хора, приковани към леглото. Когато продуктът се използва от възрастни и/или обездвижени хора, е необходима помощ от трети лица.



Налични
цветове:

☐ бял

ПЛОСКА ПОДЛОГА ЗА ЛЕГЛО

RF-896

- плосък дизайн с дръжка
- възможност за комплектоване с целулозни торбички за еднократна употреба
- подходящ за студена стерилизация, за стерилизация със сух въздух при 130°C или за стерилизация с пара в автоклав при 126°C

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
капацитет	2000 ml
размери	8 × 27 × 48 cm

Предназначение:

Продуктът е предназначен за използване в медицински заведения и в домашни условия за обслужване на хора, приковани на легло, с цел облекчаване на последиците от наранявания и протичане на заболявания. Продуктът е съвместим с целулозни торбички и може да се използва и като тяхна основа. Използването на продукта в комбинация с торбички за еднократна употреба, изработени от целулозна пулпа, значително намалява вероятността от инфекции. Продуктът се използва за събиране на фекалии и урина при хора, приковани към леглото. Когато продуктът се използва от възрастни и/или безпомощни хора, е необходима помощ от трети лица.



Налични цветове:

- бял
- зелен
- син

ПОДЛОГА ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

MED-02

- целулозна подлога за еднократна употреба
- може да се използва като вложка за подлога RF-896

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	36.5 × 27 × 8.5 cm (в най-дълбоката точка)
капацитет	2000 ml

Предназначение:

Подлогата за еднократна употреба е предназначена за хора, които не могат да отидат сами до тоалетната. Продуктът дава възможност за задоволяване на физиологичните нужди в легнало или полуседнало положение. Използва се в медицинските заведения и у дома за обслужване на лежачо болни хора. Когато се използва от възрастни или безпомощни хора, е необходима помощ от трети лица.



Налични цветове:

- сив

КОНТЕЙНЕР ЗА ЕЖЕДНЕВНО СЪБИРАНЕ НА УРИНА – TULIP

RF-893

- оборудван с капак със запушалка против разливане
- подходящ за студена стерилизация, за стерилизация със сух въздух при 130°C или за стерилизация с пара в автоклав при 126°C

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	19 cm × Ø18.5 cm
капацитет	2500 ml

Предназначение:

Продуктът е предназначен за употреба в здравни заведения за ежедневно събиране на урина. Когато продуктът се използва от възрастни или безпомощни хора, е необходима помощ от трети лица.



Налични цветове:

- бял

УСТРОЙСТВО ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГОРНИ КРАЙНИЦИ 881 RF-881

- помага за възстановяване на движението на горната част на тялото
- опростен и надежден дизайн
- лесен монтаж без необходимост от намеса в инфраструктурата (над вратата, без винтове)

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
тегло	0.75 kg

Предназначение:

Устройството е предназначено за упражнения на горните крайници, раменете и горната част на тялото. То помага за възстановяване на диапазона на движение и увеличаване на обхвата на движение/подвижност в ставите на горните крайници и горната част на торса.

Съпротивлението за единия крайник е теглото на другия крайник.



Налични цветове:

● СИВ

ОБЛЕГАЛКА ЗА ЛЕГЛО 950 RF-950

- регулиране почти до седнало положение (макс. 80°)
- 5-степенно регулиране

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	75 kg
обхват на регулиране на ъгъла	0°-80°
размери	47 × 63 cm
тегло	2.64 kg

Предназначение:

Облегалката за легло е предназначена за хора, които се нуждаят от по-високо положение на торса, докато лежат.



Налични цветове:

● СИН

КОНТЕЙНЕР ЗА ПРОТЕЗИ DNT

- кутия с удобен капак
- цедка за лесно оттичане
- немедицинско изделие

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	9 × 8 × 6 cm

Предназначение:

Контейнер за протези за многократна употреба, предназначена за медицински грижи, рехабилитация, грижи за възрастни хора и за лична употреба у дома.



Налични цветове:

● зелен

КЪСА ЩИПКА ЗА ХВАЩАНЕ НА ПРЕДМЕТИ RF-750

- за вдигане на малки предмети, без да се навеждате
- завършва с магнит за привличане на предмети, напр. монета или бижу.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
референтен номер	RF-750
име на модела	Къс държач
дължина	66 cm
максимален товар	1 kg

Предназначение:

Щипката е предназначен за хора, които имат проблеми с подвижността на ръцете, най-често причинени от заболявания на гръбначния стълб, злополуки, които са последвани от трудности при навеждане. Щипката помага да се вдигат малки предмети, без да се налага да се навеждате или да скъсявате разстоянието. Челюстите с вграден магнит позволяват да се вдигат и малки метални предмети като игли, спринцовки, кламери и др.



Налични цветове:

● СИВ

ДЪЛГА ЩИПКА ЗА ХВАЩАНЕ НА ПРЕДМЕТИ RF-751

- за вдигане на малки предмети, без да се навеждате
- завършва с магнит за привличане на предмети, напр. монета или бижу.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
референтен номер	RF-751
име на модела	Дълъг държач
дължина	76 cm
максимален товар	1 kg

Предназначение:

Щипката е предназначен за хора, които имат проблеми с подвижността на ръцете, най-често причинени от заболявания на гръбначния стълб, злополуки, които са последвани от трудности при навеждане. Щипката помага да се вдигат малки предмети, без да се налага да се навеждате или да скъсявате разстоянието. Челюстите с вграден магнит позволяват да се вдигат и малки метални предмети като игли, спринцовки, кламери и др.



Налични цветове:

● СИВ

ОРТОДОНТСКА КУТИЯ 702_R

- кутия с удобен капак
- широка гама от цветове
- немедицинско изделие

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	9 × 8 × 6 cm

Предназначение:

Ортодонтската кутия е предназначена да предпазва от бактерии или механични повреди ортодонтските апарати и подвижните ретенционни апарати.



Налични цветове:

- син
- зелен
- жълт
- розов
- оранжев
- червен





ОРГАНАЙЗЕРИ И
АКСЕСОАРИ ЗА ХАПЧЕТА



Производител на органайзери и аксесоари за хапчета

Създадохме линия от органайзери за хапчета и аксесоари за пациенти, които приемат множество дози лекарства през деня, за хора, които редовно допълват диетата си, или за тези, които пътуват много.

Разделянето на периоди от деня и седмицата е идеално средство за ежедневно организиране на лекарствата. Благодарение на използването на удобни органайзери пациентът може да приема редовно лекарства и да си спомня за подходящото време за прилагане на следващата доза.

ОРГАНАЙЗЕРИТЕ ЗА ХАПЧЕТА И АКСЕСОАРИТЕ НЕ СА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

ЕЖЕДНЕВЕН ОРГАНАЙЗЕР НА ХАПЧЕТА (ДВА ПЪТИ ДНЕВНО) RF-350

- позволява разделянето на лекарствата на две дневни порции.
- изработен от полипропилен
- немедицинско изделие

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
дължина	5.3 cm
дълбочина	3.9 cm
височина	2 cm

Предназначение:

Използва се за разделяне на дозите на лекарствата.



ЕЖЕДНЕВЕН ОРГАНАЙЗЕР НА ХАПЧЕТА (ТРИ ПЪТИ ДНЕВНО) RF-351

- позволява разделянето на лекарствата на три дневни порции
- изработен от полипропилен
- немедицинско изделие

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
дължина	7.8 cm
дълбочина	3.9 cm
височина	2 cm

Предназначение:

Използва се за разделяне на дозите на лекарствата.



ЕЖЕДНЕВЕН ОРГАНАЙЗЕР НА ХАПЧЕТА (ЧЕТИРИ ПЪТИ ДНЕВНО) RF-352

- позволява разделянето на лекарствата на четири дневни порции
- изработен от полипропилен
- немедицинско изделие

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
дължина	10.3 cm
дълбочина	3.9 cm
височина	2 cm

Предназначение:

Използва се за разделяне на дозите на лекарствата.




СЕДМИЧЕН ОРГАНАЙЗЕР ЗА ДОЗИРАНЕ НА ПЕРОРАЛНИ ХАПЧЕТА RF-353

- позволява разделянето на лекарствата на 4 дози за период от 7 дни.
- изработен от полипропилен
- немедицинско изделие

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
дължина	14 cm
дълбочина	9.4 cm
височина	2.8 cm

Предназначение:

Използва се за разделяне на дозите на лекарствата.



СЕДМИЧЕН ОРГАНАЙЗЕР НА ХАПЧЕТА (ВЕДНЪЖ ДНЕВНО) RF-354

- позволява разделянето на лекарствата на дневни дози за период от 7 дни.
- изработен от полипропилен
- немедицинско изделие

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
дължина	16.2 cm
дълбочина	3.9 cm
височина	2 cm

Предназначение:

Използва се за разделяне на дозите на лекарствата.



СЕДМИЧЕН ОРГАНАЙЗЕР НА ХАПЧЕТА (ДВА ПЪТИ ДНЕВНО) RF-355

- позволява разделянето на лекарствата на 2 дневни дози за период от 7 дни.
- изработен от полипропилен
- немедицинско изделие

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
дължина	16.3 cm
дълбочина	8.2 cm
височина	2 cm

Предназначение:

Използва се за разделяне на дозите на лекарствата.



СЕДМИЧЕН ОРГАНАЙЗЕР НА ХАПЧЕТА (ТРИ ПЪТИ ДНЕВНО) RF-356

- позволява разделянето на лекарствата на 3 дози за период от 7 дни.
- изработени от полистирен
- немедицинско изделие

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
дължина	8.6 cm
дълбочина	4.7 cm
височина	14.3 cm

Предназначение:

Използва се за разделяне на дозите на лекарствата.



СЕДМИЧЕН ОРГАНАЙЗЕР НА ХАПЧЕТА (ЧЕТИРИ ПЪТИ ДНЕВНО) RF-357

- позволява разделянето на лекарствата на 4 дози за период от 7 дни.
- изработени от полистирен
- немедицинско изделие

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
дължина	11.2 cm
дълбочина	4.7 cm
височина	14.3 cm

Предназначение:

Използва се за разделяне на дозите на лекарствата.



РЕЗАЧКА ЗА ХАПЧЕТА

RF-358

- предназначена за рязане на хапчета
- идеална за правилно порциониране
- изработена от полистирен
- немедицинско изделие

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
дължина	7.3 cm
дълбочина	2.9 cm
височина	2.6 cm
максимален диаметър на таблетката	1.9 cm

Предназначение:

Тя реже хапчетата и улеснява точното им порциониране. Използва се и за съхранение на лекарства.



ТРОШАЧКА ЗА ХАПЧЕТА

RF-359

- раздробява хапчетата на прах, за да улесни поглъщането им от деца и възрастни.
- доставя се с контейнер за съхранение на натрошени хапчета
- изработена от полистирен
- немедицинско изделие

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
дължина	6 cm
дълбочина	3.6 cm
височина	4.5 cm
диаметър на отвора	2.3 cm

Предназначение:

Тя раздробява хапчетата, като улеснява приемането им от деца и възрастни. Има контейнер за съхранение на лекарства.



ИЗСТИСКВАЧКА ЗА ПАСТА ЗА ЗЪБИ И КРЕМ RF-360

- помага за прецизно изстискване на съдържанието на тубата
- изработени от полистирен
- немедицинско изделие

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
дължина	10.2 cm
дълбочина	4.2 cm
височина	3.6 cm
максимална ширина на тубите, поставени в изстисквачката	6 cm

Предназначение:

Тя позволява точно изстискване на съдържанието на тубата и подобрява показването на продуктите. Може да се използва в козметичната, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост.



УРЕД ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЕЗИКА

RF-361

- премахва бактериалните отлагания и остатъците от храна от езика
- оставя свеж дъх
- бърз и лесен за използване
- ако ви е трудно да използвате конец за зъби, използвайте държача за конец за зъби.
- изработени от полистирен
- немедицинско изделие


ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
дължина	14.5 cm
дълбочина	4 cm
височина	0.7 cm

Предназначение:

Почистващото средство премахва бактериалните отлагания и хранителните частици от езика.







**АНТИДЕКУБИТАЛНИ
МАТРАЦИ**

Производител на антидекубитален матрак от пяна е и пневматични матраци

Въз основа на знанията и опита, натрупани в продължение на няколко десетилетия в областта на здравословния сън, както и на превенцията и лечението на язви, ние създадохме уникално предложение от антидекубитални матраци и терапевтични матраци, насочени към индивидуалните нужди на пациентите. В нашата оферта пациентът ще намери както матраци при рани от залежаване, предназначени да намалят максимално натиска върху тялото, като същевременно поддържат правилната позиция, така и терапевтични антидекубитални матраци, фокусирани върху поддържането на правилната позиция на тялото, като същевременно осигуряват максимален комфорт по време на сън.

Матрак от пяна или пневматичен матрак?

Това е често задаван въпрос, на който няма ясен отговор. Всичко зависи от нуждите на потребителя. Матраците от пяна осигуряват ефективна превенция срещу протриване и стабилна основа, като същевременно са по-малко податливи на механични повреди. Те често не се нуждаят от допълнителна основа и осигуряват много добра циркулация на въздуха. От друга страна, матраците с променливо налягане осигуряват определено по-добра превенция срещу рани от залежаване, тъй като чрез промяна на налягането в камерите по време на един цикъл се облекчава цялото тяло на пациента. Пневматичният антидекубитален матрак ще бъде най-ефективен за хора с висок риск от развитие на рани от залежаване или вече засегнати от него.

Стадии на раните от залежаване - важен параметър при избора на антидекубитален матрак

Стадий I: Интактна кожа с неизбледняващо зачервяване на локализирана зона, обикновено над костна изпъкналост. Тъмно пигментираната кожа може да няма видимо зачервяване; цветът ѝ може да се различава от този на околния участък. Мястото може да бъде болезнено, твърдо, меко, по-топло или по-хладно от околната тъкан.

Стадий II: Загуба на част от дебелината на дермата под формата на плитка отворена язва с червено-розово ранево легло, без отделяне на охлузвания от здравата тъкан. Може да се представи и като интактен или отворен/разкъсан мехур, изпълнен със серум. Представя се като лъскава или суха плитка язва без охлузвания или синини.

Стадий III: Загуба на тъкан в цялата дебелина. Подкожната мазнина може да се вижда, но костите, сухожилията или мускулите не са открити. Възможно е да има налепи, но те не скриват дълбочината на загубата на тъкан. Тя може да включва подкопаване и тунелиране. Дълбочината на раните от залежаване в стадий III варира в зависимост от анатомичното местоположение.*

* Европейската комисия за препоръки за язви под налягане и Национална комисия за препоръки за язви под налягане. Превенция и лечение на язви под налягане: кратко ръководство. Вашингтон, окръг Колумбия: Национална комисия за препоръки за язви под налягане; 2009 г.

МЕДИЦИНСКИ ПНЕВМАТИЧЕН МАТРАК С ПРОМЕНЛИВО НАЛЯГАНЕ И ПОМПА HF6001+HF62012



Налични
цветове:

бежов



- практичен и лесен за използване матрак с балончета
- лесен за монтаж
- намалява натиска върху кръвоносните съдове, адаптира се към тялото и позицията на пациента
- за хора със среден или висок риск от поява на рани от залежаване в стадий I
- за хора, които прекарват повече от 15 часа дневно в леглото.
- за краткосрочни грижи
- доставя се с комплект за ремонт и лепенки
- изработен от силно еластичен медицински PVC материал

МАТРАК HF6001

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
максимално тегло на потребителя	130 kg
размери на матрака	200 cm × 90 cm × 7 cm
материал	PVC (polyvinyl chloride) 0.3 mm
цвят	beige
тегло на матрака	1.8-2.1 kg
брой клетки за матраци	130
време на цикъла	12 min
гаранция	18 месеца

ПОМПА HF62012

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
дебит на въздуха	5-7 l/min
диапазон на налягането	50-120 mmHg
захранване	220 V/50 Hz
капацитет	5-7 l/min
предпазители	1 A
консумация на енергия	7 W
размери	23,5 (Д) × 12 (В) × 9,5 (Ш) cm
гаранция	18 месеца
тегло на помпата	0.85 kg

Предназначение:

Традиционно възприетият метод за превенция на раните от залежаване е завъртането на пациента и редовното наблюдение на рисковите зони. Използването на матрак с променлив натиск е допълнение към това лечение. В същото време завъртането и наблюдението на пациента все още трябва да се счита за част от грижите за него, ако е необходимо.

ПНЕВМАТИЧЕН МАТРАК BIOFLOTE™ 2000

BioFlote™



Налични
цветове:

● бежов



- висококачествен матрак с балончета
- за хора, които се нуждаят от лечение и профилактика на рани от залежаване до стадий I
- за хора, които постоянно са в легнало положение
- за краткосрочни грижи
- за хора, които се нуждаят от лечение и намаляване на болката, причинена от продължително залежаване
- големи въздушни балончета, които увеличават ефекта срещу раните от залежаване
- помпа, оборудвана с точен индикатор за нивото на налягането в зависимост от теглото на пациента
- помпа, оборудвана с куки за монтиране на леглото с противоплъзгащи накрайници
- клапи за стабилизиране на пациента
- комплект за ремонт, включващ лепенка с лепило
- тиха помпа - шум под 31 децибела
- гъвкав PVC маркуч

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОМПАТА

захранване	230V / 50Hz
предпазител	1 A
размери на помпата в cm	27 x 11 x 9,5
тегло на помпата	1.2 kg
консумация на енергия	7 W
продължителност на цикъла	10-12 min
диапазон на налягането	40-100 mmHg
капацитет на помпата	5 l/min

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТРАКА

тип	Балони (130 балона)
размери на матрака в cm	200 x 90 x 6,5 – когато се надуе
тегло на матрака	1.9 kg
максимално тегло на потребителя	130 kg
материал	Поливинилхлорид (в съответствие с EN-71)
температура на околната среда	Работна: 5°C~40°C Съхранение: 25°C~70°C Транспорт: - 25°C~70°C
относителна влажност на околната среда	Работна: 15%~90% Съхранение: 10%~90% Транспорт: 10%~90%
атмосферно налягане	40-100 mmHg

Предназначение:

Този продукт е предназначен за тези, които: се нуждаят от лечение и превенция на рани от залежаване в първи стадий, като същевременно се оптимизира комфортът на пациента, който постоянно остава в едно положение, за краткосрочни грижи в домашни условия; се нуждаят от лечение и намаляване на болката, причинена от натиска на долната повърхност върху меките тъкани на тялото, по препоръка на лекар или физиотерапевт. Този продукт може да се използва от хора, които са квалифицирани да извършват общи процедури за грижи и които са подходящо обучени и знаят как да предотвратяват и лекуват рани от залежаване.

АНТИДЕКУБИТАЛЕН МАТРАК BIOFLOTE™ 3000

BioFlote™



Налични
цветове:

● СИН



- лесен за употреба тръбен матрак
- идеален за домашни условия
- за хора, които се нуждаят от лечение и профилактика за рани от залежаване в стадий II
- за хора, които постоянно са в легнало положение
- за хора, които се нуждаят от лечение и намаляване на болката, причинена от продължително залежаване
- подобрява комфорта на пациента
- изграден от 17 камери
- включена резервна камера
- помпа, оборудвана с точен индикатор за нивото на налягането в зависимост от теглото на пациента
- за дългосрочни грижи
- помпа, оборудвана с куки за монтиране на леглото с противоположащи накрайници
- анкерни отвори за стабилизиране на матрака
- тиха помпа - шум под 31 децибела
- еднокамерна стабилизираща лента

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОМПАТА

захранване	230V / 50Hz
предпазител	1 A
размери на помпата в см	27 x 11 x 9.5
тегло на помпата	1.2 kg
консумация на енергия	7 W
време на цикъла	10~12 min
диапазон на налягането	40-100 mmHg
дебит на помпата	5 l/min

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТРАКА

тип	Тръбна форма (17 въздушни камери)
размери на матрака в см	198 x 88 x 11 – при надуване
тегло на матрака	4.8 kg
макс. тегло на потребителя	130 kg
материал	Найлон/поливинилхлорид
температура на околната среда	Работна: 5°C~40°C Съхранение: 25°C~70°C Транспорт: - 25°C~70°C
относителна влажност на околната среда	Работна: 15%~90% Съхранение: 10%~90% Транспорт: 10%~90%
атмосферно налягане	40-100 mmHg

Предназначение:

Този продукт е предназначен за тези, които: се нуждаят от лечение и превенция на рани от залежаване във втори стадий, като същевременно се оптимизира комфортът на пациента, който постоянно остава в едно положение, за дългосрочни домашни грижи и лечение на рани от залежаване; се нуждаят от лечение и намаляване на болката, причинена от натиска на повърхността върху меките тъкани на тялото, с препоръка на лекар или физиотерапевт. Този продукт може да се използва от хора, които са квалифицирани да извършват общи процедури за грижи и които са подходящо обучени и знаят как да лекуват и предотвратяват рани от залежаване.


ПНЕВМАТИЧЕН МАТРАК BIOFLOTE™ 4000

BioFlote™



Налични
цветове:

● СИН



- усъвършенстван тръбен матрак с допълнителни функции
- подходящ за ползване в домашни условия или в болнични заведения
- за хора, които се нуждаят от лечение и профилактика на рани от залежаване в стадий II
- за хора, които постоянно са в легнало положение
- за хора, които се нуждаят от лечение и намаляване на болката причинена от продължително лежане
- подобрява комфорта на пациента
- изграден от 17 камери
- включена резервна камера
- помпа, оборудвана с точен индикатор за нивото на налягането в зависимост от теглото на пациента
- за дългосрочни грижи
- помпа, оборудвана с транспортна бърза тапа
- помпа, оборудвана с куки против хлъзгане
- клапан за CPR
- оборудван с капак, закрепен с притискащи шпилки
- система за микровентилация - осигурява допълнителна вентилация на кожата на пациента
- функция за възглавница - 3 камери под главата могат да се надуват през цялото време
- двойна камерна стабилизираща лента

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОМПАТА

захранване	230V / 50Hz
предпазител	1 A
размери на помпата в см	28 x 15 x 9
тегло на помпата	1.4 kg
консумация на енергия	7 W
време на цикъла	12 min
обхват на налягането	40-100 mmHg
капацитет на помпата	8 l/min

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТРАКА

тип	Тръбна форма (17 въздушни камери)
размери на матрака в см	190 x 88 x 11 – когато се надуе
тегло на матрака	4.85 kg
макс. тегло на потребителя	140 kg
материал	Найлон/PVC
температура на околната среда	Работна: 5°C~40°C Съхранение: - 25°C~70°C Транспорт: - 25°C~70°C
относителна влажност на околната среда	Работна: 15%~90% Съхранение: 10%~90% Транспорт: 10%~90%
атмосферно налягане	40-100 mmHg

Предназначение:

Този продукт е предназначен за тези, които се нуждаят от лечение и превенция на рани от залежаване във втори стадий, като същевременно се оптимизира комфортът на пациента, който постоянно остава в едно положение, за дългосрочни домашни грижи и лечение на рани от залежаване; нуждаят се от лечение и намаляване на болката, причинена от натиска на повърхността върху меките тъкани на тялото, с препоръка на лекар или физиотерапевт. Този продукт може да се използва от хора, които са квалифицирани да извършват общи процедури за грижи и които са подходящо обучени и знаят как да лекуват и предотвратяват рани от залежавания.

АНТИДЕКУБИТАЛЕН МАТРАК BIOFLOTE™ 5000

BioFlote™



Налични
цветове:

СИН



- усъвършенстван тръбен матрак с множество функции
- подходящ за ползване в домашни условия или в болнични заведения
- за хора, които се нуждаят от лечение и профилактика на рани от залежаване в стадий III
- за хора, които постоянно са в легнало положение
- за хора, които се нуждаят от лечение и намаляване на болката, причинена от продължително лежане
- подобрява комфорта на пациента
- помпа, оборудвана с точен индикатор за нивото на налягането в зависимост от теглото на пациента
- за дългосрочни грижи
- изграден от 17 камери
- включена резервна камера
- помпа, оборудвана с бързо освобождаваща се транспортна тапа
- помпа, оборудвана с куки против хлъзгане
- клапан за CPR
- оборудван с калъф с цип
- функция за възглавница - 3 камери под главата могат да се надуват през цялото време
- двойна камерна стабилизираща лента
- статичната функция надува целия матрак
- визуална аларма за ниско налягане информира болногледачите за възможно изпускане на въздух от матрака.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОМПАТА

захранване	230V / 50Hz
предпазител	1 A
размери на помпата в см	28 x 15 x 9
тегло на помпата	2.2 kg
консумация на енергия	7 W
време на цикъла	12 мин
обхват на налягането	30-60 mmHg
капацитет на помпата	8 l/min

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТРАКА

тип	Тръбна форма (17 въздушни камери)
размери на матрака в см	203 x 90 x 12.7 – когато се надуе
тегло на матрака	5.2 kg
максимално тегло на потребителя	160 kg
материал	Найлон/PVC
температура на околната среда	Operating: 5°C~40°C Storage: 25°C~70°C Transport: - 25°C~70°C
относителна влажност на околната среда	Работна: 15%~90% Съхранение: 10%~90% Транспорт: 10%~90%
атмосферно налягане	30-60 mmHg

Предназначение:

Този продукт е предназначен за тези, които се нуждаят от лечение и превенция на рани от залежаване в стадий III, като същевременно се оптимизира комфорта на пациента, който постоянно остава в едно положение, за дългосрочни домашни грижи и лечение на рани от залежавания; се нуждаят от лечение и намаляване на болката, причинена от натиска на повърхността върху меките тъкани на тялото, с препоръка на лекар или физиотерапевт. Този продукт може да се използва от хора, които са квалифицирани да извършват общи процедури за грижи и които са подходящо обучени и знаят как да лекуват и предотвратяват рани от залежавания.

АНТИДЕКУБИТАЛЕН МАТРАК BIOFLOTE™ 50

BioFlote™



- предназначен за стабилизиране на пневматичния матрак спрямо долната повърхност (напр. легло)
- плосък профил на матрака
- плътност на пяната 28 kg/m³
- висока твърдост на пяната

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	200 × 90 × 5,5 cm
	200 × 85 × 5,5 cm
калъф	без калъф
	властичен водоустойчив



Предназначение:

Антидекубитален матрак с плосък профил, който се използва като основа за пневматичен матрак. Стабилизира пневматичния матрак спрямо повърхността. Използва се за предотвратяване на образуването на рани от залежаване в първи стадий.


АНТИДЕКУБИТАЛЕН МАТРАК BIOFLOTE™ 200

BioFlote™



- самостоятелен матрак
- профил на матрака с уникална форма, разделена на три участъка: сгънат профил („кора за яйца“) в областта на главата и краката; надлъжен тръбен профил в областта на таза; главата на пациента е по- високо от краката.
- плътност на пяната 25 kg/m³
- средна твърдост на пяната

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	200 × 90 × 10–7 cm
	без калъф
калъф	еластичен водоустойчив
	памук и полиестер
	водоустойчив



Предназначение:

Антидекубитален матрак с уникален 3-зонов профил, препоръчан за предотвратяване на раните от залежаване в стадий I.

АНТИДЕКУБИТАЛЕН МАТРАК BIOFLOTE™ 250

BioFlote™



- самостоятелен матрак
- сгнатият профил („кора за яйца“) на матрака улеснява циркулацията на въздуха и предотвратява появата на рани от залежаване.
- плътност на пяната 25 kg/m³
- висока твърдост на пяната

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	200 × 90 × 7 cm
	200 × 90 × 10 cm
калъф	без калъф
	еластичен водоустойчив
	памук и полиестер
	водоустойчив



Предназначение:

Антидекубитален матрак със сгнат профил („кора за яйца“), използван за предотвратяване на образуването на рани от залежаване в стадий I.


АНТИДЕКУБИТАЛЕН МАТРАК BIOFLOTE™ 300

BioFlote™



- самостоятелен матрак
- изработен от два слоя пяна
- най-горният слой на матрака с уникален профил, разделен на три участъка: сгната част („кора за яйца“) в областта на главата и краката; надлъжна тръбна част в областта на таза; главата на пациента е по-високо от краката
- долният слой пяна стабилизира матрака и намалява натиска на повърхността върху тялото на пациента
- плътност на пяната 25 kg/m³
- средна твърдост на пяната

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	200 × 90 × 15–12 cm
калъф	без калъф
	еластичен водоустойчив
	памук и полиестер
	водоустойчив



Предназначение:

Антидекубитален матрак с уникален профил, разделен на три участъка, препоръчван за предотвратяване на рани от залежаване в стадий I.

АНТИДЕКУБИТАЛЕН МАТРАК BIOFLOTE™ 350

BioFlote™



- самостоятелен матрак
- изработен от два слоя пяна
- горният слой на матрака е със сгънат профил („кора за яйца“)
- долният слой пяна стабилизира матрака и намалява натиска на повърхността върху тялото на пациента
- плътност на пяната - горен слой: 25 kg/m³, долен слой: 28 kg/m³
- висока твърдост на пяната



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	200 × 90 × 15 cm
	без калъф
калъф	еластичен водоустойчив
	памук и полиестер
	водоустойчив

Предназначение:

Антидекубитален матрак със сгънат профил („кора за яйца“) и допълнителен слой стабилизираща пяна, който се използва за предотвратяване на образуването на рани от залежаване в първи стадий.

АНТИДЕКУБИТАЛЕН МАТРАК BIOFLOTE™ 400 BASIC

BioFlote™



- самостоятелен матрак
- плосък профил на матрака
- плътност на пяната 25 kg/m³
- ниска твърдост на пяната



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	200 × 90 × 10 cm
	200 × 90 × 12 cm
	200 × 90 × 15 cm
калъф	без калъф
	еластичен водоустойчив
	памук и полиестер
	водоустойчив

Предназначение:

Антидекубитален матрак с плосък профил, използван за предотвратяване на образуването на рани от залежаване в стадий I.

АНТИДЕКУБИТАЛЕН МАТРАК BIOFLOTE™ 600

BioFlote™



- самостоятелен матрак
- плосък профил на матрака
- изработен от три слоя пяна
- горният слой, изработен от високоеластична пяна, осигурява комфорт при използване
- средният слой има напречни жлебове за улесняване на циркулацията на въздуха.
- долният слой пяна стабилизира матрака и намалява натиска на повърхността върху тялото на пациента
- плътност на пяната: горна част: 50 kg/m³, средна част: 30 kg/m³, долна част: 28 kg/m³
- средна твърдост на пяната

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	200 × 90 × 15–12 cm
калъф	без калъф
	еластичен водоустойчив
	памук и полиестер
	водоустойчив

Предназначение:

Антидекубитален матрак с плосък профил, използван за предотвратяване на образуването на рани от залежаване в стадий I.



АНТИДЕКУБИТАЛЕН МАТРАК BIOFLOTE™ 700

BioFlote™




- самостоятелен или подложен матрак
- плосък профил на матрака
- плътност на пяната 18 kg/m³
- средна твърдост на пяната

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	200 × 90 × 7 cm 200 × 90 × 10 cm
калъф	без калъф
	еластичен водоустойчив
	памук и полиестер
	водоустойчив

Предназначение:

Антидекубитален матрак с плосък профил, използван за предотвратяване на образуването на рани от залежаване в стадий I.



АНТИДЕКУБИТАЛЕН МАТРАК BIOGOFER 15000

BioFlote™




- самостоятелен матрак
- гофриран профил на матрака, който улеснява циркулацията на въздуха.
- 152 независими сегменти
- плътност на пяната 30 kg/m³
- средна твърдост на пяната

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	200 × 90 × 10 cm 200 × 90 × 12 cm 200 × 90 × 15 cm
калъф	без калъф
	еластичен водоустойчив
	памук и полиестер
	водоустойчив

Предназначение:

Антидекубитален матрак с профил, наподобяващ вафла, който се използва за предотвратяване на образуването на рани от залежаване от първи стадий.



ВОДОУСТОЙЧИВ ЕЛАСТИЧЕН КАЛЪФ

15/P/EN

- водоустойчив
- многократна употреба
- може да се изпира при 90°C
- подходящ за матраци от пяна и пневматични матраци
- еластичен, с ластик
- наличен цвят: бял
- размери 200 × 90 × 15 cm

Предназначение:

Еластичният непромокаем калъф за матрак с еластична лента е предназначен да предпазва повърхността от замърсяване с физиологични секрети.



КАЛЪФ ОТ ПАМУК И ПОЛИЕСТЪР

15/P/B

- за многократна употреба
- може да се изпира при 60°C
- подходящ за матраци от пяна
- размери: 200 × 90 × 7 cm, 200 × 90 × 10 cm, 200 × 90 × 12 cm, 200 × 90 × 15 cm

Предназначение:

Калъфът за матрак от памук и полиестер е предназначен да предпазва повърхността от замърсяване с физиологични секрети.



ВОДОУСТОЙЧИВ КАЛЪФ

15/P/N

- водоустойчив
- многократна употреба
- може да се изпира при 95°C
- подходящ за матраци от пяна
- размери: 200 × 90 × 7 cm, 200 × 90 × 10 cm, 200 × 90 × 12 cm, 200 × 90 × 15 cm

Предназначение:

Непромокаемият паропропусклив калъф за матрак има за цел да предпази повърхността от замърсяване с физиологични секрети.




ПРОТЕКТОР ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА 3045

Налични цветове:

- зелен
- син

- водоустойчив
- вътрешен материал, изработен от памучно-полиестерно хавлиено трико
- външен водоустойчив материал: 100% PVC
- многократна употреба
- може да се изпира при 95°C
- устойчивост на дезинфектанти
- налични цветове: син, зелен

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	70 × 100 cm
	70 × 140 cm
	100 × 140 cm
	140 × 200 cm



Предназначение:

Този хигиенен протектор за многократна употреба е медицинско изделие, предназначено да предпазва повърхности (напр. матрак, легло) от замърсяване с физиологични секрети (напр. урина, кръв). Той предпазва от възникване на инфекции/зарази в резултат на продължителен контакт на пациента с телесни секрети.

ПРОТЕКТОР ЗА ПОЛЗВАНЕ В ДОМАШНИ УСЛОВИЯ 3046

Налични цветове:

- зелен
- син
- бял

- водоустойчив
- външен материал, изработен от памучно-полиестерно хавлиено трико
- вътрешен материал - водоустойчива мембрана: 100% полиуретан
- многократна употреба
- може да се изпира при 90°C
- налични цветове: син, зелен, бял


ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
размери	60 × 70 cm
	70 × 100 cm
	90 × 100 cm
	70 × 140 cm
	90 × 140 cm
	100 × 140 cm
	110 × 140 cm
	90 × 200 cm
	140 × 200 cm
	180 × 200 cm
	90 × 200 cm с еластичен ластик
	140 × 200 cm с еластичен ластик
	180 × 200 cm с еластичен ластик



Предназначение:

Този хигиенен протектор за домашни грижи е медицинско изделие, предназначено да предпазва повърхности (напр. матрак, легло) от замърсяване с физиологични секрети (напр. урина, кръв). Тя предпазва от появата на инфекции, произтичащи и от продължителен контакт на пациента с телесни секрети.





**ОРТОПЕДИЧНИ
ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА СЪН**

Производител на ортопедични възглавници за сън Morfeusz

Придобитите знания ни позволиха да създадем широка гама от **удобни ортопедични възглавници**, характеризиращи се с внимателно обмислена структура.

Неправилната позиция по време на сън може да доведе до деформация на шийните прешлени и до неподходящо мускулно напрежение. Вследствие на това може да се предизвика натиск върху гръбначния мозък, нарушения в кръвообращението, които се усещат под формата на умора, болки във врата и тила, изтръпване на ръцете и замаяност. Ето защо правилно подбраната, **удобна ортопедична възглавница**, съобразена със структурата на тялото и положението по време на сън, е от решаващо значение.

Пяната, от която е изработена ортопедичната възглавница, е с **отворена камерна структура**. Това позволява свободна циркулация на въздуха и елиминира дискомфорта, причинен от изпотяването на главата.

Нашата ортопедична възглавница за спане не предизвиква алергии!

Ортопедичните възглавници MORFEUSZ имат калъфки, **изработени от 100% памучна материя**. Памукът е естествено неалергично меко влакно, което осигурява перфектна пропускливост на въздуха, отлична абсорбция и отвеждане на влагата от тялото.

Свържете се с нас

Нашите специалисти ще ви помогнат да изберете идеалната ортопедична възглавница за сън, съобразена с индивидуалните нужди на всеки пациент.

ОРТОПЕДИЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА – MORFEUSZ CLASSIC 660

- изработена от еластична пяна
- регулируема височина
- осигурява опора и правилна позиция на шийния гръбнак и главата по време на сън
- степен на твърдост: твърда
- размери: 48 × 30 × 11 cm, с калъф: 48 × 30 × 14 cm



Предназначение:

Възглавница, предназначена за профилактика и предотвратяване на дегенерация и болки в шийния отдел на гръбначния стълб, причинени от неправилна позиция по време на сън; за хора, които имат проблеми, произтичащи от неправилната позиция на врата и главата по време на сън (напр. болки в гърба, мускулно напрежение, мравучкане и изтръпване на крайниците и др.); които се нуждаят от стабилна опора на главата и шийния отдел на гръбначния стълб по време на сън, като същевременно се намалява натискът върху тялото.

ОРТОПЕДИЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА – MORFEUSZ COMFORT 661

- изработена от термоеластична мемори пяна
- регулируема височина
- осигурява опора и правилна позиция на шийния гръбнак и главата по време на сън
- степен на твърдост: средна
- размери: 48 × 30 × 11 cm, с подложка: 48 × 30 × 14 cm



Предназначение:

Възглавница, предназначена за профилактика и предотвратяване на дегенерация и болки в шийния отдел на гръбначния стълб, причинени от неправилна позиция по време на сън; за хора, които имат проблеми, произтичащи от неправилната позиция на врата и главата по време на сън (напр. болки в гърба, мускулно напрежение, мравучкане и изтръпване на крайниците и др.); които се нуждаят от стабилна опора на главата и шийния отдел на гръбначния стълб по време на сън, като същевременно се намалява натискът върху тялото.

ОРТОПЕДИЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА – MORFEUSZ EXCLUSIVE 662

- изработена от комбинация от еластична пяна и термоеластична мемори пяна
- регулируема височина
- осигурява опора и правилна позиция на шийния гръбнак и главата по време на сън
- степен на твърдост: мека
- размери: 46 × 30 × 10 cm, с калъф: 46 × 30 × 13 cm



Предназначение:

Възглавница, предназначена за профилактика и предотвратяване на дегенерация и болки в шийния отдел на гръбначния стълб, причинени от неправилна позиция по време на сън; за хора, които имат проблеми, произтичащи от неправилната позиция на врата и главата по време на сън (напр. болки в гърба, мускулно напрежение, мравучкане и изтръпване на крайниците и др.); които се нуждаят от стабилна опора на главата и шийния отдел на гръбначния стълб по време на сън, като същевременно се намалява натискът върху тялото.

ОРТОПЕДИЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА – MORFEUSZ TRAVEL 663

- изработена от термоеластична мемори пяна
- регулируема височина
- осигурява опора и правилна позиция на шийния гръбнак и главата по време на сън
- идеална за хора, които често спят далеч от дома
- степен на твърдост: мека
- размери: 32 × 25 × 10 cm, с калъф: 32 × 25 × 13 cm



Предназначение:

Възглавница, предназначена за профилактика и предотвратяване на дегенерация и болки в шийния отдел на гръбначния стълб, причинени от неправилна позиция по време на сън; за хора, които имат проблеми, произтичащи от неправилната позиция на врата и главата по време на сън (напр. болки в гърба, мускулно напрежение, мравучкане и изтръпване на крайниците и др.); които се нуждаят от стабилна опора на главата и шийния отдел на гръбначния стълб по време на сън, като същевременно се намалява натискът върху тялото.

ОРТОПЕДИЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА – MORFEUSZ

SOFT 664

- изработена от термоеластична мемори пяна
- регулируема височина
- осигурява опора и правилна позиция на шийния гръбнак и главата по време на сън
- степен на твърдост: мека
- размери: 48 × 32 × 11 cm, с калъф: 48 × 32 × 14 cm

Предназначение:

Възглавница, предназначена за профилактика и предотвратяване на дегенерация и болки в шийния отдел на гръбначния стълб, причинени от неправилна позиция по време на сън; за хора, които имат проблеми, произтичащи от неправилната позиция на врата и главата по време на сън (напр. болки в гърба, мускулно напрежение, мравучкане и изтръпване на крайниците и др.); които се нуждаят от стабилна опора на главата и шийния отдел на гръбначния стълб по време на сън, като същевременно се намалява натискът върху тялото.



ОРТОПЕДИЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА – MORFEUSZ

ЗА ТЕРАПИЯ НА СЪННА АПНЕЯ 665

- изработена от термоеластична „мемори“ пяна
- регулируема височина
- Благодарение на специализирания си профил предотвратява движението на маската CPAP и по този начин позволява на потребителя да използва устройството правилно.
- специалният прорез за раменете позволява на потребителя да заеме удобна позиция, а повдигнатата яка стабилизира положението на главата
- степен на твърдост: мека
- размери: 55 × 36 × 11 cm, с калъф: 55 × 36 × 14 cm

Предназначение:

Ортопедична възглавница от термоеластична пяна, предназначена за лечение на сънна апнея, благодарение на специалния си профил предотвратява движението на маската CPAP.







**АНТИДЕКУБИТАЛНИ
ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА СЯДАНЕ**

Производител на антидекубитални възглавници за сядане

Заседналият начин на живот е сериозен проблем на нашето време. Липсата на физическо движение е основна причина за много от болестите на цивилизацията. Годишните, прекарани зад бюрото, могат да доведат до сериозни проблеми, включително проблеми с кръвообращението и гръбначния стълб. Неправилната позиция на седене е особено опасна за здравето ни. Много често срещано явление е неволното прегърбване или навеждане, докато седим във фотьойл.

Как да намалим негативния ефект от заседналият начин на живот?

Антидекубитални възглавници за сядане помагат да се намали натискът върху меките тъкани и да се осигури правилен приток на кръв. Те стабилизират таза, като улесняват поддържането на правилна стойка.

Коя възглавница против рани от залежаване да изберете - пневматична или от пяна?

За хората с висок риск от поява на рани от залежаване най-доброто решение изглежда е пневматичната възглавница. Такива възглавници се препоръчват за хора, които прекарват по-голямата част от деня в седнало положение. Това е добро решение и за хора, които вече са изпитали негативните ефекти от продължителното седене, но все още са в състояние да се движат самостоятелно.

Ако пациентът се нуждае от стабилизация и минимален натиск върху меките тъкани, си струва да изберете възглавница от пяна. Такъв продукт се адаптира по-добре към формата на таза и не е податлив на неконтролирани движения, както в случая с пневматичната възглавница. Тя позволява да се поддържа правилната позиция на седене. Възглавниците с гел вложка също са много добро решение, тъй като те не само стабилизират добре таза, но благодарение на гел подложката преразпределят по-добре натиска върху таза, което кара потребителя да се чувства по-комфортно.

АНТИДЕКУБИТАЛНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА СЯДАНЕ BIOFLOTE 2 PLUS

BioFlote™

Налични
цветове:

● черен

- висококачествена пневматична възглавница
- предпазва потребителите от деформация на тъканите и рани от залежаване.
- изработена от удобен, гъвкав и много издръжлив неопрен
- до 65% намаляване на напрежението

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ		
МОДЕЛИ		
референтен номер	BioFlote™ 2 Plus/40	BioFlote™ 2 Plus/45
размери	40 cm × 40 cm × 7 cm	45 cm × 40 cm × 7 cm
макс. безопасен товар	210 kg	210 kg



Предназначение:

Антидекубитална възглавница BioFlote™ 2 Plus предпазва потребителя от рани от залежаване и деформация на тъканите. Възглавницата се адаптира към индивидуалната форма на потребителя. Предназначена е за ползватели на инвалидни колички, хора, които остават дълго време в седнало положение, хора с риск от развитие на рани от залежаване или такива, които се нуждаят от профилактика на наклона на таза.

АНТИДЕКУБИТАЛНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА СЯДАНЕ BIOFLOTE 3 PLUS

BioFlote™

Налични
цветове:

● кафяв

- намалява риска от рани от залежаване.
- намалява повърхностния натиск върху таза и лумбалния отдел на гръбначния стълб.
- поддържа правилната позиция на седене.
- универсален, удобен и лесен за използване
- автоматично се надува без използване на помпа
- вентилът за изпускане на въздух кара възглавницата да се адаптира към формата на таза и да регулира мекотата на повърхността на седалката

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ		
МОДЕЛИ		
референтен номер	BioFlote™ 3 Plus/43	BioFlote™ 3 Plus/45.5
размери	40.5 cm × 43 cm × 7.5 cm	40.5 cm × 45.5 cm × 7.5 cm
макс. безопасен товар	130 kg	130 kg



Предназначение:

Антидекубитални възглавници за сядање BioFlote™ 3 Plus против рани от залежаване е предназначена за превенция при хора, които остават дълго време в седнало положение.

АНТИДЕКУБИТАЛНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ ЗА СЯДАНЕ HF2008

Налични
цветове:

● черен

- камерите на възглавницата се адаптират автоматично към формата на бедрата
- намалява натиска върху тазовата област
- разпръсква точките на натиск в бедрата и ханша
- осигурява оптимална стабилност и опора
- помага за свободното движение на кръвта
- подобрява комфорта на седене
- предпазва потребителите от деформация на тъканите и рани от залежаване.
- максимално безопасно натоварване до 150 kg



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

размери	42 cm × 42 cm × 5 cm
макс. тегло на ползвателя	150 kg

Предназначение:

Възглавницата е проектирана така, че да приляга по-добре към формата на тялото на ползвателя и да намалява натиска. Предназначена е за пациенти, които е вероятно да прекарват повече от 15 часа на ден в леглото, и за пациенти със среден до висок риск от развитие на рани от залежаване.

3-СЛОЙНА ПНЕВМАТИЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА СЯДАНЕ

Налични
цветове:

● син

- лесна за използване пневматична възглавница
- облекчава и осигурява комфорт
- уникална технология с въздушни канали за оптимална стабилност и опора
- намалява натиска и разпределя теглото равномерно
- максимално безопасно натоварване до 130 kg

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

размери	40 cm (Ш) × 40 cm (Д) × 5,5 cm (В)
тегло	198 g
макс. тегло на ползвателя	130 kg



Предназначение:

Трислойната пневматична възглавница за седане е предназначена за хора, които прекарват много време в седнало положение, особено за хора, изложени на риск от поява на рани от залежаване.

АНТИДЕКУБИТАЛНА ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА СЯДАНЕ SUPERŽEL 681

- профилираната повърхност на възглавницата осигурява оптимално разпределение на натиска върху тялото и улеснява циркулацията на въздуха
- предназначена за хора, които прекарват много време в седнало положение, например пред компютъра, в инвалидна количка, в автомобил, на работа
- перфектно се адаптира към формата на таза
- има водоотблъскващо и паропропускливо покритие с джоб за дребни предмети

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
покритие	водоустойчив полиестер
размери	40 × 42 × 7 cm
	44 × 42 × 7 cm
	48 × 42 × 7 cm

Предназначение:

Антидекубитална възглавница за сядане Super Žel е препоръчва за превенция на рани от залежаване. Уникалният медицински профил и отворената структура на пяната позволяват свободна циркулация на въздуха, разсейват топлината и влагата върху кожата на пациента. Вложката от гел осигурява преразпределение на натиска върху широка повърхност, като по този начин намалява натиска върху тялото. Долният слой пяна разсейва натиска на повърхността върху тялото и стабилизира възглавницата.



АНТИДЕКУБИТАЛНА ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА СЯДАНЕ JUSTYNA 624

- контурната повърхност стимулира микроциркулацията
- структурата от пяна намалява натиска около опасната кост и перинеума
- осигурява отлична циркулация на въздуха
- премахва болката и дискомфорта при продължително седене

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
покритие	100% полиестер
размери	40 × 42 × 6 cm

Предназначение:

Антидекубиталната възглавница за сядане Justyna се препоръчва при профилактика на раните от залежаване. Тя осигурява правилна циркулация на въздуха. Подходяща е и за хора, които остават дълго време в седнало положение.



АНТИДЕКУБИТАЛНА ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА СЯДАНЕ SUPERJEŽ 626


- профилираната повърхност на възглавницата осигурява оптимално разпределение на натиска върху тялото и улеснява циркулацията на въздуха
- масажирането на кожата стимулира кръвообращението и предотвратява образуването на рани от залежаване.
- подвижният център позволява да се намали натискът в областта на опасната кост, ануса и репродуктивните органи
- по избор памучно-полиестерно или водоустойчиво полиестерно покритие

Предназначение:

Тази възглавница за сядане се препоръчва за предотвратяване на рани от залежаване. Тя осигурява правилна циркулация на въздуха и, ако е необходимо, облекчава натиска около интимните части на тялото. Подходяща е и за хора, които дълго време стоят в седнало положение.







**АНТИДЕКУБИНАЛНИ
И ПОЗИЦИОНИРАЩИ
ПОДЛОЖКИ**

Производител антидекубинални и позициониращи подложки

В болничните грижи пациентите често се нуждаят от поддържане на зоната за предотвратяване на рани от залежаване на места, особено изложени язви под налягане или облекчаване и стабилизиране на места, където те вече са се развили. Антидекубиналните и позициониращите дунапренови подложки са идеално решение. Те са лесни за използване, ефективни и цената им е по-икономична от използването на пълни системи против рани от залежаване, каквито са антидекубиналните матраци.

Освен това те подпомагат позиционирането на пациента, например позволяват да се поддържа подходяща абдукция на долните крайници след операция на тазобедрената става, да се поддържат свити коленете или да се стабилизира пациентът в странично положение.

Нашата оферта включва различни видове подложки против рани от залежаване и подложки за позициониране на тялото, като например:

- протектори за пети и лакти
- рингови позиционери
- подложки за позициониране на главата
- наколенки срещу завъртане
- клинове
- позициониращи ролки и абдукционни възглавници

ПРОТЕКТОР ЗА ПЕТА

ELLEN AD-1

- предназначен за хора, изложени на риск от поява на язви под налягане по петите
- изработен от полиуретанова пяна с характерна контурна структура
- закопчаване със велкро
- предпазва стъпалото от ожулвания около петите и глезените
- подпомага профилактиката на язви под налягане
- продава се като комплект - 2 бр.
- размери 16 × 19 cm

Предназначение:

Протектор от пяна. Осигурява намаляване на повърхностния натиск върху меките тъкани около петите.



ПРОТЕКТОР ЗА ЛАКЪТ

LIMA AD-2

- предназначен за хора, изложени на риск от поява на язви под налягане в областта на лактите
- изработен от полиуретанова пяна с характерна контурна структура
- закопчаване с велкро
- подпомага профилактиката на язви от натиск
- продава се като комплект - 2 бр.
- размери 15 × 39.5 cm

Предназначение:

Протектор от пяна. Осигурява намаляване на повърхностния натиск върху меките тъкани около лактите.



РИНГОВИ ПОЗИЦИОНЕРИ

KARI AD-3

- антидекубитален ринг в калъф, изработен от мек хавлиен трикотаж, със закопчаване с велкро
- изработен от полиуретанова пяна с висока плътност и твърдост
- предназначени за хора с риск от поява на язви под налягане по петите, лактите, главата или опашната кост
- предпазва от ожулвания и подпомага профилактиката на язви под налягане
- продуктът се продава отделно

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ		
размери	AD-3/1	Ø 13 cm, височина 5 cm
	AD-3/2	Ø 15 cm, височина 5 cm
	AD-3/3	Ø 18 cm, височина 5 cm
	AD-3/4	Ø 20 cm, височина 6 cm
	AD-3/5	Ø 25 cm, височина 7 cm
	AD-3/6	Ø 40 cm, височина 5 cm
	AD-3/7	Ø 40 cm, височина 8 cm

Предназначение:

Антидекубитален ринг в калъф. Осигурява подходяща стабилизация и намаляване на повърхностния натиск върху меките тъкани около лактите, петите, главата и опашната кост.



ПОЗИЦИОНЕР ЗА КРАКА

ASTI AD-4

- позиционерът за крака е предназначен за хора, които се нуждаят от правилно и стабилно позициониране на долния крайник след лечение, операции, парализа.
- изработен от полиуретанова пяна с характерни отвори, улесняващи циркулацията на въздуха
- предпазва от ожулвания, подпомага превенцията на язви под налягане и стабилизира положението на стъпалото
- размери 35 × 20 × 10 cm



Предназначение:

Антидекубитален позиционер от пяна. Осигурява адекватна стабилизация и намаляване на повърхностния натиск върху меките тъкани около прасците, петите и стъпалата.

ПОЗИЦИОНЕР ЗА ГЛАВА

RUNA AD-5

- позиционер за стабилизиране на глава
- предназначен за хора с риск от поява на язви под налягане върху главата и/или нуждаещи се от нейното стабилизиране
- предпазва от ожулвания, подпомага предотвратяването на язви под налягане и стабилизира главата в различни позиции
- изработен от полиуретанова пяна, с характерен прорез, улесняващ циркулацията на въздуха



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ		
размери	AD-5/M	18 × 16 × 9 cm
	AD-5/L	23 × 16 × 11 cm

Предназначение:

Антидекубитален позиционер от пяна. Осигурява адекватна стабилизация и намаляване на повърхностния натиск върху меките тъкани около главата.

УНИВЕРСАЛНИ АНТИДЕКУБИНАЛНИ

ПОДЛОЖКИ MONA AD-6

- универсална антидекубитална подложка
- предназначена за хора, изложени на риск от развитие на язви под налягане, като основа за горните и долните крайници
- предпазва от ожулвания и подпомага профилактиката на язви под налягане
- изработена от полиуретанова пяна с характерна контурна структура
- предлага се във версия с и без покритие от памучен полиестер
- продава се в комплект - 2 бр.
- размери 3 × 20 × 41 cm



Предназначение:

Антидекубитална подложка от пяна, по избор с покритие от памук и полиестер. Осигурява подходяща стабилизация и намаляване на повърхностния натиск върху меките тъкани.

РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ВАЛЯК

UNNI AD-7

- ваяк за физическа рехабилитация
- действа добре по време на различни видове рехабилитационни и физиотерапевтични процедури, коригираща гимнастика, традиционни и спортни масажи
- може да се използва за стабилизиране на тялото на пациента, както и за повдигане и разделяне на крайниците.
- във водоустойчив калф от изкуствена кожа с цип, който може да се пере
- допълнителни шевове по ръба, предпазващи от разкъсване
- цвят на продукта, изпратен на случаен принцип



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ		
размери	AD-7/1	размери 10 cm, L 40 cm
	AD-7/2	размери 10 cm, L 50 cm
	AD-7/3	размери 13 cm, L 40 cm
	AD-7/4	размери 13 cm, L 50 cm
	AD-7/5	размери 13 cm, L 60 cm
	AD-7/6	размери 15 cm, L 50 cm
	AD-7/7	размери 15 cm, L 60 cm
	AD-7/8	размери 20 cm, L 60 cm
	AD-7/9	размери 20 cm, L 100 cm
	AD-7/10	размери 30 cm, L 100 cm
	AD-7/11	размери 40 cm, L 100 cm
	AD-7/12	размери 50 cm, L 100 cm

Предназначение:

Ваяк за рехабилитация от пена с миещо се водоустойчиво покритие. Предназначен е за използване по време на различни видове рехабилитационни процедури, коригираща гимнастика или по време на масаж. За използване в рехабилитационни кабинети и за домашна употреба.

ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕН ВАЛЯК ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ

AD-8

- полуцилиндричен ваяк за физическа рехабилитация
- действа добре по време на различни видове рехабилитационни и физиотерапевтични процедури, коригираща гимнастика, традиционни и спортни масажи
- може да се използва за стабилизиране на тялото на пациента, както и за повдигане и разделяне на крайниците.
- във водоустойчив калф от изкуствена кожа с цип, който може да се пере
- допълнителни шевове по ръба, предпазващи от разкъсване
- цвят на продукта, изпратен на случаен принцип



ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ		
размери	AD-8/1	размери 12/6 cm, L 40 cm
	AD-8/2	размери 15/7.5 cm, L 50 cm
	AD-8/3	размери 15/7.5 cm, L 60 cm
	AD-8/4	размери 20/10 cm, L 60 cm
	AD-8/5	размери 40/20 cm, L 60 cm

Предназначение:

Полуцилиндричен ваяк от пена за рехабилитация с миещо се водоустойчиво покритие. Предназначен за използване по време на различни видове рехабилитационни процедури, коригираща гимнастика или по време на масаж. За използване в рехабилитационни кабинети и за домашна употреба.

ТРИЪГЪЛНА ПОДЛОЖКА ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ

PP-8

- антидекубитална триъгълна подложка
- предназначена за хора, които се нуждаят от правилно стабилизиране на положението на тялото (напр. свити колене, странично положение на тялото)
- стабилизира съответните части на тялото, като подпомага профилактиката срещу залежаване
- изработена от полиуретанова пяна
- предлага се със или без покритие от памук и полиестер
- размери 19 × 19 × 43 cm




Предназначение:

Триъгълна подложка от пенопласт, предназначена за стабилизиране на положението на тялото, напр. сгънати колене, странично положение на тялото или абдукция на горния или долния крайник.

КЛИН 30°/60°

PP-9

- 30°/60° клин
- предназначен за хора, които се нуждаят от по-високо положение на торса спрямо останалата част от тялото или които остават в леглото в седнало положение.
- осигурява удобна и безопасна опора за гърба
- използва се за масаж, рехабилитация или коригираща гимнастика
- изработен от полиуретанова пяна
- предлага се със или без покритие от памук и полиестер
- размери 22.5 x 60 x L 58 cm



Предназначение:

Антидекубитален клин от пяна 60°, предназначен за хора, които се нуждаят от по-висока позиция на торса спрямо останалата част от тялото или от стабилизиране в специфична позиция, напр. сгънати колене или странично положение.

КЛИН 45°

PP-10

- 45° клин
- предназначен за хора, които се нуждаят от по-висока позиция на торса спрямо останалата част от тялото или от стабилизация (напр. сгънати колене, странично положение на тялото)
- осигурява удобна стабилизация и безопасна опора за гърба, позволява по-висока позиция на тялото
- използва се за масаж, рехабилитация или коригираща гимнастика
- изработен от полиуретанова пяна
- предлага се със или без покритие от памук и полиестер
- размери 44.5 × 44.5 × 60 cm



Предназначение:

Антидекубитален клин 45°, предназначен за хора, които се нуждаят от по-висока позиция на торса спрямо останалата част от тялото или от стабилизиране в специфична позиция, напр. сгънати колене или странично положение.

ДЪЛГА АБДУКЦИОННА ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА КРАКА PP-11

- предназначена за хора, които се нуждаят от обездвижване и стабилизиране на краката един спрямо друг и поддържането им в разкратено положение, абдукция на долните крайници след операция (напр. ендопротезиране на тазобедрената става)
- предпазва от движения на абдукция, аддукция и ротация в тазобедрените стави в следоперативния период след травми на долните крайници и поддържа краката по цялата им дължина в правилна позиция, без да причинява натиск
- изработена от полиуретанова пяна с меки каишки със закопчаване с велкро

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ		
размери	PP-11/S	W 31 × височина 46 cm
	PP-11/M	W 36 × височина 56 cm
	PP-11/L	W 41 × височина 64 cm



Предназначение:

Дълга абдукционна възглавница за крака от пяна с еластични ленти със закопчаване с велкро, предназначена за хора, които се нуждаят от обездвижване и стабилизиране на краката един спрямо друг и поддържането им в разделено положение, абдукция на долните крайници след операция (напр. ендопротезиране на тазобедрена става).

КЪСА АБДУКЦИОННА ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА КРАКА PP-12

- абдукционната възглавница за крака е предназначена за хора, които се нуждаят от обездвижване и стабилизиране на краката един спрямо друг и поддържането им в разделено положение, абдукция на долните крайници след операция (напр. ендопротезиране на тазобедрена става)
- поддържа краката в правилна позиция, без да причинява натиск
- изработена от полиуретанова пяна, с калъф от хавлиено трико, със закопчалка с велкро

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ		
размери	PP-11/M	17.5 × 14 × 24 cm
	PP-11/L	20 × 16.5 × 26 cm



Предназначение:

Късата абдукционна възглавница на крака от пяна с велкро, предназначена за хора, които се нуждаят от обездвижване и стабилизиране на краката един спрямо друг и поддържането им в разделено положение, абдукция на долните крайници след операция (напр. ендопротезиране на тазобедрена става), за бременни жени или в периода след раждането.





**ПОМОЩНИ СРЕДСТВА
ЗА ХОДЕНЕ**

Производител на рамки за ходене, ръчни колички, проходилки за възрастни, патерици и бастуни

Често по време на рехабилитационния период след травма или в случай на нестабилност при ходене или изправяне пациентът търси допълнителна опора, която да му помогне при придвижване или изправяне.

В богата ни гама от предложения нашите клиенти ще намерят рамки за ходене за рехабилитация, рамки за ходене за хора с увреждания, рамки за ходене и проходилки за възрастни хора, както и ортопедични патерици за подпомагане на ходенето, бастуни, триподи, тетраподи и педални тренажори на достъпна цена.

Рехабилитационни рамки за ходене за възрастни и хора с увреждания

Това е отлично решение за подпомагане на движението предимно въкъщи. Рамките за ходене могат да бъдат разделени в 3 основни категории:

- рамки за ходене, които трябва да се повдигат, за да се движат - най-добрата опора за изправено положение, която обаче изисква да се вдигне от земята и да се придвижи напред, докато ползвателят върви, което същевременно води до ограничения в движението.
- рамки за ходене, които се движат заедно с вас - идеални за възрастни хора или възрастни, които се учат да ходят, например след инсулт. Тя лесно се движи заедно с ползвателя, като му осигурява опора през цялото време.
- рамки за ходене с колелца - идеални за възрастни хора или хора с увреждания, които могат да се движат съвсем уверено. Тези рамки за ходене за рехабилитация са оборудвани с две предни колела, които улесняват движението на пациента.

Рамки за ходене за подмишница

Те се използват за опора при ходене и за улесняване на придвижването на ползвателя без помощта на друг човек. Те осигуряват опора по цялата дължина на ръцете на пациента, което значително облекчава долните крайници.

Ръчни колички за ходене

Това решение съчетава характеристиките на рамките за ходене и на проходилка тип ролатор. Ръчните колички имат два крака, две големи колела и седалка, които позволяват придвижване въкъщи, както и навън на кратки разстояния.

Ортопедични патерици за ходене

Рехабилитационните патерици се използват предимно като опора за хора, които се нуждаят от облекчаване на долните крайници, напр. след фрактури или навяхвания, или за допълнителна стабилизация по време на движение. Тяхното предимство е много по-малкият им размер в сравнение с рамките за ходене или проходилките, но те не са самостоятелни продукти, което означава по-малка опора в сравнение с рамките за ходене или проходилките. Ортопедичните патерици могат да бъдат разделени на два вида: патерици за лакти, при които тежестта на тялото се поема предимно от ръцете, и патерици за ръце, при които част от тежестта се прехвърля в подмишниците.

Трипод и тетрапод

Специална разновидност на бастуните са триподи и тетраподи, предлагащи повече опорни точки, които позволяват на пациента да се подпира по-добре, отколкото със стандартен бастун.

Бастуни за ходене

Идеална помощ за възрастни хора и хора в последния период на рехабилитация. Помага за поддържане на равновесие и частично облекчава долния крайник. Бастуните за ходене са изключително леки и лесни за носене. В нашата оферта можете да намерите и съгъваеми бастуни.

РАМКА ЗА ХОДЕНЕ

RF-100

- олекотена алуминиева рамка за ходене за хора с проблеми със стоенето
- помага при ежедневни дейности, например ставане от леглото, ходене, ползване на тоалетна, разходка.
- съгъва се чрез издърпване на дървена топка
- ергономични пластмасови дръжки
- оборудвана с две предни колела
- регулируема височина

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	127 kg
регулируема височина	78.7-86.3 cm
максимална ширина	64 cm
тегло	1.94 kg
дълбочина	51 cm



Налични цветове:

- СИВ
- СИН
- кафяво

Предназначение:

Рамката за ходене е предназначена за възрастни хора и хора с увреждания със заболявания на опорно-двигателния апарат или с проблем с изправянето. Тя може да се използва вътре. Помага при ежедневните дейности, напр. ставане от леглото, ходене, ползване на тоалетна.

РАМКА ЗА ХОДЕНЕ

RF-131

- олекотена алуминиева рамка за ходене за хора с проблеми със стойката
- помага при ежедневни дейности, например ставане от леглото, ходене, ползване на тоалетна, разходка.
- съчетава 3 функции - плъзгаща се (движи се заедно с потребителя), фиксирана (има твърда рамка), транспортна (опция със и без колела)
- функцията за плъзгане и фиксиране може да се променя удобно с помощта на бутон за заключване
- ръкохватки от мека пяна
- регулируема височина

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
референтен номер	RF-131
височина (без / с колела)	77-95 / 79-97 cm
обща ширина (без колела / с колела)	57 / 60 cm
обща дължина (без колела / с колела)	46 / 49 cm
диам. на предно колело (без колела / с колела)	N/A / 5 инча
макс. безопасно натоварване (без колела / с колела)	100 kg / 100 kg
тегло (без колела / с колела)	2.4 kg / 2.75 kg



Налични цветове:

- СИВ
- СИН
- кафяво

Предназначение:

Рамката за ходене е предназначена за възрастни хора и хора с увреждания със заболявания на опорно-двигателния апарат или с проблем с изправеността. Тя може да се използва вътре. Помага при ежедневните дейности, например ставане от леглото, ходене, ползване на тоалетна.

ПРОХОДИЛКА С КОМПЛЕКТ СЕДАЛКА И ТОАЛЕТНА – HARRY 133

RF-133

- стоманено-алуминиева рамка за ходене за хора с проблеми със стоенето
- помага при ежедневните дейности.
- доставя се с включена седалка и тоалетен комплект, така че може да се използва едновременно като тоалетна седалка и стол за душ.
- дръжки, разположени на две височини, които осигуряват допълнителна помощ при ставане и сядане
- регулируема височина

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
регулируема височина	81-99 cm
ширина на рамката	52 cm
ширина на тоалетната чиния	40 cm
ширина на пейката	41 cm
височина на седалката	46 cm
макс. безопасно натоварване	100 kg
тегло	5.9 kg



Налични цветове:

- СИВ

Предназначение:

Рамката за ходене е предназначена за възрастни хора и хора с увреждания със заболявания на опорно-двигателния апарат или с проблем с изправеността. Тя може да се използва вътре. Помага при ежедневните дейности, например ставане от леглото, ходене, ползване на тоалетна.

РАМКА ЗА ХОДЕНЕ – LUCA 803/1 RF-803/1

- стоманено-алуминиева рамка за ходене за хора с проблеми със стоенето
- помага при ежедневните дейности.
- дръжки, разположени на две височини, които осигуряват допълнителна помощ при ставане и сядане
- регулируема височина
- максимално тегло на потребителя 100 kg

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
регулируема височина	81-99 cm
ширина на рамката	52 cm
максимално безопасно натоварване	100 kg
тегло без колела	2.5 kg
тегло с колела	3.5 kg

Предназначение:

Рамката за ходене е предназначена за възрастни хора и хора с увреждания със заболявания на опорно-двигателния апарат или с проблем с изправянето. Може да се използва на закрито. Помага при ежедневните дейности, например ставане от леглото, ходене, ползване на тоалетна.

Налични цветове:

● СИВ



РАМКА ЗА ХОДЕНЕ ЗА ПОДМИШНИЦА ATLANTA 141 RF-141

- стоманена рамка за ходене за подмишница за хора с проблеми със стойката
- използва се и за подпомагане на ходенето с асистент и за увеличаване на способността на потребителя да се придвижва без присъствието на друг човек.
- спирачки на задните колела
- дръжки от мека пяна
- държач за инфузионен разтвор

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	100 kg
ширина	64 cm
ширина в съгнато състояние	21 cm
дължина	73 cm
регулируема височина	113-135.5 cm
тегло	10.8 kg
диаметър на колелото	10 cm

Предназначение:

Рамката за ходене за подмишница е предназначена за възрастни хора и хора с увреждания със заболявания на опорно-двигателния апарат или като помощно средство в процеса на изправяне. Тя се използва за подпомагане на ходенето и за увеличаване на способността на потребителя да се движи без присъствието на друг човек. Може да се използва на закрито.

Налични цветове:

● СИВ



РЪЧНА КОЛИЧКА С 2 КОЛЕЛА И СЕДАЛКА RF-651

- стоманена ръчна количка за хора с проблеми със стоенето
- оборудвана със седалка, така че потребителят да може да почива върху нея
- ергономични пластмасови дръжки
- две солидни колела отпред

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	113 kg
регулируема височина на ръкохватките	78-98 cm
обща ширина	55 cm
дълбочина	52 cm
тегло	5 kg

Предназначение:

Ръчната количка е предназначена за възрастни хора и хора с увреждания със заболявания на опорно-двигателния апарат или с проблем с изправянето. Тя помага на хората, които се нуждаят от опора по време на ходене, а в случай на умора дава възможност и за почивка. Може да се използва на закрито. Помага при ежедневни дейности, например ставане от леглото, ходене, ползване на тоалетна.

Налични цветове:

● СИВ



ПРОХОДИЛКА С 4 КОЛЕЛА

RF-610

- стоманена проходилка с 4 колела
- солидна и стабилна рамка
- с мека седалка
- с удобна чанта под седалката
- сваляща се облегалка от пяна
- с джоб за дребни предмети под седалката

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	136 kg
регулируема височина на дръжката	79-92.5 cm
ширина в разгънато състояние	61.5 cm
ширина в сгънато състояние	27.5 cm
обща дължина	64 cm
диаметър на колелото	20 cm
тегло	7.8 kg
ширина между дръжките	450 mm
широчина между задните колела	530 mm
височина на седалката	515 mm
дълбочина на седалката	340 mm
ширина на седалката	300 mm
ширина при сгъване	615 mm
дължина в сгънато състояние	175 mm
товароносимост на чантата	5 kg

Предназначение:

Проходилката е предназначена да помага на хора с ограничена подвижност, които се нуждаят от помощ при ставане, изправяне и ходене. Тя позволява самостоятелно извършване на повечето ежедневни двигателни дейности. Тя може да се използва на закрито и на открито.

Налични цветове:

- сив
- червен
- син
- черен



ПРОХОДИЛКА С 4 КОЛЕЛА – DENVER PREMIUM 615 RF-615

- алуминиева проходилка с 4 колела
- маневрена рамка
- с мека седалка
- с преносим кош под седалката, който може да се монтира и на предната част на рамата
- подвижна облегалка с покритие от пяна

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	136 kg
регулируема височина на дръжката	82-93 cm
ширина в разгънато състояние	61 cm
ширина при сгъване	23 cm
обща дължина	69 cm
диаметър на колелото	20 cm
тегло	7.5 kg
сгъната дължина	99 cm
ширина между дръжките	476 mm
широчина между задните колела	460 mm
височина на седалката	575 mm
товароносимост на коша	5 kg
ширина на седалката	355 mm
дълбочина на седалката	340 mm

Предназначение:

Проходилката е предназначена да помага на хора с ограничена подвижност, които се нуждаят от помощ при ставане, изправяне и ходене. Тя позволява самостоятелно извършване на повечето ежедневни двигателни дейности. Тя може да се използва на закрито и на открито.

Налични цветове:

- сив
- червен



ПРОХОДИЛКА С 4 КОЛЕЛА – OSLO PREMIUM 616 RF-616

- алуминиева проходилка с 4 колела
- маневрена рамка
- с мека седалка
- с преносим кош под седалката, който може да се монтира и на предната част на рамата
- подвижна облегалка с покритие от пяна
- облегалката може да се монтира и в двете посоки
- обръщаща се поставка за крака, която се използва за транспортиране на потребителя

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	136 kg
регулируема височина на дръжката	81-91 cm
ширина в разгънато състояние	65 cm
ширина след разгъване на опората за крака	88 cm
ширина при сгъване	23 cm
обща дължина	66 cm
диаметър на колелото	20 cm
тегло	8.2 kg
дължина в сгънато състояние	99 cm
ширина между дръжките	476 mm
широчина между задните колела	460 mm
височина на седалката	575 mm
товароносимост на коша	5 kg
ширина на седалката	355 mm
дълбочина на седалката	340 mm

Предназначение:

Проходилката е предназначена да помага на хора с ограничена подвижност, които се нуждаят от помощ при ставане, изправяне и ходене. Тя позволява самостоятелно извършване на повечето ежедневни двигателни дейности. Тя може да се използва на закрито и на открито.

Налични цветове:

- сив
- червен



ПРОХОДИЛКА С 4 КОЛЕЛА – LIZBONA PREMIUM 620 RF-620

- висококачествена проходилка с 4 колела
- модерен и елегантен дизайн
- лека и маневрена
- лесно придвижване
- сгъваема алуминиева рамка
- сгъваема до малък размер
- удобна седалка
- със спирачки
- с голяма пазарска чанта

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	136 kg
регулируема височина на дръжката	81-93 cm
ширина в разгънато състояние	67 cm
обща дължина	70 cm
диаметър на колелото	20 cm
тегло	6.9 kg
височина на седалката	54.5 cm
ширина на седалката	45 cm
ширина между дръжките	51.5 cm
широчина между задните колела	58 cm
височина на седалката	54.5 cm
ширина на седалката	45 cm
дълбочина на седалката	25 cm
ширина при сгъване	23 cm
товароносимост на чантата	5 kg

Предназначение:

Проходилката е предназначена да помага на хора с ограничена подвижност, които се нуждаят от помощ при ставане, изправяне и ходене. Позволява самостоятелно извършване на повечето ежедневни двигателни дейности. Може да се използва на закрито и на открито.

Налични цветове:

- сив
- червен



ПРОХОДИЛКА С 4 КОЛЕЛА – PALERMO PREMIUM 624 RF-624

Налични
цветове:

- СИВ
- СИН

- икономична проходилка с 4 колела
- модерен и елегантен дизайн
- съгъваема алуминиева рамка
- лесно транспортиране
- съгъваема до много малък размер
- удобна седалка
- със спирачки
- с удобна чанта

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	136 kg
регулируема височина на дръжката	80-96 cm
ширина в разгънато състояние	64.5 cm
диаметър на колелото	20 cm
височина на седалката	53 cm
дълбочина на седалката	25 cm
ширина на седалката	46 cm
тегло	8.2 kg
обща дължина	66 cm
обща ширина	64.5 cm
дължина в сгънато състояние	64 cm
ширина при сгъване	27 cm
височина при сгъване	34 cm

Предназначение:

Проходилката е предназначена да помага на хора с ограничена подвижност, които се нуждаят от помощ при ставане, изправяне и ходене. Позволява самостоятелно извършване на повечето ежедневни двигателни дейности. Може да се използва на закрито и на открито.



ПРОХОДИЛКА С 4 КОЛЕЛА – BOGOTA PREMIUM 625 RF-625

Налични
цветове:

- СИВ

- проходилка с 4 колела
- модерен и елегантен дизайн
- съгъваема алуминиева рамка
- обръщаща се облегалка
- с чанта за пазаруване и държач за патерици
- люлеещи се и свалящи се опори за крака
- транспортна функция

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	136 kg
регулируема височина на дръжката	85-98 cm
обща ширина	640 mm
тегло	9.3 kg
обща дължина	74 cm
обща ширина	62 cm
ширина при сгъване	30 cm
височина при сгъване	85 cm
диаметър на колелото	20 cm
височина на седалката	53 cm
дълбочина на седалката	25 cm
ширина на седалката	46 cm

Предназначение:

Проходилката е предназначена да помага на хора, които се нуждаят от опора при ходене, а в случай на умора осигурява и възможност за почивка. Тя може да се използва на закрито и на открито. Проходилката може да се използва и за транспортиране на потребителя от асистент.



ПРОХОДИЛКА С 3 КОЛЕЛА – BARCELONA 611

RF-611

- стабилна стоманена сгъваема рамка
- с чанта, кош и спирачки
- колела от PVC + PP (поливинилхлорид + полипропилен)

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	110 kg
регулируема височина на дръжката	82-97 cm
ширина в разгънато състояние	60 cm
ширина при сгъване	25 cm
обща дължина	62 cm
диаметър на колелото	20 cm
тегло	7.4 kg

Предназначение:

Проходилката е предназначена да помага на хора с ограничена подвижност, които се нуждаят от помощ при ставане, изправяне и ходене. Позволява самостоятелно извършване на повечето ежедневни двигателни дейности. Може да се използва на закрито и на открито.



Налични цветове:

- СИВ
- СИН

ПРОХОДИЛКА С 3 КОЛЕЛА – HELSINKI PREMIUM 621

RF-621

- олекотена алуминиева сгъваема рамка
- с чанта, кош и спирачки
- колела PU + PP (полиуретан + полипропилен)

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	110 kg
регулируема височина на дръжката	82-97 cm
ширина в разгънато състояние	56 cm
ширина при сгъване	25 cm
обща дължина	62 cm
диаметър на колелото	20 cm
тегло	5.8 kg

Предназначение:

Проходилката е предназначена да помага на хора с ограничена подвижност, които се нуждаят от помощ при ставане, изправяне и ходене. Позволява самостоятелно извършване на повечето ежедневни двигателни дейности. Може да се използва на закрито и на открито.



Налични цветове:

- СИН

ПРОХОДИЛКА С 3 КОЛЕЛА – GENEWA PREMIUM 622

RF-622

- модерен и елегантен дизайн
- олекотена алуминиева сгъваема рамка
- с чанта и спирачки
- регулируема височина на дръжката с бутони за заключване
- колела от TPR (термопластичен каучук)

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	115 kg
регулируема височина на дръжката	82.5-92.5 cm
обща ширина	69.5 cm
обща дължина	66 cm
тегло	5 kg
диаметър на колелото	20 cm

Предназначение:

Проходилката е предназначена да помага на хора с ограничена подвижност, които се нуждаят от помощ при ставане, изправяне и ходене. Позволява самостоятелно извършване на повечето ежедневни двигателни дейности. Може да се използва на закрито и на открито.



Налични цветове:

- СИВ
- кафяв

ПАТЕРИЦА ЗА ЛАКЪТ

RF-200

- маншет с шарнирна връзка
- регулируема долна височина

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	180 kg
регулируема височина	66-91.5 cm
тегло	0.53 kg
височина от дръжката до маншета	22 cm

Предназначение:

Патериците за лакти са предназначени за придвижване, за придържане при ходене, за поддържане на равновесие и за пренасяне на телесната тежест в случаи на травматични и ортопедични заболявания на долните крайници, когато е забранено пълното натоварване на крайника. Предназначени са за пациенти след травми, злополуки, счупвания, навяхвания, изкълчвания, за възрастни хора.

**Налични цветове:**

● сив

ПАТЕРИЦА ЗА ЛАКЪТ

RF-210

- маншет с шарнирна връзка
- регулиране на долната и горната височина

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	180 kg
регулируема височина над дръжката	26.5-34 cm
регулируема височина под дръжката	63.5-91 cm
тегло	0.55 kg

Предназначение:

Патериците за лакти са предназначени за придвижване, за придържане при ходене, за поддържане на равновесие и за пренасяне на телесната тежест в случаи на травматични и ортопедични заболявания на долните крайници, когато е забранено пълното натоварване на крайника. Предназначени са за пациенти след травми, злополуки, счупвания, навяхвания, изкълчвания, за възрастни хора.

**Налични цветове:**

● сив

ПАТЕРИЦА ЗА ЛАКЪТ

RF-220

- отворен маншет
- регулиране на долната височина
- широка гама от цветове

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	113 kg
регулируема височина	73.6-96.5 cm
тегло	0.62 kg

Предназначение:

Патериците за лакти са предназначени за придвижване, за придържане при ходене, за поддържане на равновесие и за пренасяне на телесната тежест в случаи на травматични и ортопедични заболявания на долните крайници, когато е забранено пълното натоварване на крайника. Предназначени са за пациенти след травми, злополуки, счупвания, навяхвания, изкълчвания, за възрастни хора.

**Налични цветове:**

● сив

● син

● червен

● зелен

● розов

● черен

ПАТЕРИЦА ЗА ПОДМИШНИЦА

RF-230

- патерица за подмишницата с високо регулиране
- размери M, L

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ		
референтен номер	RF-230/M	RF-230/L
максимално безопасно натоварване	113 kg	113 kg
тегло	1.5 kg	1.7 kg
регулируема височина	114-134 cm	134-155 cm

Предназначение:

Патериците за подмишници са предназначени за придвижване, придържане по време на ходене, поддържане на равновесие и пренасяне на телесното тегло в случаи на травматични и ортопедични заболявания на долните крайници, когато е забранено пълното натоварване на крайника. Предназначени са за пациенти след травми в областта на опорно-двигателния апарат, след операции, фрактури, с парези на долните крайници.

**Налични цветове:**

● сив

ТРИПОД

RF-300

- регулируема височина
- с голямо стабилно разстояние между краката
- пластмасова ергономична дръжка

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	127 kg
регулируема височина	76-01 cm
тегло	1.15 kg
разстояние между върховете на краката	30 cm; 36 cm

Предназначение:

Триподът е предназначен за придвижване, за придържане при ходене, за опора, поддържане на равновесие и пренасяне на тежестта на тялото в случаи на травматични и ортопедични заболявания на долните крайници. Триподът има три опорни точки, които осигуряват на потребителя по-голяма стабилност по време на ходене. Предназначен е за пациенти с проблеми с равновесието, след травми, по време на лечението на дегенеративни промени, след операции, когато е препоръчително да се облекчи един от крайниците.



Налични цветове:

● сив

ТЕТРАПОД

RF-400

- регулируема височина
- с разстояние между краката, което е подходящо за стълбите
- пластмасова ергономична дръжка

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	127 kg
регулируема височина	77-103 cm
тегло	1.15 kg
височина на краката	14.5 cm
разстояние между върховете на краката	21 cm

Предназначение:

Тетраподът е предназначен за придвижване, за придържане при ходене, за опора, поддържане на равновесие и пренасяне на тежестта на тялото в случаи на травматични и ортопедични заболявания на долните крайници. Тетраподът има четири опорни точки, които осигуряват на потребителя по-голяма стабилност по време на ходене. Предназначен е за пациенти с проблеми с равновесието, след травми, по време на лечението на дегенеративни промени, след операции, когато е препоръчително да се облекчи един от крайниците.



Налични цветове:

● сив

АЛУМИНИЕВ БАСТУН

RF-510

- с двойно регулиране на височината

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	113 kg
тегло	0.38 kg
регулируема височина	78.7-101.6 cm

Предназначение:

Бастунът е предназначен за подпомагане на придвижването, за поддържане на равновесие и за пренасяне на тежестта на тялото в случаи на травматични и ортопедични заболявания на долните крайници. Предназначен е за хора с леки увреждания на долната двигателна система, които се нуждаят от помощ при придвижване.



Налични цветове:

- черен
- син
- червен
- кафяв
- сив
- зелен

СГЪВАЕМ АЛУМИНИЕВ БАСТУН

RF-520

- с двойно регулиране на височината

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
максимално безопасно натоварване	113 kg
тегло	0.35 kg
регулируема височина	78.7-89 cm

Предназначение:

Бастунът е предназначен за подпомагане на придвижването, за поддържане на равновесие и за пренасяне на тежестта на тялото в случаи на травматични и ортопедични заболявания на долните крайници. Предназначен е за хора с леки увреждания на опорно-двигателния апарат, които се нуждаят от помощ при придвижване.



Налични цветове:

- черен
- син
- червен
- кафяв
- сив
- зелен

ПЕДАЛЕН ТРЕНАЖОР С ЦИФРОВ ДИСПЛЕЙ 901 RF-901

Налични
цветове:

● СИВ

- за безопасно укрепване на мускулите, упражнения за кондициониране на мускулите, стимулиране на кръвоносната система
- предназначени за упражняване на горните и долните крайници
- с брояч
- функции на брояча: брой извършени обороти, продължителност на тренировката, приблизителен брой изгорени калории, брой обороти в минута
- с накрайници против хлъзгане
- оборудван с механизъм за съпротивление
- съвпаема рамка

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
тегло	2 kg
ширина	56.5 cm
височина	39.5 cm
дължина	40 cm
максимално тегло на потребителя	100 kg

Предназначение:

Педалният тренажор е предназначен за активни (съпротивителни) упражнения на долните и горните крайници при травматични, ортопедични и ревматични заболявания. Той се използва в рехабилитационни отделения, в домове за възрастни хора и за упражнения в домашни условия. Педалният тренажор е предназначен за безопасно укрепване на мускулите, упражнения за кондициониране на мускулите и стимулиране на кръвоносната система.



ПЕДАЛЕН ТРЕНАЖОР 902 RF-902

Налични
цветове:

● СИВ

- за безопасно укрепване на мускулите, упражнения за кондициониране на мускулите, стимулиране на кръвоносната система
- предназначени за упражняване на горните и долните крайници
- с накрайници против хлъзгане
- оборудван със съпротивителен механизъм

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
тегло	2 kg
ширина	56.5 cm
височина	39.5 cm
дължина	40 cm
максимално тегло на потребителя	100 kg

Предназначение:

Педалният тренажор е предназначен за активни (съпротивителни) упражнения на долните и горните крайници при травматични, ортопедични и ревматични заболявания. Той се използва в рехабилитационни отделения, в домове за възрастни хора и за упражнения в домашни условия. Педалният тренажор е предназначен за безопасно укрепване на мускулите, упражнения за кондициониране на мускулите и стимулиране на кръвоносната система.



СГЪВАЕМ ПЕДАЛЕН ТРЕНАЖОР 903 RF-903

Налични
цветове:

○ бял

- за безопасно укрепване на мускулите, упражнения за кондициониране на мускулите, стимулиране на кръвоносната система
- предназначен за упражняване на горните и долните крайници
- съвпаема рамка
- оборудван със съпротивителен механизъм
- с накрайници против хлъзгане
- бяла елегантна рамка

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
тегло	2.1 kg
ширина	42 cm
височина	30 cm
дължина	23 cm
максимално тегло на потребителя	100 kg

Предназначение:

Педалният тренажор е предназначен за активни (съпротивителни) упражнения на долните и горните крайници при травматични, ортопедични и ревматични заболявания. Използва се в рехабилитационни центрове, в домове за възрастни хора и за упражнения в домашни условия. Педалният тренажор е предназначен за безопасно укрепване на мускулите, упражнения за кондициониране на мускулите и стимулиране на кръвоносната система.





A person is sitting in a wheelchair on a wooden bridge. The person's hands are resting on the bridge railing. The background is a blurred green landscape with trees and foliage. The text "ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ" is overlaid on the bottom right of the image.

ИНВАЛИДНИ КОЛИЧКИ

Производител на инвалидни колички

Убедени сме, че всеки клиент ще намери в нашия асортимент инвалидна количка, която ще отговори на очакванията му както по отношение на функционалността, така и на очакваната цена.

Всяка от нашите инвалидни колички е проектирана така, че да осигурява възможно най-висок комфорт и функционалност на всички хора, страдащи от двигателни увреждания.

Погрижили сме се за широк набор от параметри, благодарение на които всеки потребител ще може да избере продукт, адаптиран към индивидуалните му нужди.

Нашите инвалидни колички са оборудвани с допълнителни функционалности, които влияят на комфорта при използване:

- спирачка за асистента
- регулируеми на височина подлакътници
- регулиране на ъгъла на наклона на облегалката
- люлееща се облегалка
- колела против накланяне
- облегалка за глава на инвалидна количка
- повдигащи се опори за крака

Инвалидна количка под наем

Ние отговаряме на нуждите на пациенти, които се нуждаят от краткосрочна мобилна помощ или не искат да плащат за закупуването на инвалидна количка.

Предлагаме възможност да използвате нашето рехабилитационно оборудване под наем.

Минималният срок на наема е един месец с възможност за многократно подновяване.

Научете повече!

Посетете нашия уебсайт www.rehafund.pl

СТАНДАРТНА СТОМАНЕНА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА BME4611

Налични
цветове:

● черен

- солидни или пневматични колела
- съгъваема рамка и единична напречна скоба
- пластмасови дръжки
- дълги подлакътници
- джоб за дребни предмети

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ		
ширина на седалката [mm]		450
обща ширина [mm]		620
обща дължина [mm]		1020
обща височина [mm]		860
дълбочина на седалката [mm]		420
височина на облегалката [mm]		420
вис. на подлакътника от седалката [mm]		290
височина на седалката от земята [mm]		460
макс. безопасно натоварване [kg]		110 kg
тегло на инвалидната количка [kg]		17 kg
статична стабилност [°]	спускане	9°
	изкачване	9°
	напречно	9°
диаметър на колело	предно	200
	задно	600
температура на употреба и съхранение		от -15°C до 40°C



Предназначение:

Ръчната инвалидна количка се използва като транспортно средство за хора с увреждания, пациенти и възрастни хора.

СТОМАНЕНА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА CRUISER 1 BASIC, RF-1-B

Налични
цветове:

● СИВ

- практична, функционална и лесна за използване стоманена инвалидна количка
- съгъваема рамка и единична напречна скоба
- найлонова тапицерия
- подвижни странични панели
- подвижни и свалящи се степенки с регулируема височина
- стоманени дръжки
- джоб за дребни предмети
- плътни или пневматични задни колела

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ				
ширина на седалката [mm]		420	450	480
обща ширина [mm]		605	630	655
обща дължина [mm]		1030	1030	1030
обща височина [mm]		910	910	910
дълбочина на седалката [mm]		400	400	400
височина на облегалката [mm]		410	410	410
вис. на подлакътника от седалката [mm]		250	250	250
макс. безопасно натоварване [kg]		120	120	120
тегло в опаковката / собствено тегло [kg]		18.1	18.3	18.5
статична стабилност - гранична стойност [°]	напред (откл. колела)	21.1°	23.3°	19°
	назад (откл. колела)	26.3°	28.2°	26.5°
	странично (откл. колела)	21.3°	22.7°	21°
диаметър на колело[mm]	предно	200	200	200
	задно	610	610	610
температура на употреба и съхранение		-5°С до 55°С	-5°С до 55°С	-5°С до 55°С



Предназначение:

Инвалидната количка Cruiser 1 Basic е предназначена за хора с трайни увреждания, които ограничават самостоятелното ходене.

Възможност за избор на допълнително оборудване:

RF-1-B с повдигащи се степенки за краката

СТОМАНЕНА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА

CRUISER 1, RF-1

Налични
цветове:

сив

черен



- стоманена инвалидна количка с допълнителни функционалности за пациента
- двойна кръстосана скоба за по-голяма стабилност
- бързо освобождаващи се задни колела за лесно транспортиране
- алуминиеви дръжки за лесно маневриране
- сгъваема рамка
- тапицерия от найлон
- люлеещи се и свалящи се подложки за крака с регулируема височина
- джоб за дребни предмети
- твърди или пневматични задни колела
- включена възглавница от пяна

Предназначение:

Инвалидната количка Cruiser 1 е предназначена за хора с трайни увреждания, които са затруднени при самостоятелно ходене.

Възможност за избор на допълнително оборудване:

RF-1-B с обръщащи се степенки

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

ширина на седалката [mm]	420	450	480	510
обща ширина [mm]	605	630	655	680
обща дължина [mm]	1030	1030	1030	1030
обща височина [mm]	910	910	910	910
дълбочина на седалката [mm]	400	400	400	400
височина на облегалката [mm]	410	410	410	410
височина на подлакътника от седалката [mm]	250	250	250	250
макс. безопасно натоварване [kg]	120	120	120	135
тегло в опаковката / собствено тегло [kg]	18.1	18.3	18.5	20
статична стабилност - гранична стойност [°]	напред (отключени колела)	21.1°	23.3°	19°
	назад (отключени колела)	26.3°	28.2°	26.5°
	настрани (отключени колела)	21.3°	22.7°	21°
диаметър на колело [mm]	предно	200	200	200
	задно	600	600	600
температура на употреба и съхранение	-5°C до 55°C			

СТОМАНЕНА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА

CRUISER 2, RF-2

Налични
цветове:

● черен



- с висококачествени технически решения
- единична напречна скоба с монтажната система за намаляване на вибрациите
- бързо освобождаващи се щифтове за лесно транспортиране
- откачащи се и свалящи се странични панели
- тегло от 16,5 kg с всички аксесоари, което е отличен резултат за стоманена инвалидна количка.
- допълнително подсилени подлакътници с метална вложка, която ги прави издръжливи
- регулиране на центъра на тежестта на предните и задните колела
- регулируема по височина степенка за крака
- алуминиеви дръжки
- ергономични дръжки за асистента
- степенки за крака: свалящи се и с възможност за обръщане навътре и навън
- включена възглавница от пена

Предназначение:

Инвалидната количка Cruiser 2 е предназначена за хора с трайни увреждания, които са затруднени при самостоятелно ходене.

Възможност за избор на допълнително оборудване:

RF-2 със спирачки

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ			
ширина на седалката [mm]	420	450	480
обща ширина [mm]	предна – 63 cm / задна – 65 cm	предна – 66.5 cm / задна – 69 cm	предна – 69 cm / задна – 71 cm
обща дължина [mm]	1110	1110	1110
обща височина [mm]	950	950	950
дълбочина на седалката [mm]	410	410	410
височина на облегалката [mm]	450	450	450
височина на подлакътника от седалката [mm]	220	220	220
макс. безопасно натоварване [kg]	120	120	120
тегло в опаковката / собствено тегло [kg]	16.5	16.5	16.5
диаметър на колело [mm]	предно	200	200
	задно	600	600
температура на употреба и съхранение	–5°C до 40°C	–5°C до 40°C	–5°C до 40°C

СТАНДАРТНА АЛУМИНИЕВА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА DY01908LAJ

Налични
цветове:

● черен



- твърди или пневматични колела
- съгъваема рамка и двойна напречна скоба
- метални дръжки
- скъсени страни, които позволяват удобен достъп до масата
- откачащи се странични панели
- джоб за дребни предмети

Предназначение:

Ръчните инвалидни колички се използват като транспортно средство за хора с увреждания, болни, възрастни и немощни хора.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ	
обща дължина	97 cm
обща ширина	60, 63, 68 cm
обща височина	94 cm
ширина на седалката	42, 45, 48 cm
предно колело	8 инча
задно колело	24 инча
височина на седалката	49 cm
дълбочина на седалката	40 cm
височина на облегалката	41 cm
ширина при сгъване	33 cm
нетно тегло	13.7 kg
макс. тегло на потребителя	100 kg

АЛУМИНИЕВА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА CRUISER ACTIVE, RF-3

Налични
цветове:

● черен



- функционална, издръжлива и лека алуминиева инвалидна количка
- спирачки за асистента
- съваема облегалка, която помага при транспортирането на инвалидната количка
- двойна кръстосана скоба за по-голяма стабилност
- регулируеми по височина подлакътници
- люлеещи се странични панели
- подвижни и регулируеми по височина степенки за краката
- бързо освобождаващи се задни колела
- алуминиеви дръжки
- включена възглавница от пена
- колела против накланяне
- тазобедрен колан

Предназначение:

RF-3:

Инвалидната количка Cruiser Active е предназначена за хора с трайни увреждания, които не могат да ходят самостоятелно.

RF-3-Z:

Инвалидната количка Cruiser Active Z е предназначена за хора с двигателни смущения, които не позволяват ходене. Оборудването на инвалидната количка с облегалка за глава осигурява опора за пациентите, които се нуждаят от стабилизиране на главата и гърба.

Възможност за избор на допълнително оборудване:

RF-3 с облегалка за глава

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ				
ширина на седалката [mm]	420	450	480	510
обща ширина [mm]	625	650	675	705
обща дължина [mm]	1030	1030	1030	1030
обща височина [mm]	950	950	950	950
дълбочина на седалката [mm]	415	415	415	415
височина на облегалката [mm]	450	450	450	450
регулируема височина на подлакътника [mm]	240–310	240–310	240–310	240–310
макс. безопасно натоварване [kg]	135	135	135	135
основно тегло на инвалидната количка [kg]	13.3	13.8	14.3	14.8
статична стабилност [°]	спускане	18.5°	19.3°	17.1°
	изкачване	27.1°	28.6°	26.8°
	напречно	18.4°	19.6°	18.2°
диаметър на колелото [mm]	предни	200	200	200
	задни	610	610	610
температура на употреба и съхранение	от -5°C до 55°C			

АЛУМИНИЕВА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА - CRUISER SMART

RF-7

- гениално проектирана инвалидна количка с интересна спецификация
- модерен и елегантен дизайн
- спирачки за асистента
- люлеещи се странични панели
- удобни подлакътници с място за ръцете
- твърди или пневматични колела
- лекота и маневреност

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ		
ширина на седалката [mm]	450	
обща ширина [mm]	630	
обща дължина [mm]	1100	
обща височина [mm]	930	
дълбочина на седалката [mm]	400	
височина на облегалката [mm]	455	
вис. на подлакътника от седалката [mm]	270	
височина на седалката от земята [mm]	535	
макс. безопасно натоварване [kg]	140	
основно тегло на инвалидна количка [kg]	14	
статична стабилност [°]	спускане	≥5°
	изкачване	≥5°
	напречно	≥5°
диаметър на колелото	предно	200
	задно	600
температура на употреба и съхранение	5°C ~ 40°C	



Налични
цветове:

сив

Тапицерия
цветове:

син

червен

Предназначение:

Инвалидната количка Cruiser Smart е предназначена за хора с трайни увреждания, които ограничават самостоятелното ходене.

АЛУМИНИЕВА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА - CRUISER AREO

RF-6

- модерен и елегантен дизайн
- лека, маневрена и много издръжлива
- двойна напречна скоба за намаляване на вибрациите
- щифт за бързо освобождаване за лесно транспортиране в багажник
- тегло на инвалидната количка с аксесоари от 14,1 kg
- регулиране на центъра на тежестта на предните и задните колела
- регулируема по височина степенка за крака
- алуминиеви дръжки
- твърди и пневматични задни колела
- спирачки и ергономични дръжки за асистента
- включена възглавница от пена
- колела против накланяне

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ			
ширина на седалката [mm]	420	450	
обща ширина [mm]	590	640	
обща дължина [mm]	1070	1070	
обща височина [mm]	890	890	
дълбочина на седалката [mm]	440	440	
височина на облегалката [mm]	430	430	
вис. на подлакътника от седалката [mm]	200	200	
височина на седалката от земята [mm]	520	520	
макс. безопасно натоварване [kg]	130	130	
тегло на инвалидната количка [kg]	14.1	14.6	
статична стабилност [°]	спускане	≥10°	≥10°
	изкачване	≥10°	≥10°
	напречно	≥10°	≥10°
диаметър на колелото [mm]	предно	200	200
	задно	600	600
температура на употреба и съхранение	-10°C~40°C		-10°C~40°C



Налични
цветове:

черен

Предназначение:

Инвалидната количка Cruiser Areo е предназначена за хора с трайни увреждания, затрудняващи се със самостоятелното ходене, и със запазена способност за функциониране на горните крайници, което позволява самостоятелно придвижване с инвалидна количка.

АЛУМИНИЕВА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА CRUISER ACTIVE 2, RF-4

Налични
цветове:

сив

черен



- с висококачествени технически решения
- конструкция с двойна кръстосана скоба и монтажна система за намаляване на вибрациите
- щифтове за бързо освобождаване за лесно транспортиране на инвалидната количка.
- откачащи се и свалящи се странични панели
- тегло от 16 kg с всички аксесоари
- допълнително подсилени подлакътници с метална вложка, която ги прави издръжливи
- регулируеми по височина подлакътници
- регулиране на центъра на тежестта на предните и задните колела
- регулируеми по височина степенки за краката
- алуминиеви дръжки
- пневматични и полиуретанови задни колела
- спирачки и ергономични дръжки за асистента
- степенки за крака: свалящи се и могат да се обръщат навън и навътре
- включена възглавница от пяна
- съваема облегалка
- колела против накланяне
- тазобедрен колан

Предназначение:

RF-4:

Инвалидната количка RF-4 Cruiser Active 2 е предназначена за хора с трайни увреждания, затрудняващи се за самостоятелното ходене, и със запазена функционалност на горните крайници, позволяваща самостоятелно придвижване в инвалидна количка.

RF-4-Z:

Инвалидната количка RF-4 Cruiser Active 2 Z е предназначена за хора с двигателни дисфункции, които пречат на ходенето. Оборудването на инвалидната количка с облегалка за глава осигурява опора за пациентите, които се нуждаят от стабилизиране на главата и гърба.

Възможност за избор на допълнително оборудване:

RF-4 с облегалка за глава

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ			
ширина на седалката [mm]	420	450	480
обща ширина [mm]	630	660	690
обща дължина [mm]	1000	1000	1000
обща височина [mm]	950	950	950
дълбочина на седалката [mm]	410	410	410
височина на облегалката [mm]	420	420	420
височина на подлакътника от седалката [mm]	190-270	190-270	190-270
регулируема височина на подлакътника [mm]	80	80	80
макс. безопасно натоварване [kg]	120	120	120
основно тегло на инвалидната количка [kg]	16	16	16
способност за изкачване на препятствие [mm]	60	60	60
диаметър на колелото [mm]	предно	200	200
	задно	600	600
температура на употреба и съхранение	-5°C до 40°C	-5°C до 40°C	-5°C до 40°C
статична стабилност [°] - спускане, изкачване, напречно	10°	10°	10°

АЛУМИНИЕВА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА - CRUISER LIBER

RF-20

Налични
цветове:

бял



- лека инвалидна количка с тегло от 10,6 kg
- люлееща се облегалка
- регулируем център на тежестта
- платформа с регулируема височина на степенката
- бързо освобождаващи се задни колела

Предназначение:

Инвалидната количка Cruiser Liber е предназначена за хора с трайни увреждания, които са затруднени в самостоятелното ходене и имат запазена функционалност на горните крайници, което позволява самостоятелно придвижване в инвалидна количка.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ						
референтен номер/наименование		ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА CRUISER LIBER - пневматични колела			ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА CRUISER LIBER - твърди колела	
ширина на седалката [mm]		420	450	480	420	450
обща ширина [mm]		595	645	665	595	645
обща дължина [mm]		820	820	820	820	820
обща височина [mm]		810	810	810	810	810
дълбочина на седалката [mm]		370	370	370	370	370
височина на облегалката [mm]		330	330	330	330	330
височина на подлакътника от седалката [mm]		220	220	220	220	220
макс. безопасно натоварване [kg]		100	100	100	100	100
основно тегло на инвалидната количка [kg]		11	11.4	11.5	10.6	11
статична стабилност [°]	спускане	≥10°	≥10°	≥10°	≥10°	≥10°
	изкачване	≥10°	≥10°	≥10°	≥10°	≥10°
	напречно	≥10°	≥10°	≥10°	≥10°	≥10°
диаметър на колелото [mm]	предно	102	102	102	102	102
	задно	595	595	595	595	595
способност за изкачване на препятствие [mm]		40	40	40	40	40
температура на употреба и съхранение		-10-45°C	-10-45°C	-10-45°C	-10-45°C	-10-45°C

АЛУМИНИЕВА НАКЛАНЯЩА СЕ ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА - CRUISER UTILIS RF-11

Налични
цветове:

СИВ



- люлееща се облегалка
- люлееща се, регулируема на височина и повдигаща се степенка за краката
- отделящ се страничен панел
- колела против накланяне
- обръщащи се, регулируеми по височина подлакътници
- удобна облегалка за глава
- сваляща се тапицерия

Предназначение:

Инвалидната количка Cruiser Utilis осигурява подходяща опора за главата и следователно може да се използва като специална инвалидна количка при следните състояния: парализа и пареза, ампутация на долните крайници, наранявания, проблеми с равновесието, мускулни заболявания или други заболявания, ограничаващи мобилността.

Тя отговаря на нуждите на ползвател с дисфункции на опорно-двигателния апарат, които не позволяват самостоятелно ходене и изискват стабилизиране на тялото поне в полулегло и седнало положение, както и на ползватели, които се нуждаят от опорна система в резултат на индивидуални дисфункции, предвид невъзможността да поддържат самостоятелно седнало положение.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ				
ширина на седалката [mm]		420	450	480
обща ширина [mm]		630	660	690
обща дължина [mm]		117	117	117
обща височина [mm]		129	129	129
дълбочина на седалката [mm]		430	430	430
височина на облегалката [mm]		490	490	490
височина на подлакътника от седалката [mm]		230	230	230
макс. безопасно натоварване [kg]		120	120	120
основно тегло на инвалидната количка [kg]		21.5	22	22.5
способност за изкачване на препятствие [mm]		60	60	60
диаметър на колелото [mm]	предно	200	200	200
	задно	610	610	610
температура на употреба и съхранение		-10°~40°	-10°~40°	-10°~40°
статична стабилност [°] - спускане, изкачване, напречно		спускане ≥ 10°	спускане ≥ 10°	спускане ≥ 10°
		изкачване ≥ 10°	изкачване ≥ 10°	изкачване ≥ 10°
		напречно ≥ 15°	напречно ≥ 15°	напречно ≥ 15°

СТАНДАРТНА СТОМАНЕНА НАКЛАНЯЩА СЕ ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА YJ-011JA

Налични
цветове:

● СІВ



- люлееща се облегалка
- люлееща се, регулируема на височина и повдигаща се степенка за краката
- свалящ се страничен панел
- облегалка за глава
- нисък център на тежестта, оборудван с елементи против накланяне
- включена възглавница от пяна
- мека облегалка за глава с регулиране на височината

Предназначение:

Стандартната накланяща се инвалидна количка осигурява подходяща опора за главата и по този начин може да се използва като специална инвалидна количка при следните заболявания: парализа и пареза, ампутация на долните крайници, наранявания, проблеми с равновесието, мускулни заболявания или други заболявания, ограничаващи подвижността.

Тя отговаря на нуждите на потребител с нарушения на опорно-двигателния апарат, които не позволяват самостоятелно ходене и изискват стабилизиране на тялото поне в полулегло и седнало положение, както и на потребителя, който се нуждае от поддържаща система, произтичаща от индивидуални нарушения, предвид невъзможността за самостоятелно поддържане на седнало положение.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

ширина на седалката [mm]	420	450	480
обща ширина [mm]	620	645	670
обща дължина [mm]	1510	1510	1510
обща височина [mm]	980	980	980
дълбочина на седалката [mm]	450	450	450
височина на облегалката [mm]	520	520	520
височина на подлакътника от седалката [mm]	430	465	485
макс. безопасно натоварване [kg]	120	120	120
основно тегло на инвалидната количка [kg]	25.30	25.40	25.80
способност за изкачване на препятствие [mm]	60	60	60
диаметър на колелото [mm]	предно	200	200
	задно	600	600
температура на употреба и съхранение	-5°C-40°C	-5°C-40°C	-5°C-40°C
статична ос [°] - спускане, изкачване, напречно	10°	10°	10°

СТАНДАРТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА

DY01109

Налични
цветове:

● СИН



- главина на задното колело от магнезиева сплав
- автоматично превключване между ръчен и електрически режим с едно натискане бутон
- задни колела, пригодени за движение по различни повърхности: неравности, черен път, каменна повърхност, трева
- литиева батерия
- 10 Ah батерия
- пробег от 20 km
- многофункционален джойстик с LCD дисплей
- 360-градусов джойстик с лесно захващане
- скоростта
- информация за скоростта в реално време
- Bluetooth и радио
- лесно сгъване
- компактни размери след сгъване за лесно транспортиране
- широк регулируем бедрен колан
- сгъваема облегалка
- повдигащи се степенки
- регулируеми колела против накланяне

Предназначение:

Този продукт е предназначен за възрастни хора, хора с увреждания и други групи хора с ограничени възможности за ходене (с изключение на групи, които не могат да преценят средата, в която се намират), подходящ за закрити помещения, дворове, тротоари и други места за кратки разстояния, той е идеално средство за транспорт за възрастни хора и хора с увреждания.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

обща дължина	99 cm
обща ширина	68 cm
обща височина	91 cm
ширина на седалката	46 cm
диаметър на предното колело	8"
диаметър на задното колело	20"
височина на седалката	48 cm
дълбочина на седалката	40 cm
височина на облегалката	41 cm
ширина на сгънатия продукт	33 cm
тегло на продукта	25.5 kg
тегло на потребителя	100 kg
максимална скорост	≤6 km/h
спирачна ефективност	≤1.5m
статична стабилност	≥9°
динамична стабилност	≥6°
минимален ъгъл на завъртане	≤ 1200 mm
теоретичен обхват	20 km/един акумулатор

МОБИЛЕН ПОВДИГАЧ - NEWTON

RF-1000

Налични
цветове:

☐ бял


- регулируема ширина на основата
- възможност за повдигане и спускане на пациента с помощта на дистанционно управление
- бутон за аварийно изключване на акумулатора
- блокировки на задните колела
- комплект с включена седалка със стандартен размер M
- въртяща се закачалка


Предназначение:

Продуктът осигурява помощ при преместване на пациенти от различни места и медицински изделия. Повдигачът се използва за транспортиране и преместване на пациенти на закрито. Той помага при транспортирането на хора с пълни или частични увреждания, като например лежачо болни и възрастни пациенти с намалена подвижност. Правилното използване на повдигача позволява преместването на възрастни хора, хора с увреждания и парализирани хора, например до легло, тоалетна, баня и др.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

размери	1200 × 595 × 1210 mm
ширина на корпуса	810 mm
номинален капацитет на батерията	4.5 Ah
задвигване със захранване	номинално напрежение 24 V
диаметър на предното колело	3 инча
диаметър на задното колело	4 инча
тегло на потребителя	150 kg
тегло	42 kg
височина на повдигане	1210-1820 mm
номинално напрежение	24 V
натоварване	8000 N
брой повдигания със заредена батерия	80-120 пъти

ИЗБЕРЕТЕ СВОЯ СЕДАЛКА



Стандартна
RF-1010



Размер на седалката

A-46 cm | B-98 cm | C-95 cm

С опора за глава
RF-1011



Размер на седалката

A-47 cm | B-88 cm | C-85 cm

За къпане
RF-1012



Размер на седалката

A-46 cm | B-98 cm | C-95 cm

ЛЕГЛО ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ САМА

RF-2000

ЛЕГЛО ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ САМА BASIC

RF-2001



RF-2000



RF-2001

- електрически мотор
- издръжлива, прахово боядисана стоманена рамка
- 4-сегментна регулируема дървена рамка с пружинни ламели
- облицовка - ламинирана плоскост в цвят светло дърво
- странични релси от ламинирани плоскости
- слушалка с десет функции и вградено заключване
- прецизни и издръжливи задвижвания за управление на германската компания DEWERT
- обща ширина (със страничните релси): 1035 mm
- обща дължина: 2160 mm
- регулиране на височината от 37,5 до 77,5 cm
- регулиране на облегалката от 0° до 70°
- регулиране на долната част за краката от 0° до 20°
- регулиране на горната част за краката от 0° до 40°
- 4 колелца със заключване (Ø100)
- включен подежник с дръжка
- функция Тренделенбург и обратен Тренделенбург (0° до 13°)
- ниво на шума <50 dB
- вградени крайни панели на леглото (модел RF-2000)
- система IPX4 (защита от проникване на вода)

Предназначение:

Леглото за рехабилитация е предназначено предимно за болни и възрастни хора. То се използва за рехабилитация на пациенти не само в болници, но и в санаториуми, старчески домове и частни домове. Те са предназначени да осигурят: комфорт при възстановяването, безопасност на пациентите и да дадат възможност на болногледачите да предоставят ефикасни и лесни грижи.

ЗАБЕЛЕЖКИ

ЗАБЕЛЕЖКИ



ul. Staniewicka 14
03-310 Warszawa
Польша

info@rehafund.pl
www.rehafund.pl